

NOTICE D'UTILISATION

Ergocycle semi-allongé - Physio 600



TMS s.a.s. au capital de 76300 €
RN6, route de St Bris - BP4
89290 CHAMPS SUR YONNE

Tel : +33(0) 3 86 53 83 81
Fax : +33 (0) 3 86 53 80 42
Code NAF 2893Z - SIRET 333 433 480 000 22

Nous vous remercions pour l'achat du PHYSIO 600.

Lisez avec soin ce manuel d'instructions afin d'en obtenir les meilleurs résultats possibles.

VOUS AVEZ ACQUIS UN APPAREIL TRES ROBUSTE ET FIABLE.
PREVU POUR UN SERVICE PROFESSIONNEL.

SOMMAIRE

	page
1 DEBALLAGE	4
2 MISE EN SERVICE	4
3 MANUTENTION	4
4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	4
4.a Marquage CE :	5
4.b Particularités techniques :	5
4.c Options :	6
5 LEGENDE	7
5.a Légende de l'ergocycle semi-allongé :	7
6 CARDIO-FREQUENCEMETRE	9
7 UTILISATION	10
7.a Généralités	10
7.b Fonctionnement	12
8 SERVICE ET ENTRETIEN	17
8.a Nettoyage :	17
8.b Garantie :	17
9 SCHEMA ELECTRIQUE	18

Vérifier que l'appareil est en bon état, sinon faire les réserves d'usage auprès du transporteur.

1 DEBALLAGE

L'appareil est livré sur palette filmée, il est prêt à être utilisé.
Il pèse 75 kg et est muni de roulettes pour sa manutention.

2 MISE EN SERVICE

S'assurer que le réseau électrique correspond aux caractéristiques de la plaque signalétique, située sur le châssis.

Brancher sa prise au réseau, l'appareil est prêt pour son utilisation.

3 MANUTENTION

L'ergocycle semi-allongé peut être facilement déplacé par une seule personne.

Débrancher l'appareil et ranger son câble d'alimentation de manière à ne pas gêner son déplacement.

Se mettre derrière le siège de l'appareil et le soulever à partir de l'anneau chromé de façon à mettre en contact les roulettes arrière avec le sol. Il suffit, ensuite, de le faire rouler pour le changer d'endroit.

4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ces caractéristiques sont sujettes à des modifications, sans préavis, ceci afin d'optimiser l'appareil.

Constructeur : **SARL TECHNOLOGIES MACHINES SPECIALES**
LD « LES CHAMPS GALOTTES »
89 530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Type d'appareil : **ERGOCYCLE**

Numéro de série et modèle : se référer à la plaque signalétique de l'appareil.

Tension de service : **230V**

Fréquence : **50Hz**

Courant absorbé : **1A**

Classification de l'appareil : **Type BF**
IP21

Niveau sonore : inférieur à 70 dB.



4.a Marquage CE :

Conforme à la directive **89/336/CEE**.

Conforme à la directive **73/23/CEE** modifiée par la directive **93/68/CEE**.

Selon les normes harmonisées suivantes :

EN 60 204-1 sur l'équipement électrique des machines.

EN 60 601-1 sur le matériel médical.

EN 50 081-1 sur l'émission, protection de l'environnement radioélectrique.

EN 50 082-1 sur l'immunité, capacité à fonctionner conformément à sa destination.

Nota : pour réaliser un contrôle diélectrique sur le matériel, contacter le SAV.

4.b Particularités techniques :

Le branchement se fait depuis l'embase secteur, accessible par une ouverture latérale dans le carter de protection, et le câble d'alimentation, longueur 2,5 mètres, muni des prises correspondantes 2P+T 230V 10A.

L'interrupteur de mise sous tension est situé sur l'embase secteur.

L'encombrement est de 158 à 188 x 73 cm. La hauteur est de 114 cm.

Le freinage s'effectue par système électromagnétique à courant de Foucault.

La transmission est réalisée par courroies souples silencieuses équipées d'un système automatique de tension.

Le châssis acier mécano-soudé est très rigide, l'accessibilité est étudiée pour faciliter l'enjambement.

5 pieds d'appui au sol assurent une bonne stabilité.

La présence d'une roue libre permet l'arrêt brutal du pédalage.

Des sangles sur les pédales permettent le bon maintien des pieds sur celles-ci.

Le siège est réglable et est muni de mousse à mémoire de qualité 37 kg à cellules compactes.

La rambarde, de forme ergonomique, est adaptée aux cas d'usage les plus fréquents.

Couleurs : gris clair.

La puissance de freinage est réglable de 5 à 350 W à 70 tr/min (soit de 5 à 550 W à 150 tr/min)

Le pupitre électronique de commande est très accessible en face avant. Il comprend :

- Des touches sensibles
- Un écran LCD alphanumérique (cristaux liquides)
- Un afficheur LED
- 5 programmes personnels (libres)
- 12 programmes types (pré-établis)
- Un programme à puissance constante
- Un récepteur de pulsations compatible « Polar »
- Informations affichées : puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts),

Vitesse de pédalage (tr/mn), distance parcourue (km), temps, rythme cardiaque (bpm), calories consommées

4.c Options :

- Couleurs
- Ceinture thoracique
- Siège avec dossier inclinable

5 LEGENDE


5.a Légende de l'ergocycle semi-allongé :

PHYSIO 660



5.b Légende du plastron :

CLASSIC




- (1) Adjust = Uniquement pour la version GRAPHIC.
- (2) Scan = Touche de sélection d'affichage entre le temps, la distance, l'élimination de calories et La puissance.
- (3) Reset = Touche de réinitialisation du système.
- (4) Return = Touche retour : permet de revenir aux étapes précédentes.
- (5) Prog = Touche programmation : entrée en mode programme.
- (6) Enter = Touche validation : permet de passer à l'étape suivante dans le mode programmation.
- (7) Start = Touche marche : permet l'exécution de l'application sélectionnée.
- (8) - = Touche de réglage.
- (9) + = Touche de réglage.
- (10) LEDS = Afficheur LEDS.
- (11) LCD = Ecran LCD.

6 CARDIO-FREQUENCEMETRE

L'ergocycle semi-allongé dispose de l'affichage continu de la fréquence cardiaque en pulsations par minute si l'utilisateur est équipé de la ceinture émettrice « Polar » non codée (ou matériel compatible).

Avant de positionner le cardio-fréquencemètre, il faut humidifier les surfaces rectangulaires sous la ceinture ou les vêtements s'il est utilisé par-dessus un maillot.




Une fois la ceinture positionnée, montez sur l'ergocycle semi-allongé et l'affichage de la fréquence cardiaque débutera.

Si la fréquence cardiaque de l'utilisateur dépasse le seuil aérobie (85% de la fréquence cardiaque maximale), celui-ci est prévenu par l'affichage clignotant de la fréquence. La fréquence cardiaque maximale est donnée par la formule : fréquence maximale = $220 - \text{Age}$. Cette formule n'est donnée qu'à titre indicatif, si vous êtes âgé de plus de 35 ans et ne pratiquez aucune activité physique régulière, si vous fumez ou souffrez d'hypertension artérielle, il est conseillé de consulter votre médecin afin de calculer votre fréquence maximale. De même si vous portez un stimulateur cardiaque, n'utilisez le cardio-fréquencemètre qu'après avoir consulté votre médecin.

La zone appelée FAT BURNING (55 % à 65 % de la fréquence cardiaque maximale) est la zone à l'intérieur de laquelle l'organisme consomme le maximum de graisses.

La zone AEROBIE (65 % à 85 % de la fréquence cardiaque maximale) est la zone à l'intérieur de laquelle un exercice permet d'améliorer l'endurance et la condition physique générale.

ZONES D'ACTIVITE CARDIAQUE



Des interfaces entraînant des dysfonctionnements peuvent intervenir à proximité d'une ligne à haute tension, d'un téléviseur, d'un four micro-onde...

L'émetteur doit être nettoyé à l'eau légèrement savonneuse quand cela paraît nécessaire. Ne jamais utiliser d'alcool ou de produit chimique, ceci endommagerait les électrodes.

Durée de vie de la pile de l'émetteur estimée à 2 ans (2500 heures). Lorsque cette pile est usée, contacter le S.A.V. afin de procéder au remplacement de l'émetteur.

7 UTILISATION

7.a Généralités

Mettre l'appareil sous tension en manœuvrant l'interrupteur, accessible par une ouverture latérale dans le carter de protection.

Régler la profondeur du siège avec la manette latérale.

Régler les sangles des pédales sur la position appropriée aux pieds et aux chaussures de l'utilisateur.



L'utilisation libre de l'ergocycle semi-allongé Tm, sans réglage préalable, est tout à fait possible. Il suffit simplement d'actionner les touches « + »(9) ou « - »(8) pendant le pédalage pour obtenir l'effort souhaité.

Si nécessaire, orienter le pupitre dans la direction souhaitée.




Option siège avec dossier inclinable :

Effectuer, avec le levier de gauche, le réglage approprié à l'utilisateur de la position angulaire du dossier du siège.



7.b Fonctionnement

Mettre l'appareil sous tension en manœuvrant l'interrupteur, accessible par une ouverture latérale dans le carter de protection.




Paramétrer le profil utilisateur :

Avec la touche " RETURN " (4) et " ENTER " (6), l'utilisateur peut entrer ses caractéristiques physiques.


Appuyer sur la touche " ENTER " (6) pour l'affichage du sexe.

Modifier avec les touches " + " (9) ou " - " (8)




Appuyer sur la touche " ENTER " (6) pour l'affichage de l'âge.

Modifier avec les touches " + " (9) ou " - " (8).



Appuyer sur la touche " ENTER " (6) pour l'affichage du poids.

Modifier avec les touches " + " (9) ou " - " (8)



Ces trois paramètres servent à calculer les calories dépensées et le seuil aérobie de la fréquence cardiaque. Leur réglage est facultatif car ils sont réglés à des valeurs par défaut (Homme, 30 ans et 75 kgs; femme, 25 ans et 55 kgs).

Paramétrer ces valeurs permet d'avoir des informations et des données plus précises et plus personnelles.

Avec le mode manuel :

A partir de l'état de veille, l'appui sur reset ou le pédalage fait passer en mode manuel.

Paramétrer les caractéristiques physiques de l'utilisateur (voir paragraphe "profil utilisateur")

Nota = L'utilisateur peut accéder aux manipulations suivantes sans paramétrer ses caractéristiques physiques.

Le mode manuel ne nécessite aucun réglage. Il suffit simplement d'appuyer sur les touches " + " (9) ou " - " (8) pendant le pédalage pour obtenir le niveau souhaité.

Avec les programmes pré-établis (n°1 à 12) :

L'accès au mode programmation s'effectue par l'appui sur la touche " PROG " (5). L'utilisateur peut choisir un programme et paramétrer son exécution.

Paramètres généraux:

1^{ère} étape concernant les caractéristiques physiques de l'utilisateur (voir paragraphe " Profil utilisateur ").

Nota = Un second appui sur la touche " PROG " (5), permet de passer directement à la 2^{ème} étape.

Paramètres du programme pré-établi:

2^{ème} étape concernant le choix du programme.

Appuyer sur la touche " ENTER " (6).

Choisir avec les touches " + " (9) ou " - " (8)

N u m é r o d u
p r o g r a m m e : 1

Paramètre

3^{ème} étape concernant la durée.

Appuyer sur la touche " ENTER " (6).

Choisir avec les touches " + " (9) ou " - " (8)

D u r é e d u
p r o g r a m m e : 1 0 m i n

Paramètre

4^{ème} étape concernant le niveau maximum du programme.

Appuyer sur la touche " ENTER " (6).

Choisir avec les touches " + " (9) ou " - " (8)

N i v e a u m a x i d u
p r o g r a m m e : 8

Paramètre

Appuyer sur la touche " START " (7) pour l'exécution du programme.

Nota = Lors de l'exécution du programme, le niveau de l'étape en cours peut être modifiable avec les touches " + " (9) ou " - " (8).

Avec les programmes personnalisés (n° supérieur à 13) :

L'accès au mode programmation s'effectue par l'appui sur la touche " PROG " (5). L'utilisateur peut personnaliser 5 programmes (n° 14 à 18). La mise hors tension de l'appareil n'efface pas les données enregistrées.

Paramètres généraux:

1^{ère} étape concernant les caractéristiques physiques de l'utilisateur (voir paragraphe " Profil utilisateur ").

Nota = Un second appui sur la touche " PROG " (5), permet de passer directement à la 2^{ème} étape.

Nota = Un second appui sur la touche " PROG " (5), permet de passer directement à la 2^{ème} étape.

Paramètres du programme personnalisé:

2^{ème} étape concernant le numéro du programme n°13.

Appuyer sur la touche " ENTER " (6).

Choisir avec les touches " + " (9) ou " - " (8).

N	u	m	é	r	o	d	u				
p	r	o	g	r	a	m	m	e	:	1	3

Paramètre

3^{ème} étape concernant le réglage de la cible.

Appuyer sur la touche " ENTER " (6).

Choisir avec les touches " + " (9) ou " - " (8)

P	u	i	s	a	n	c	e						
c	i	b	l	e	:	1	2	0	W	a	t	t	s

Paramètre

Par appui sur " START " (7), seules les leds de la première étape restent allumées en chenillard jusqu'à la valeur cible fixée.

Indicateur du rythme
cardiaque à la minute

1	1	0	3	6	.	5	k	m	/	h
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cible fixée

Appuyer sur la touche START (7) et commencer l'exercice !

Lorsque la durée de l'exercice est dépassée, l'ergocycle passe automatiquement en mode manuel et fixe le niveau de résistance sur la puissance maxi sélectionnée.

Vous pouvez lire en direct les données sur l'écran LCD : le temps écoulé, votre rythme cardiaque, la distance parcourue, les calories dépensées, la vitesse et la puissance développée.

Vous pouvez suivre sur le afficheur de LEDS votre progression dans le programme d'entraînement : la petit lumière qui clignote vous indique la position dans le programme.

La puissance de résistance est modifiable pendant toute la durée de l'exercice à l'aide des touches « + » (9) et « - » (8). Pour terminer l'exercice avant la durée limite programmée, il suffit de ne plus pédaler, le chronomètre s'arrêtera de lui-même. La lecture des résultats est possible en appuyant sur la touche SCAN (2) à plusieurs reprises.

Pour repartir, appuyer sur la touche START (7), l'exercice continuera là où il a été arrêté.

Pour remettre à zéro les paramètres, il suffit d'appuyer sur la touche RESET (3).

8 SERVICE ET ENTRETIEN

L'entretien de l'appareil est réduit ; Pour une durée de vie importante, il est souhaitable :

- de le nettoyer régulièrement
- de ne pas l'utiliser dans un endroit humide ou à côté d'une source d'eau
- de l'éteindre en cas de non utilisation

8.a Nettoyage :

Débrancher l'appareil et le dépoussiérer si nécessaire à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Ne jamais utiliser d'alcool ou de produit chimique ; ceci risquerait d'endommager l'appareil.

8.b Garantie :

A compter du jour de la livraison, les matériels sont garantis contre tout vice caché de matière et de fabrication pendant une période de cinq ans sur les pièces qui s'avèreraient défectueuses à l'exclusion des pièces d'usure normales. La garantie ne s'exercera qu'à la condition que le matériel soit utilisé de manière appropriée avec un taux de fonctionnement maximum de 10 heures / jour. Elle sera annulée pour toute panne causée par un accident (incendie, inondation, séisme, etc....) par une négligence, une maladresse, un défaut de réseau électrique ou d'eau ou par le remplacement de pièces non conforme au montage d'origine (fusibles, pédales, plots élastiques, ressort...). La garantie est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nous, par de nouvelles pièces de notre fourniture, sans que nous ayons à supporter d'autres frais quels qu'ils soient pour dommages ou pertes causés directement ou indirectement à l'usage notamment pour démontage, montage, emballage, transport, main-d'œuvre, etc. Nous ne répondons pas d'une mauvaise utilisation de l'appareil, ni d'avaries dues à un manque d'entretien ou de réglage. D'autre part, la garantie ne s'appliquera pas à la peinture dans le cas d'une utilisation de l'appareil dans un environnement anormal (humidité, ambiance saline, ...). Les dispositions des présentes conditions de garanties ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts de vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pièces d'usure non garanties : sangles pédales, sellerie, gaines mousse de rambarde, embouts de guidon.

9 SCHEMA ELECTRIQUE

Physio 660

