


















CALIBRATION

Il y a deux méthodes pour l'étalonnage. Le tableau suivant montre le processus d'étalonnage.

	Calibration sur Calkit	Calibration sur Fantôme
1	<p>Ouvrez le capuchon du kit d'étalonnage et versez la solution saline.</p> <p><i>*Condition de calibration</i> Vérifiez l'absence de bulle d'air. Vous pouvez utiliser de l'eau distillée à la place de la solution saline. Dans ce cas, n'effectuer la calibration qu'après avoir vérifié la totale absence bulle d'air.</p> 	<p>Placez le fantôme Cubescan sur une surface plane. Et ouvrez la couverture du fantôme.</p> 
	<p>Remplissez l'eau le Calkit jusqu'à ce que le niveau d'eau corresponde au niveau de l'eau comme indiqué ci-dessous.</p> <p>Le niveau d'eau se trouve à environ 1 cm du bord supérieur.</p> 	<p>Verser entre 5 et 10 mm d'eau ou plus sur la surface du fantôme</p> 

	Calibration sur Calkit	Calibration sur Fantôme
2	<p>Mettre en place le couvercle du kit d'étalonnage. Assurez-vous que la flèche du couvercle supérieur est alignée avec l'encoche du bas.</p>  <p style="text-align: center;">Calkit</p>	<p>Mettre en place le couvercle sur le fantôme Cubescan. Vérifiez si le support est dans une position</p>  <p style="text-align: center;">Phantom</p> <p>stable et plate.</p>
3	<p>Alignez le bouton de balayage de la sonde avec le repère en forme de flèche du kit de calibration et placez la tête de la sonde dans le porte-sonde fermement.</p>  <p style="text-align: center;">Calkit</p> <p>sonde fermement.</p>	<p>Placez la tête de la sonde dans le porte-sonde fermement.</p>  <p style="text-align: center;">Phantom</p>
4	Connecter la sonde à l'appareil	
5	Allumer l'appareil	
6	 <p>Appuyez sur l'icône Setup en haut de l'écran</p>	
7	 <p>Appuyer sur la touche scan</p>	
8	<p>Touchez l'icône suivante sur l'écran Scan Setup.</p> 	<p>Touchez l'icône suivante sur l'écran Scan Setup.</p> 
9	<p>L'écran d'étalonnage apparaît comme suit:</p> 	<p>L'écran d'étalonnage apparaît comme suit:</p> 

	Calibration sur Calkit	Calibration sur Fantôme
10	 <p>Lorsque vous touchez l'icône gauche, vous pouvez imprimer les informations d'étalonnage précédentes ou actuelles.</p>	
11	<p>Appuyez sur l'icône "SCAN" pour lancer l'étalonnage et attendez que l'étalonnage soit terminé.</p> <p>Si la calibration réussit, la date de calibration sera modifiée et l'appareil sauvegardera la nouvelle valeur calibrée.</p> <p>Si une erreur d'étalonnage se produit pendant l'étalonnage, recommencez l'étalonnage après avoir vérifié l'état idéal * de l'étalonnage. Si l'erreur se reproduit, contactez un distributeur local ou MCube Technology.</p> 	<p>Appuyez sur l'icône "SCAN" pour lancer l'étalonnage et attendez que l'étalonnage soit terminé.</p> <p>Si la calibration réussit, la date de calibration sera modifiée et l'appareil sauvegardera la nouvelle valeur calibrée.</p> <p>Si une erreur d'étalonnage se produit pendant l'étalonnage, recommencez l'étalonnage après avoir vérifié l'état idéal * de l'étalonnage. Si l'erreur se reproduit, contactez un distributeur local ou MCube Technology.</p> 

Description problèmes rencontrés :

Error Code	Description	Remark
1	Insufficiency of saline solution	Check the solution level.
2	Transducer error	Check the transducer Check probe connection
3	Plane motor error(1)	Check the plane motor Check probe connection
4	Plane motor error(2)	Check the plane motor Check probe connection
5	Reserved	
6	Reserved	
7	Error in the Analog Board	Check the Analog Board
8	If there's no reflection signal from target.	Probe is not in the Calkit.
9	Angle Motor Error(1)	Check the angle motor
		Check probe connection
10	Angle Motor Error(2)	Check the angle motor Check probe connection
11	Distance error from transducer to target	Frame – out of position
12	Too low echo signal	Confirm that the air bubble is absent. Check the Analog Board
13	Too high echo signal	Check the Analog Board