

Autotest Nasal COVID-19

Autotest antigénique nasal rapide pour la détection du coronavirus et de ses différents variants en 15 minutes

FIABLE

- Détection du coronavirus par prélèvement nasal
- Détection des variants:
 - anglais (VOC-202012/01)
 - sud-africain (501.V2)
 - brésilien (B.1.1.248)
 - delta (B.1.617.2)
- Performances en accord avec les recommandations de la HAS.

PRATIQUE


- Flacon de tampon prêt à l'emploi fourni avec chaque test
- Prélèvement nasal sans douleur et non invasif

RAPIDE


- Obtention des résultats en 15 minutes.




Une utilisation simple en 3 étapes



Introduire délicatement l'écouvillon dans la narine, faire tourner l'écouvillon à l'intérieur. Répéter ce processus pour l'autre narine. Placer l'écouvillon prélevé dans le flacon et mélanger.



Pour retirer l'écouvillon, pincer le tube d'extraction contre l'écouvillon pour libérer autant de liquide que possible.



Déposer 3 gouttes dans le puits à échantillon du test et démarrer le chronomètre.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

	<p>POSITIF: Deux lignes colorées apparaissent. Une ligne colorée doit toujours apparaître dans la région de la ligne de contrôle (C) et une ligne dans la région (T).</p>
	<p>NÉGATIF: Une ligne colorée apparaît dans la zone de la ligne de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la région (T).</p>
	<p>INVALIDE: Une bande au niveau de la zone Test (T) apparaît. Aucune bande au niveau de la zone contrôle (C). Recommencer le test avec un nouveau dispositif.</p>

RÉFÉRENCES

Boîte de 2 tests : 2276-AT-NS-2
Boîte de 5 tests : 2276-AT-NS-5

- LES TESTS DOIVENT ÊTRE STOCKÉS ENTRE 2 ET 30°C.
- NE PAS UTILISER LES TESTS APRÈS LA DATE DE PÉREMPTION.
- LES TESTS NON-USAGÉS ET PÉRIMÉS PEUVENT ÊTRE JETÉS DANS LE CIRCUIT HABITUEL D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS.