


<b>Intitulé du Dispositif Médical</b>	<b>Circuit adulte en intérieur lisse</b>
---------------------------------------	--

<b>1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise :</b>		Date de mise à jour : 01/12/2023 Date d'édition : 01/12/2023
1.1	Nom : <b>Intersurgical</b>	
1.2	Adresse complète : <b>7 bis, Rue Pelloutier – CS 11064 Croissy-Beaubourg 77435 Marne La Vallée Cedex 2</b>	Tél : <b>01 48 76 72 30</b> e-mail : <b>info@intersurgical.fr</b> site internet : <b>www.intersurgical.fr</b>
1.3	Coordonnée du correspondant matériovigilance : <b>M. Nicolas LELIEVRE</b>	Tél : <b>01 48 76 43 63</b> e-mail : <b>materiovigilance@intersurgical.fr</b>

2. Informations sur le dispositif ou l'équipement																																									
2.1	<u>Dénomination commune</u> : <b>Circuits de ventilation adulte</b>																																								
2.2	<u>Dénomination commerciale</u> : <b>Circuits intérieur lisse adulte 22mm</b>																																								
2.3	<b>CLADIMED : R57CA02</b> <b>GMDN : 37706</b>																																								
2.4	<u>Code LPPR* (ex. TIPS si applicable)</u> : <b>non applicable</b>																																								
2.5	<u>Classe du DM</u> : <b>2A</b> <u>Directive de l'UE applicable</u> : <b>93/42 EEC</b> <u>Selon Annexe n°</u> : <b>2</b> <u>Numéro de l'organisme notifié</u> : <b>1639</b> <u>Date de première mise sur le marché dans l'UE</u> : <b>1999</b> <u>Fabricant du DM</u> : <b>Intersurgical</b>																																								
2.6	<u>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)</u>  <b>Circuits intérieur lisse 22mm adulte. Selon les références, les circuits sont disponibles avec ou sans orifice sur la pièce en Y.</b>    <b>Référence représentée en image : 5000000</b>																																								
2.7	<u>Références Catalogue</u> :  <u>REFERENCE</u> : <table><tr><th>Référence</th><th>Description</th><th>Qté/ Carton</th><th>Qté/ Palette</th><th>UCD</th><th>QML</th></tr><tr><td>5000000</td><td>Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. ≥ 1.6m</td><td>12</td><td>192</td><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>5000000S</td><td>Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. ≥ 1.6m – Stérile</td><td>20</td><td>160</td><td>1</td><td>20</td></tr><tr><td>5000005</td><td>Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec orifices . ≥ 1.6m</td><td>12</td><td>192</td><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>5000005S</td><td>Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec orifices . ≥ 1.6m - Stérile</td><td>20</td><td>160</td><td>1</td><td>20</td></tr><tr><td>5000010</td><td>Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec raccord coudé et Luer . ≥ 1.6m</td><td>12</td><td>192</td><td>1</td><td>12</td></tr></table>					Référence	Description	Qté/ Carton	Qté/ Palette	UCD	QML	5000000	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. ≥ 1.6m	12	192	1	12	5000000S	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. ≥ 1.6m – Stérile	20	160	1	20	5000005	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec orifices . ≥ 1.6m	12	192	1	12	5000005S	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec orifices . ≥ 1.6m - Stérile	20	160	1	20	5000010	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec raccord coudé et Luer . ≥ 1.6m	12	192	1	12
Référence	Description	Qté/ Carton	Qté/ Palette	UCD	QML																																				
5000000	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. ≥ 1.6m	12	192	1	12																																				
5000000S	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. ≥ 1.6m – Stérile	20	160	1	20																																				
5000005	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec orifices . ≥ 1.6m	12	192	1	12																																				
5000005S	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec orifices . ≥ 1.6m - Stérile	20	160	1	20																																				
5000010	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm pièce en Y avec raccord coudé et Luer . ≥ 1.6m	12	192	1	12																																				

5000033	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. $\geq 4.0\text{m}$	10	80	1	10
5000034	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. $\geq 3.2\text{m}$	10	80	1	10
5001000	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. $\geq 2.0\text{m}$	15	240	1	15
5011008S	Circuit respiratoire intérieur lisse 22mm. $\geq 2.4\text{m}$ - Stérile	10	80	1	10

**Descriptif de la référence :**

**Tuyau 22mm intérieur lisse avec raccords souples, 22F-22F côté machine.**

**Le tuyau intérieur lisse comporte des raccords souples (22F) soudés sur le tube pour éviter fuites et déconnexion.**

**Ces tuyaux transparents résistant à l'écrasement offrent une assistance respiratoire supérieure, notamment :**

- Des caractéristiques de débit améliorées
- Une plus faible compliance du tuyau
- Une réduction du volume du circuit.



**Tous les capuchons d'embouts, prises et orifices d'Intersurgical sont solidaires du raccord pour une sécurité accrue, prévenant ainsi toute perte ou chute dans le champ du patient.**

**Prise luer**

Connexion sécurisée des lignes de prélèvement de gaz avec embout luer lock



**Caractéristiques de la référence :**

Référence	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Pièce en Y	Autres
5000000	$\geq 1.6$	22	Sans orifices	Capuchon sécurité
5000000S	$\geq 1.6$	22	Sans orifices	Capuchon sécurité
5000005	$\geq 1.6$	22	Avec orifices	Capuchon sécurité
5000005S	$\geq 1.6$	22	Avec orifices	Capuchon sécurité
5000010	$\geq 1.6$	22	Avec orifices et raccord coudé Luer	Capuchon sécurité
5000033	$\geq 4.0$	22	Sans orifices	Capuchon sécurité
5000034	$\geq 3.2$	22	Sans orifices	Capuchon sécurité
5001000	$\geq 2.0$	22	Sans orifices	Capuchon sécurité
5011008S	$\geq 2.4$	22	Sans orifices	Capuchon sécurité

2.8	<p><u>Composition du dispositif et Accessoires :</u></p> <table border="1" data-bbox="300 241 1104 376"> <thead> <tr> <th>ELEMENTS</th><th>MATERIAUX</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raccord rigide</td><td>Polyéthylène basse densité</td></tr> <tr> <td>Raccord souple</td><td>Polychlorure de vinyle</td></tr> <tr> <td>Tuyau</td><td>Polychlorure de vinyle</td></tr> <tr> <td>Capuchon de sécurité</td><td>Polyéthylène basse densité</td></tr> </tbody> </table> <p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Présence / absence de latex</b></li> <li>• <b>Présence / absence de phtalates</b></li> <li>• <b>Présence / absence de produits d'origine animale ou biologique (nature, ...)</b></li> </ul> <p>Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation</p> <p>Dispositifs et accessoires associés à lister (en cas de consommables captifs notamment)</p>	ELEMENTS	MATERIAUX	Raccord rigide	Polyéthylène basse densité	Raccord souple	Polychlorure de vinyle	Tuyau	Polychlorure de vinyle	Capuchon de sécurité	Polyéthylène basse densité
ELEMENTS	MATERIAUX										
Raccord rigide	Polyéthylène basse densité										
Raccord souple	Polychlorure de vinyle										
Tuyau	Polychlorure de vinyle										
Capuchon de sécurité	Polyéthylène basse densité										
2.9	<p><u>Domaine – Indications :</u>  Domaine d'utilisation :  <b>Usage prévu</b>  <b>Pour administrer et éliminer les gaz anesthésiques et respiratoires d'un patient par l'intermédiaire d'un système respiratoire composé de tubes et de raccords.</b>  <b>Utilisateur prévu</b>  <b>Utilisation réservée au personnel soignant qualifié</b></p> <p>Indications :  <b>Le système respiratoire d'anesthésie doit être connecté entre le ventilateur ou l'appareil d'anesthésie et le raccord des voies respiratoires du patient. Le produit peut être utilisé à diverses reprises sur plusieurs patients pendant 7 jours maximum, si un filtre respiratoire à usage unique approuvé de manière appropriée est utilisé entre le produit et chaque patient. Le système respiratoire peut être fourni équipé d'un Flextube™ ou d'un Smoothbore. Les systèmes respiratoires Silver Knight™ contiennent un additif antimicrobien dans le Flextube.</b>  <b>Le produit est destiné à une utilisation maximale de 7 jours avec plusieurs anesthésiques et équipements de ventilation conformes aux normes internationales en matière de raccordement conique. Le début d'utilisation est défini par la première connexion à l'équipement. Utilisation en milieu hospitalier pour soins actifs et de longue durée sous la supervision d'un personnel médical dûment qualifié. Le circuit respiratoire peut être utilisé sans danger avec les gaz atmosphériques : N2O, O2 et CO2 ; anesthésiques : isoflurane, sevoflurane, desflurane et autres agents volatils comparables.</b>  <b>Catégorie de patients</b>  <b>La gamme de systèmes respiratoires 22 mm convient à tous les patients adultes pour lesquels le volume courant administré est ≥ à 300 ml.</b></p>										

### 3. Procédé de stérilisation :

	<p><u>DM stérile</u> : Non à l'exception des références 5000000S, 5000005S et 5011008S  <u>Mode de stérilisation du dispositif</u> : Si Stérile. Stérilisation à l'Oxyde d'éthylène (ETO)</p>
--	---

### 4. Conditions de conservation et de stockage :

	<p>Conditions normales de conservation &amp; de stockage :  <b>Pour les produits Intersurgical n'exigeant pas de conditions particulières de stockage et de transport indiquées sur l'étiquette, il est conseillé d'entreposer ou de transporter les produits à température ambiante entre -18°C et +40°C. Dans cet intervalle, aucun effet indésirable ne peut venir altérer la sécurité et les performances des produits. Nos produits sont testés après 72 heures de stockage à une température de -18°C. Nos emballages ont prouvé leur efficacité dans le maintien de leur intégrité à une température de -5°C. Si les emballages devaient être exposés à des conditions de température plus basses, nous avons vérifié que la sécurité et les performances des produits ne seront pas compromises.</b>  <b>Il est inutile de réguler les niveaux d'humidité durant le stockage et le transport des produits Intersurgical.</b>  Précautions particulières :  Durée de la validité du produit : <b>5 ans</b>  Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu :</p>
--	--

### 5. Sécurité d'utilisation :

5.1	<u>Sécurité technique</u> :
5.2	<u>Sécurité biologique (s'il y a lieu)</u> :

### 6. Conseil d'utilisation :

6.1	<p><u>Mode d'emploi</u> :  <b>Branchement du système respiratoire</b>  <b>Fixez les branches du système respiratoire aux orifices inspiratoires et expiratoires du ventilateur ou de l'appareil d'anesthésie en poussant et en tournant (fig. 1). Retirez le capuchon anti-poussière rouge de la pièce en Y du système respiratoire. Effectuez les vérifications avant utilisation recommandées par le</b></p>
-----	--

	<p>fabricant de l'équipement. Fixez la pièce en Y à l'interface patient.</p> <p><b>Accessoires :</b></p> <p>Lorsque le système respiratoire 22 mm est fourni avec des composants supplémentaires, le clinicien doit évaluer tout impact potentiel sur la fonction respiratoire du patient et avoir conscience de l'influence de ces composants sur l'augmentation de la résistance à l'écoulement, le volume compressible et le poids du produit.</p> <p>Lorsque les paramètres du ventilateur et de l'appareil d'anesthésie sont réglés, tout impact que le volume interne et la résistance à l'écoulement du dispositif peuvent avoir sur l'efficacité de la ventilation indiquée doit être évalué par le clinicien pour chaque patient.</p> <p>La configuration du produit peut être identifiée sur l'étiquette individuelle du produit.</p> <p>Pièges à eau et filtres respiratoires, HME, HMEF (si inclus dans la configuration) Suivez les instructions du mode d'emploi individuel fourni.</p> <p>Ballons réservoirs (si inclus dans la configuration)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le ballon réservoir est solidement fixé au système respiratoire en poussant et tournant.</li> <li>2. Tenez compte de l'impact d'une tolérance accrue du ballon réservoir sur la ventilation indiquée.</li> <li>3. Le ballon réservoir permet une ventilation manuelle et donne une indication visuelle de la fréquence et de la profondeur de la respiration.</li> </ol> <p>Lignes de monitoring (si inclus dans la configuration)</p> <p>Les lignes de surveillance assurent un raccord sans fuite entre le système respiratoire et le moniteur de gaz respiratoire/gaz anesthésique via un raccord Luer-lock. Le raccord doit être vérifié avant l'utilisation. La ligne doit être contrôlée pour s'assurer qu'elle est exempte de noeuds et qu'il existe une voie d'accès dégagée.</p> <p><b>Vérification avant utilisation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avant l'installation et chaque utilisation, vérifiez que tous les composants du système respiratoire sont exempts de toute obstruction ou de tout corps étranger et qu'il y a une voie aérienne dégagée.</li> <li>2. Retirez le capuchon anti-poussière rouge avant de raccorder le système respiratoire entre l'équipement et le patient.</li> <li>3. Branchez/Débranchez le raccord conique du système respiratoire au raccord conique de l'appareil d'anesthésie en poussant dessus tout en le faisant tourner.</li> <li>4. Le système respiratoire doit être protégé contre la contamination croisée par un filtre respiratoire Intersurgical, ou tout autre filtre respiratoire validé de manière appropriée, au niveau du raccord patient. Le filtre et le raccord du patient doivent être changés pour chaque patient afin de minimiser le risque de contamination croisée. Si le produit est visiblement contaminé, jetez-le et remplacez-le par un nouveau produit.</li> <li>5. Après l'installation et chaque utilisation, le système respiratoire et tous les accessoires doivent être vérifiés pour détecter les fuites et les obstructions, ainsi que pour s'assurer que tous les raccords sont sécurisés.</li> <li>6. Lors du réglage des paramètres du ventilateur, tenez compte de tout impact que le volume interne de l'appareil peut avoir sur l'efficacité de la ventilation indiquée. Le clinicien doit l'évaluer pour chaque patient.</li> <li>7. Vérifiez que le capuchon de l'orifice ou l'accessoire est solidement fixé pour éviter les fuites.</li> <li>8. Le système respiratoire doit être changé conformément à la politique de l'hôpital (max. 7 jours) ou plus tôt s'il n'est plus adapté à l'usage prévu.</li> </ol> <p><b>Vérification pendant l'utilisation</b></p> <p><b>AVERTISSEMENT</b> Surveillez les paramètres cliniques du patient pendant le traitement.</p>
6.2	<u>Indications :</u>
6.3	<p><u>Précautions d'emploi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ce système ne convient pas à une utilisation avec des anesthésiques inflammables.</li> <li>2. Surveillez le système respiratoire pendant toute son utilisation et remplacez-le en cas de résistance accrue ou de contamination.</li> <li>3. Consultez les directives du fabricant de l'équipement pour connaître les réglages de la machine et les exigences de vérification avant utilisation.</li> <li>4. Effectuez un autotest de l'équipement après l'assemblage complet du système respiratoire et des accessoires associés avant utilisation sur chaque patient.</li> <li>5. Avant utilisation, consultez la documentation et le mode d'emploi correspondant à l'ensemble des dispositifs ou combinaisons de dispositifs connectés.</li> <li>6. N'étirez, ne coupez, ni ne reconfigurez le tube.</li> <li>7. Le nettoyage peut entraîner un dysfonctionnement et la rupture du dispositif.</li> <li>8. La précision du ventilateur peut être affectée par l'utilisation d'un nébuliseur à gaz.</li> <li>9. L'ajout d'accessoires ou d'autres dispositifs au système respiratoire peut modifier le gradient de pression dans le système respiratoire et nuire à la performance du ventilateur. Effectuez un autotest du ventilateur (ou de l'appareil d'anesthésie) après l'assemblage complet du système respiratoire et de tous les dispositifs raccordés avant utilisation sur chaque patient.</li> <li>10. La réutilisation d'un système respiratoire en anesthésie, pour lequel aucun filtre respiratoire à usage unique validé de façon appropriée n'a été utilisé entre le produit et chaque patient, constitue une menace pour la sécurité du patient car elle peut entraîner des risques d'infection croisée, de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.</li> <li>11. Les systèmes respiratoires, leurs pièces et accessoires sont validés pour une utilisation avec des ventilateurs et appareils d'anesthésie spécifiques. Des pièces incompatibles peuvent entraîner une dégradation des performances. L'organisation en charge doit s'assurer de la compatibilité du ventilateur ou de l'appareil d'anesthésie et de toutes les pièces utilisées pour la connexion au patient avant utilisation.</li> <li>12. L'utilisation de ce système respiratoire avec un équipement non conforme aux normes internationales peut entraîner une dégradation des performances. Avant utilisation, consultez la documentation et le mode d'emploi correspondant à l'ensemble des dispositifs ou combinaisons de dispositifs connectés afin de vous assurer de leur compatibilité.</li> </ol>

	<p>13. Consultez l'étiquetage de chaque produit pour déterminer s'il est sûr ou non d'utiliser l'appareil en cas de RM.</p> <p>14. Consultez l'étiquetage de chaque produit pour vérifier la présence ou l'absence de phtalates.</p> <p>15. Si une prise luer est comprise dans le système, elle est exclusivement destinée à être utilisée pour le monitoring des gaz respiratoires et anesthésiques. Le cas échéant, vérifier que le capuchon est solidement fixé pour éviter toute fuite involontaire lorsque le port n'est pas utilisé. Ne pas introduire de gaz ou de liquides via la connexion du port Luer Lock car cela peut entraîner des blessures graves pour le patient.</p> <p>16. N'utilisez pas ce dispositif avec un équipement non conforme aux normes internationales de raccordement conique.</p> <p>17. Ne pas utiliser chez les patients avec un volume courant &lt; 300 ml.</p> <p>18. Assurez-vous que les données techniques et les performances du système respiratoire sont adaptées au patient et au traitement prévus. La ventilation du patient et ses signes vitaux doivent être surveillés. Veuillez consulter l'étiquette du produit pour de plus amples renseignements.</p> <p><b>Avertissement</b></p> <p>1. Le système respiratoire ne doit être utilisé que sous surveillance médicale par un personnel médical dûment qualifié.</p> <p>2. Pour éviter toute contamination, le dispositif doit rester emballé jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi. N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé.</p> <p>3. Lorsqu'il est utilisé sur plusieurs patients, le système respiratoire ne doit pas être réutilisé sans filtre Intersurgical ou autre filtre respiratoire validé de manière appropriée au niveau du raccord patient.</p> <p>4. Lors de la connexion ou déconnexion du circuit respiratoire, maintenir le raccord et exercer une action pousser-tourner.</p> <p>5. Lorsque le système respiratoire n'est pas utilisé, le raccord du patient changé pour chaque patient lorsqu'il est utilisé en anesthésie doit être protégé par le bouchon anti-poussière rouge fourni pour éviter toute contamination.</p> <p><b>Circuits de grande longueur (5000033 et 5000034)</b> Ce dispositif est doté d'une augmentation de la compensation de volume du fait de sa longueur. Ceci pourrait affecter l'actuel volume courant administré au patient. Les dispositifs longs de plus de 5 m pourraient ne pas être conformes à la norme ISO relative à l'écoulement.</p>
6.4	<u>Contre-Indications</u> :

## 7. Informations complémentaires sur le produit :

	<p>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restriction de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc)...</p> <p><b>Pour consulter la dernière version de nos Instructions d'Utilisation, livrets, manuels et Documents de Conformité, veuillez-vous munir du numéro de LOT du produit et utiliser le lien</b>  <a href="https://customers.intersurgical.com/ProductDocumentation/">https://customers.intersurgical.com/ProductDocumentation/</a></p> <p><b>Ou rendez-vous sur notre site internet dans la section support :</b>  <a href="https://fr.intersurgical.com/supports">https://fr.intersurgical.com/supports</a></p>
--	---

## 8. Listes des annexes au dossier (s'il y a lieu) :

--	--

## 9. Traçabilité :

9.1	<p>Structure du code (incluant le fournisseur, le produit, le numéro de lot, la date de péremption) ?</p> <p><b>Format du code barre : GS1-128 et EAN-13, avec des chiffres humainement lisibles sous le code barre GS1-128 :</b></p> <p><b>Exemple de décomposition d'un code-barres GS1-128 : (01) 0 50 30267 00016 6 (17) 15 07 00 (10) 3 10 12345</b></p> <p>01 Identification de l'article selon Global Trade Item Number™ (GTIN)</p> <p>0 Caractère supplémentaire garantissant la conformité du code barre</p> <p>50 Préfixe GS1 Royaume-Uni</p> <p>30267 Préfixe GS1 pour Intersurgical</p> <p>00016 Code* Intersurgical qui identifie le produit et le conditionnement</p> <p>6 Contrôle numérique qui permet de vérifier l'intégrité du code barre</p> <p>17 Identifiant de la date d'expiration</p> <p>15 2 derniers chiffres de l'année de péremption (2015)</p> <p>07 Mois de péremption (Juillet)</p> <p>00 Fin du mois</p> <p>10 Identifiant pour le numéro de lot</p> <p>31012345 Numéro de lot</p> <p><b>EAN-13 :</b></p> <p><b>Exemple de décomposition d'un code-barres EAN-13 : 50 30267 05137 3</b></p> <p>50 Préfixe GS1 Royaume-Uni</p> <p>30267 Préfixe GS1 pour Intersurgical</p>
-----	--

	<b>05137</b> <b>Code* Intersurgical qui identifie le produit</b> <b>3</b> <b>Contrôle numérique qui permet de vérifier l'intégrité du code barre</b>		
	<b>Référence</b>	<b>EAN Unité</b>	<b>EAN Boîte</b>
	5000000	5030267068128	05030267046720
	5000000S	5030267078608	05030267139002
	5000005	5030267068173	05030267039364
	5000005S	5030267088713	5030267147397
	5000010	5030267068227	05030267041763
	5000033	5030267117451	05030267117468
	5000034	5030267117475	05030267117482
	5001000	5030267068265	05030267153534
	5011008S	5030267104222	05030267104239
9.2	Support de traçabilité (code à barre...) ? <b>Emplacement du code barre : GS1-128 sur l'étiquette de chaque carton, EAN-13 sur l'étiquette disponible avec chaque dispositif ou directement sur l'emballage. Tous les dispositifs Intersurgical emballés individuellement seront progressivement dotés du code EAN-13.</b>		

#### 10. Informations spécifiques du dispositif médical :

	<u>Le dispositif est-il à usage unique</u> : <b>Oui</b>
--	---