

Piège à eau « WaterLock® 2 » RFID pour analyseur de gaz

Référence 68 72 020



FICHE TECHNIQUE

Référence:

Référence commerciale: **68 72 020**

Dénomination commerciale :

Piège à eau **WaterLock® 2** RFID

Descriptif du produit:

Piège à eau pour recueillir l'humidité de la ligne d'échantillonnage afin de protéger le respirateur d'anesthésie Dräger (Julian – Primus – Primus IE – Zeus – Zeus IE - Perseus A500 & moniteur Vamos); également équipé d'une membrane Goretex pour la filtration des impuretés. Dispositif muni d'un transpondeur RFID permettant une communication sans fil avec l'appareil équipé de la technologie Infinity ID.

Fonctionnement:

Deux membranes hydrophobes retiennent l'eau condensée ou les liquides étrangers, ainsi que les impuretés afin de contribuer à protéger le module d'analyse des gaz.

Classe DM : IIa

UMDNS-code : 18-061

Numéro organisme notifié : CE0123

Date de 1ère mise sur le marché en UE : 2009

Conditionnement/ Emballage : boîte de 12, chacun conditionné individuellement, médicalement propre

Composition du dispositif :

Polypropylène – Goretex - Silicone

Absence de Latex

Absence de Phtalates (DEHP)

Absence de produits d'origine animale

Périodicité de changement:

Le piège étant équipé d'une puce RFID, le système indiquera à l'écran une alerte selon l'intervalle de remplacement enregistré par l'utilisateur.

Toutefois, à remplacer dans les cas suivants :

-Durée d'utilisation **maximum de 28 jours**.

-En cas de message d'erreur sur le moniteur

-Si en vidant l'eau du piège à eau (avec seringue sans canule)

le message d'erreur ne disparaît pas.

-S'il est encrassé

-Si un liquide de désinfection ou de rinçage a été aspiré.

-Quand l'élément filtrant, blanc, devient bleu.



Condition de stockage :

Température de stockage : -4 à 60°C

Air ambiant: 700 à 1100 hPa

Humidité relative: 10 à 90%

Durée de stockage : 5 ans

Modalités d'utilisation :

Se référer à la notice d'utilisation présente dans la boîte

Mode d'emploi : oui

Ce matériel doit être utilisé par du personnel médical ou para médical.

Contre indications : Utilisation sur une période supérieure à 28 jours.

Passage à l'autoclave ou immersion strictement interdits

Dans tous les cas, se référer impérativement à la notice d'utilisation de l'appareil et du dispositif.

Fabricant du DM : Drägerwerk AG & Co. KGaA
23542 Lübeck (Allemagne)