

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 1 / 3 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION

Document <i>Document</i>	FICHE TECH I02002x	Version <i>Version</i>	2021-02-09
	LANDANGER ZI La Vendue 52000 Chaumont - France		
Classification CE <i>Classification CE</i>	IIa		

PRODUITS / PRODUCTS

REFERENCES / REFERENCES	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
I020020	CANULE ASPIRATION 2,5MM L:140MM LONGUE COURBE RACCORD ROTATIF DE EICKEN	EICKEN SUCTION CANNULA 2,5MM L:140MM LONG CURVE WITH ROTATING CONNECTOR
I020021	CANULE ASPIRATION 3.0MM L:140MM LONGUE COURBE RACCORD ROTATIF DE EICKEN	EICKEN SUCTION CANNULA 3.0MM L:140MM LONG CURVE WITH ROTATING CONNECTOR
I020022	CANULE ASPIRATION 4.0MM L:140MM LONGUE COURBE RACCORD ROTATIF DE EICKEN	EICKEN SUCTION CANNULA 4.0MM L:140MM LONG CURVE WITH ROTATING CONNECTOR
I020023	CANULE ASPIRATION 2,5MM L:140MM COURTE COURBE RACCORD ROTATIF DE EICKEN	EICKEN SUCTION CANNULA 2,5MM L:140MM SHORT CURVE WITH ROTATING CONNECTOR
I020024	CANULE ASPIRATION 3.0MM L:140MM COURTE COURBE RACCORD ROTATIF DE EICKEN	EICKEN SUCTION CANNULA 3.0MM L:140MM SHORT CURVE WITH ROTATING CONNECTOR
I020025	CANULE ASPIRATION 4.0MM L:140MM COURTE COURBE RACCORD ROTATIF DE EICKEN	EICKEN SUCTION CANNULA 4.0MM L:140MM SHORT CURVE WITH ROTATING CONNECTOR

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCT



L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 2 / 3 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

instruments chirurgicaux dédiés à la conduite des fluides dans ou hors du corps lors d'interventions chirurgicales

Instrumentation réutilisable pour la chirurgie ouverte. La canule d'aspiration est utilisable pour aspirer du sang, du sérum physiologique, de l'eau stérile et des débris tissulaires en fonction du diamètre de la canule utilisée. Il offre une bonne visibilité au chirurgien. La canule peut être utilisée pour injecter des liquides dans le corps

surgical instruments dedicated to conduct fluids in or out of the body during surgical procedures

Reusable instrumentation for open surgery. The suction cannula is usable to suck up blood, physiological serum, sterile water and tissue debris depending on the diameter of the cannula used. It provides a good visibility to the surgeon. The cannula can be used to inject liquids into the body

CARACTERISTIQUES / FEATURES

➤ Dimensions / Dimensions

Voir libellé / *See designation*

➤ Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

X8CrNiS18-9 (1.4305)

➤ Durée de vie / Life-time

L'espérance de vie estimée des instruments chirurgicaux entièrement métalliques est de 10 ans

The estimated life expectancy for surgical instruments made entirely of metal is 10 years.

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec.

Store in a clean and dry place.

➤ Nettoyage, pré-désinfection / Cleaning, pre-disinfection

Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Standard conditions for reusable surgical instruments.

➤ Stérilisation / Sterilization

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 5 Page : 3 / 3 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

<i>Saturated steam sterilization method</i>	<i>Temperature</i>	<i>Time</i>	<i>Drying time</i>	<i>Absolute pressure</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>132 °C (270 °F)</i>	<i>4 minutes</i>	<i>30 minutes</i>	<i>2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>3 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>5 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>
<i>Pre-vacuum</i>	<i>134 °C (273 °F)</i>	<i>18 minutes</i>	<i>35 minutes</i>	<i>3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi</i>

EMBALLAGE / PACKAGING

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Unité de vente : 1

Polyethylene plastic pouch (PE).

Sales unit:1