



8

7

6

5

4

3

2

1

REV

DESCRIPTION

CN

BY

APPR

DATE

--

SEE SHEET 1

--

--

--

--

LAST 3 REVS

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

NOTE GENERALI SUI PRODOTTI RISTERILIZZABILI

Importanti informazioni sul prodotto

Il prodotto deve essere usato soltanto da personale istruito e qualificato. Non connettere gli elettrodi direttamente alla fonte di alimentazione. L'applicazione degli elettrodi deve avvenire sotto la supervisione di un medico.

Pulizia e sterilizzazione

Per ulteriori dettagli, consultare le Indicazioni per la pulizia.

Informazioni dettagliate sul prodotto

| Consultare la pagina seguente per ottenere dettagliate informazioni/istruzioni sul prodotto | Istruzioni applicabili |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ago elettrodo concentrico e di singola fibra                                                | A, B                   |
| Elettrodo naso-faringeo                                                                     | B                      |
| Ago elettrodo monopolare e ipodermico                                                       | B                      |
| Elettrodo a coppette e per lobo                                                             | B, C, D, E, F          |
| Elettrodo di massa e di massa a placca                                                      | B, G, I, J             |
| Elettrodo di superficie                                                                     | G, J                   |
| Filtrino bipolare e elettrodo a barra                                                       | H, I, J, K             |
| Piccolo elettrodo di stimolazione e ad anello                                               | H, J, L                |

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dettagliate informazioni/istruzioni sul prodotto

A) Cavo occorrente.  
B) Non usare gli elettrodi per stimolazioni di qualsiasi tipo.  
C) Gli elettrodi devono essere fissati e/o applicati usando una pasta conduttiva per EEG o collodio in combinazione con un gel conduttore adatto all'uso medico.  
D) Il gel conduttore è iniettato tramite una siringa, con un ago smussato, attraverso il foro presente sulla sommità dell'elettrodo.  
E) Leggere le istruzioni del fabbricante sulla preparazione e sulla rimozione del collodio, del gel e della pasta prima e dopo l'applicazione degli elettrodi.  
F) A contatto con i metalli impuri, alcuni preparati e gel conduttori possono intaccare la superficie clorinata delle coppette degli elettrodi.  
G) Tra la striscia/la placca in feltro e l'elettrodo di registrazione o di stimolazione non dovrebbero essere presenti acqua e gel elettrolita; in caso contrario rimuovere queste sostanze prima dell'applicazione.  
H) Si deve evitare la presenza di acqua e gel elettrolita tra i poli; in caso contrario rimuovere prima dell'applicazione.  
I) Il feltro dovrebbe essere inzuppato in una normale soluzione salina (lasciando asciutto uno spazio minimo di 2cm sulla striscia in feltro in direzione della connessione al cavo) per qualche minuto; far penetrare quindi sfregando una piccola quantità di gel elettrolita.  
J) Gli elettrodi con superficie in acciaio dovrebbero essere inumiditi da gel elettrolita prima e durante l'applicazione.  
K) Fare attenzione alla codificazione degli elettrodi in base alla polarità. Un punto rosso, modellato entro lo stimolatore, indica l'anodo.  
L) Fare attenzione al colore del cavo per la polarità, il rosso indica l'anodo.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

PRODUTOS GERAIS REUTILIZÁVEIS

Informações importantes sobre o produto:

Para ser usado apenas por pessoal treinado e qualificado. Não conecte os eletrodos diretamente a uma fonte de energia elétrica. A aplicação dos eletrodos deve ser supervisionada por um médico.

Limpeza e esterilização:

Para mais detalhes, veja as Recomendações de Limpeza.

Informações detalhadas sobre o produto:

| Veja a próxima página para obter informações / instruções detalhadas sobre o produto: | Instruções aplicáveis: |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Eletrodos de agulha concêntricas e únicas                                             | A, B                   |
| Eletrodos nasofaríngeos                                                               | B                      |
| Eletrodos de agulha monopolares e subdérmicos                                         | B                      |
| Eletrodos copo e ouvido                                                               | B, C, D, E, F          |
| Eletrodos de aterramento e de placa de aterramento                                    | B, G, I, J             |
| Eletrodos de superfície                                                               | G, J                   |
| Eletrodos bipolares de feltro e de barra                                              | H, I, J, K             |
| Eletrodos pequenos de estimulação e de anel                                           | H, J, L                |

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

PRODUTOS GERAIS REUTILIZÁVEIS

Información/instrucciones detalladas sobre el producto:

A) Cabo necessário.  
B) Não use estes eletrodos para qualquer tipo de estimulação.  
C) Os eletrodos devem ser fixados e/ou aplicadas pelo uso de uma pasta condutiva de EEG ou ou um conjunto em combinação com um gel condutor adequado para uso médico.  
D) O gel condutor é inserido através de uma seringa com uma agulha rombuda através do orifício existente na parte superior dos eletrodos.  
E) Leia as instruções dos fabricantes sobre a preparação e a remoção do colódio molhado, gel e pasta antes e após a aplicação.  
F) Contato com metais impuros, com algumas preparação de pele e tipos de gel condutivo clorados pode afetar a superfície dos copos de eletrodo.  
G) Água e gel de eletrólito entre a cinta/placa de feltro e os eletrodos de gravação ou de estímulo devem ser evitados e removidos antes da aplicação.  
H) Água e gel de eletrólito entre os polos devem ser evitados e removidos antes da aplicação.  
I) O feltro deve ser embebido em uma solução salina normal (deixando secar um espaço mínimo de 2cm da fita de feltro para a fixação do cabo) por alguns minutos e, em seguida, uma pequena quantidade de gel de eletrólito deve ser esfregada.  
J) Os eletrodos com revestimento de aço devem ser umedecidos por um gel de eletrólito antes e durante a aplicação.  
K) Observe a codificação de polaridade dos eletrodos . Um ponto vermelho, moldado no estimulador, indica o anodo.  
L) Observe a cor do cabo para a polaridade; vermelho indica que o anodo.

Page 9

Page 10

Page 13

Page 14

8

7

6

5

4

3

2

1

中文

使用说明

可重复使用产品的一般情况

重要产品信息：

只能由经过培训、技能娴熟的人员使用。切勿将电极直接连接到电源。应在医师督导下应用电极。

清洁和消毒：

详情，请参阅“清洁建议”。

详细的产品信息：

| 请参阅下一页，了解关于下列项目详细的产品信息/说明： | 适用的说明：        |
|----------------------------|---------------|
| 同心和单纤维针形电极                 | A, B          |
| 鼻咽电极                       | B             |
| 单级和皮下针形电极                  | B             |
| 杯电极和耳电极                    | B, C, D, E, F |
| 接地和接地板电极                   | B, G, I, J    |
| 表面电极                       | G, J          |
| 双极毛毡垫板和条形电极                | H, I, J, K    |
| 小型刺激和环形电极                  | H, J, L       |

中文

使用说明

可重复使用产品的一般情况

详细的产品信息：

A) 需要电缆。  
B) 切勿使用这些电极执行任何类型的刺激。  
C) 必须使用导电性 EEG 膏或者适合于医疗用途的导电性凝胶来固定和/或连接电极。  
D) 使用注射器将不锋利的针头穿过电极顶部的孔注入导电性凝胶。  
E) 在应用之前和之后，请阅读制造商有关胶棉、凝胶和电极膏的预备和清除的说明。  
F) 如与不纯金属接触，某些 Skin Prep 和导电性凝胶可能影响电极杯的氯化表面。  
G) 应用之前，应避免毡条/毡板和记录或刺激电极之间有水 and 电解质凝胶。  
H) 应用之前，应避免电极之间有水 and 电解质凝胶。  
I) 应使用生理盐水浸泡毛毡（至少保留 2 厘米干燥的毛毡条用于连接电缆）几分钟，然后用力擦入少量电解质凝胶。  
J) 应用之前和应用过程中，应使用一种电解质凝胶浸润钢表面电极。  
K) 注意电极编码以识别极性。刺激器上压印的一个红点指示正极。  
L) 注意电缆颜色以识别极性，红色指示正极。

Page 15

Page 16

8

7

6

5

4

3

2

1

FRM-0250 REV 08

DCO# 9892

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY INFORMATION OF NATUS NEUROLOGY INCORPORATED. NEITHER THIS DOCUMENT NOR THE INFORMATION HEREIN IS TO BE REPRODUCED, DISTRIBUTED, USED OR DISCLOSED, IN PART OR IN WHOLE, EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED BY NATUS NEUROLOGY INCORPORATED.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. TOLERANCES ARE:

.X± 0.1

.XX± 0.02

.XXX± 0.015

REMOVE ALL BURRS, BREAK SHARP EDGES  
DRAWING PER ANSI Y14.5  
WELDING SYMBOLS PER AWS A2.0

DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL

WHITE PAPER

FINISH

CLEAN

DESIGN BY

MARK PAULI

APPROVED BY

DATE

21-OCT-2011

TITLE

IFU, TECHNOMED PRODUCTS

SIZE

B

DRAWING/PART NO.

017-516200

SCALE: NTS

E-FILE: 017-516200\_p2.ai

REV

04

SHEET 2 OF 2

Page 11

Page 12