

Masimo SET® GE Patient Cables

DIRECTIONS FOR USE
Reusable Not made with natural rubber latex Non-Sterile

INDICATIONS
Masimo SET® GE Patient Cables (LNOP® Patient Cable Series and LNCs® Patient Cable Series) have the same indications for use as the applicable sensors. Please see the compatible sensor's directions for use for indications for use and prescribed information.

DESCRIPTION
Masimo SET® GE Patient Cables are for use with Masimo® LNOP and LNCs sensors and with GE Healthcare devices containing Masimo SET® Technology.
The Masimo SET® GE Patient Cables and Masimo sensors have been validated on devices with Masimo SET® technology.

- WARNINGS, CAUTIONS, AND NOTES**
- Ensure the cable is physically intact, with no broken or frayed wires or damaged parts. Visually inspect the cable and discard if cracks or discoloration are found.
 - Carefully route patient cable to reduce the possibility of patient entanglement or strangulation.
 - Do not attempt to reprocess, recondition or recycle Masimo sensors or patient cables as these processes may damage the electrical components, potentially leading to patient harm.
 - Masimo sensors and cables are designed for use with devices containing Masimo SET® oximetry or licensed to use Masimo sensors.
 - All sensors and cables are designed for use with specific monitors. Verify the compatibility of the monitor, cable and sensor before use, otherwise degraded performance and/or patient injury can result.
 - Failure to properly connect the sensor or the oximeter module to the cable will result in intermittent readings, inaccurate results, or no reading.
 - To avoid damage to the cable, always hold it by the connector rather than the cable when connecting or disconnecting either end.
 - Always refer to the oximeter module operator's manual for complete instructions or additional instructions.
 - To prevent damage, do not soak or immerse the sensor or cable in any liquid solution. Do not attempt to sterilize the cable or sensor.
 - Caution:** Replace the cable when a replace cable message is displayed, or when a low SIQ message is consistently displayed while monitoring consecutive patients after completing the low SIQ troubleshooting steps identified in the monitoring device operator's manual.
 - Note:** The cable is provided with X-Cal® technology to minimize the risk of inaccurate readings and unanticipated loss of patient monitoring. The cable will provide up to 17,520 hours of patient monitoring time. Replace the cable when the patient monitoring time is exhausted. Some legacy monitoring devices do not distinguish between the cable and the sensor. In these devices, a replace sensor or similar message could pertain either to the sensor or the cable.

INSTRUCTIONS

Attaching the Masimo SET® GE Patient Cables
Attaching the Masimo SET® GE Patient Cable to the Device

- Refer to Fig. 1. Orient the connector of the cable to match with the patient cable connector on the device and insert.

Attaching the Masimo SET® GE Patient Cable to a LNCs Sensor

- Refer to Fig. 2. Insert the sensor connector completely into the GE patient cable connector.
- Refer to Fig. 3. Completely close the protective cover.

Attaching the Masimo SET® GE Patient Cables to a LNOP Sensor

- Refer to Fig. 6. Orient the connecting tab of the sensor so that the "shiny" contacts are pointed up. Make the logo on the sensor to the logo on the patient cable.
- Refer to Fig. 7. Insert the tab of the sensor into the patient cable connector until there is a tactile or audible click on the connection. Gently tug on the patient cable connector to ensure a positive contact. Tape may be used to secure the cable to the patient for ease of movement.

Disconnecting the Masimo SET® GE Patient Cable

- Disconnecting the Masimo SET® GE Patient Cable from a LNCs Sensor
- Refer to Fig. 4. Lift the protective cover to gain access to the sensor connector.
 - Refer to Fig. 5. Pull firmly on the sensor connector to remove from the patient cable.
- Disconnecting the Masimo SET® GE Patient Cable from the LNOP Sensor
- Refer to Fig. 8. Place thumb and index finger on the buttons on either side of the patient cable connector.
 - Press firmly on the buttons and pull to remove the sensor.

CLEANING

Clean the Masimo SET® GE patient cable by wiping it with a 70% isopropyl alcohol pad and allowing to dry thoroughly.

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
Storage Temperature	-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Relative Humidity	5% to 95% non-condensing

COMPATIBILITY

Masimo SET® GE Patient Cables are for use only with devices containing Masimo SET® technology and with compatible sensors. Consult individual oximeter system manufacturers for compatibility of particular devices and sensor models. Each device manufacturer is responsible for determining whether their devices are compatible with each sensor and/or cable model.

For Compatibility Information Reference: www.masimo.com

WARRANTY

Masimo warrants to the initial buyer only that these products, when used in accordance with the directions provided by the Products by Masimo, will be free of defects in materials and workmanship for a period of six (6) months. Single use products are warranted for single patient use only.

THE FOLLOWING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY APPLICABLE TO THE PRODUCTS SOLD BY MASIMO TO BUYER. MASIMO EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER ORAL, EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE. MASIMO'S SOLE OBLIGATION AND BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF ANY WARRANTY SHALL BE, AT MASIMO'S OPTION, TO REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT.

WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty does not extend to any product that has been used in violation of the operating instructions supplied with the product, or has been subject to misuse, neglect, or externally created damage. This warranty does not extend to any product that has been reprocessed, reconditioned or recycled.

IN NO EVENT SHALL MASIMO BE LIABLE TO BUYER OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS), EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. IN NO EVENT SHALL MASIMO'S LIABILITY ARISING FROM ANY PRODUCTS SOLD TO BUYER (UNDER A CONTRACT, WARRANTY, TORT OR OTHER CLAIM) EXCEED THE AMOUNT PAID BY BUYER FOR THE LOT OF PRODUCTS INVOLVED IN SUCH CLAIM. IN NO EVENT SHALL MASIMO BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ASSOCIATED A PRODUCT THAT HAS BEEN REPROCESSED, RECONDITIONED OR RECYCLED. THE LIMITATIONS IN THIS SECTION SHALL NOT BE DEEMED TO PRECLUDE ANY LIABILITY THAT UNDER APPLICABLE PRODUCTS LIABILITY LAW, CANNOT LEGALLY BE PRECLUDED BY CONTRACT.

NO IMPLIED LICENSE

Purchase or possession of this Masimo SET® GE Patient Cable does not carry any express or implied license to use this cable with any device that is not an authorized device or separately authorized to use SL Patient Cables.

CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN.

For professional use. See instructions for use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

If you encounter any serious incident with product, please notify the competent authority in your country and the manufacturer.

The following symbols may appear on the product or product labeling:

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Follow instructions for use		Separate collection for electrical and electronic equipment (REEE)	Rx ONLY	Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician
	Consult instructions for use	LOT	Lot code	CE	European Union Conformity Marked
	Manufacturer	REF	Catalogue number (model number)	EC REP	Authorized representative in the European community
	Date of manufacture YYYY-MM-DD	###	Masimo reference number		Body weight
	Caution		Storage humidity limitation		Storage temperature range
	Do not discard		Do not use if package is damaged and consult instructions for use		Greater than
	Fragile, handle with care		Less than		
	Non-sterile		Not made with natural rubber latex		Atmospheric pressure limitation
MD	Medical device	UDI	Unique device identifier		Instructions/Directions for Use/Manuals are available in electronic format (if address http://www.Masimo.com/Technical Note: UDI is not available in all countries.)
	Importer		Distributor		

Patents: <http://www.masimo.com/patents.htm>
Masimo, SET, Masimo SET, X-Cal®, LNOP and LNCs are federally registered trademarks of Masimo Corporation. GE is a trademark of General Electric Corporation.

Masimo SET® GE Câbles patient

MODE D'EMPLOI
Réutilisable Ne contient pas de latex naturel Non stérile

INDICATIONS
Les câbles patient Masimo SET® GE (câble patient série LNOP® et câble patient série LNCs®) ont les mêmes indications d'utilisation que les capteurs correspondants. Pour les indications d'utilisation et les informations de prescription, consultez le mode d'emploi du capteur compatible.

DESCRIPTION
Les câbles patient Masimo SET® GE sont destinés à être utilisés avec des capteurs Masimo® LNOP et LNCs avec des appareils GE Healthcare reposant sur la technologie Masimo SET® Technology.
Les câbles patient Masimo SET® GE et les capteurs Masimo ont été homologués sur des appareils dotés de la technologie Masimo SET®.

- AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET REMARQUES**
- Vérifier que le câble n'est pas détérioré, qu'il ne présente aucun fil cassé ou dénudé, ni aucune pique endommagée. Procéder à une inspection visuelle et jeter le câble en cas de fissures ou de décolorations.
 - Positionner soigneusement le câble patient de façon à réduire le risque d'engluement ou de strangulation.
 - Né pas essayer de réparer, retconditionner ou recycler les capteurs ou les câbles patient Masimo, ces procédés pouvant endommager les composants électriques et occasionner des blessures au patient.
 - Les capteurs et câbles Masimo sont conçus pour être utilisés avec des appareils équipés de l'oxymétrie de pouls Masimo SET®, ou sous licence pour utiliser les capteurs Masimo.
 - Tous les capteurs et les câbles sont conçus pour être utilisés avec des moniteurs spécifiques. Vérifier la compatibilité du moniteur, du câble et du capteur avant de les utiliser, afin d'éviter toute dégradation des performances et/ou blessure éventuelle du patient.
 - Un branchement incorrect du capteur ou du module de l'oxymétrie au câble risque de provoquer des mesures intermittentes, des résultats erronés ou l'absence de mesure.
 - Pour éviter d'endommager le câble, toujours saisir le connecteur et non le câble pour connecter ou déconnecter l'un ou l'autre des extrémités.
 - Se reporter systématiquement au manuel d'utilisateur de l'oxymétre pour obtenir des instructions détaillées ou complémentaires.
 - Né pas tremper, ni immerger le capteur ou le câble dans une solution liquide pour ne pas risquer de l'endommager. Ne pas tenter de stériliser le câble ou le capteur.
 - Mise en garde :** après avoir suivi les étapes de résolution de problèmes en cas de SIQ faible indiquées dans le manuel de l'utilisateur de l'appareil de surveillance, remplacer le câble quand un message Remplacer le câble s'affiche ou quand un message SIQ faible s'affiche systématiquement lors de la surveillance de plusieurs patients à la suite.
 - Remarque :** le câble est doté de la technologie X-Cal® pour minimiser le risque de mesures erronées et de perte imprévue de la surveillance patient. Le câble assurera jusqu'à 17 520 heures de temps de surveillance patient. Remplacer le câble lorsque le temps de surveillance patient est épuisé. Certains appareils de monitoring ne savent pas distinguer le câble du capteur. Dans ces appareils, un message Remplacer le capteur ou message assmilé peut désigner le capteur ou le câble.

INSTRUCTIONS

Raccordement des câbles patient Masimo SET® GE
Raccordement du câble patient Masimo SET® GE à l'appareil

- Voir la figure 1. Orienter le connecteur du câble de façon à le raccorder au connecteur de câble patient de l'appareil et insérer.

Raccordement du câble patient Masimo SET® GE au capteur LNCs Sensor

- Voir la figure 2. Insérer complètement le connecteur du capteur dans le connecteur du câble patient GE.
- Voir la figure 3. Fermer complètement le couvercle de protection.

Raccordement des câbles patient Masimo SET® GE au capteur LNOP

- Voir la figure 6. Orienter la languette de connexion du capteur au câble à ce que les contacts « brillants » soient dirigés vers le haut. Faire correspondre le logo sur le capteur avec celui du câble patient.
- Voir la figure 7. Insérer la languette du capteur dans le connecteur du câble patient jusqu'à entendre un clic. Tirer doucement sur le connecteur du câble patient pour garantir un contact positif. Une bande peut être utilisée pour fixer le câble au patient afin de faciliter ses mouvements.

Déconnexion du câble patient Masimo SET® GE

- Déconnexion du câble patient Masimo SET® GE d'un capteur LNCs
- Voir la figure 4. Soulever le couvercle de protection pour accéder au connecteur du capteur.
 - Voir la figure 5. Tirer fermement sur le connecteur du capteur pour le retirer du câble patient.
- Déconnexion du câble patient Masimo SET® GE du capteur LNOP
- Voir la figure 8. Placer le pouce et l'index sur les boutons de chaque côté du connecteur du câble patient.
 - Appuyer fermement sur les boutons et tirer pour retirer le capteur.

NETTOYAGE

Nettoyer le câble patient Masimo SET® GE à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool isopropylique à 70 %, puis laisser sécher complètement.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Température de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité relative	5 % à 95 %, sans condensation

COMPATIBILITÉ

Les câbles patient Masimo SET® GE sont destinés à être utilisés avec des appareils contenant la technologie Masimo SET® et avec des capteurs compatibles. Consulter les instructions des fabricants pour obtenir plus d'informations sur la compatibilité d'appareils et de modèles de capteur spécifiques, consulter le fabricant du système d'oxymétrie. Chaque fabricant doit déterminer si ses appareils sont compatibles avec chaque modèle de capteur et/ou de câble. Pour des références sur les informations de compatibilité : www.masimo.com

GARANTIE

Masimo garantit uniquement à l'acheteur initial que les produits fabriqués, s'ils sont utilisés conformément aux instructions, ne seront pas défectueux pendant une période de six (6) mois. Les produits à usage unique ne sont garantis que pour une utilisation sur un seul patient.

CE QUI PRÉCÈDE EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE APPLICABLE AUX PRODUITS VENDUS PAR MASIMO À L'ACHETEUR. MASIMO REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE ORALE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, LA GARANTIE DE QUALITÉ MANUFACTURIÈRE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE OBLIGATION DE MASIMO ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR EN CAS DE RUPTURE DE GARANTIE SERONT, AU CHOIX DE MASIMO, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne s'applique à aucun produit utilisé en violation du mode d'emploi fourni avec le produit ou sujet à un emploi abusif, à une négligence, à un accident ou à un dommage corporel éventuel. Cette garantie ne couvre aucun produit ayant été détérioré à un appareil ou un système non prévu, ayant été modifié, démonté ou remonté. Cette garantie ne concerne pas les capteurs ou câbles patient ayant subi un retraitement, un reconditionnement ou un recyclage.

EN AUCUN CAS MASIMO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU D'UN AUTRE PERSONNE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, INDIRECT, PARTICULIER OU IMMATÉRIEL, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION AUCUNE, LES PERTES DE PROFITS. MÊME SI MASIMO A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE MASIMO RÉSULTANT DE LA VENTE DE TOUT PRODUIT À L'ACHETEUR DANS LE CADRE D'UNE RECLAMATION, EN AUCUN CAS MASIMO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ASSOCIÉ À UN PRODUIT AYANT SUBI UN RETRAITEMENT, UN RECONDITIONNEMENT OU UN RECYCLAGE. LES LIMITATIONS DE LA PRESENTE SECTION NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME EXCLUANT TOUTE RESPONSABILITÉ QUI, DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, NE PEUT LÉGALEMENT ÊTRE EXCLUE PAR CONTRAT.

AUCUNE LICENCE TACITE

L'achat ou la possession de ce câble patient Masimo SET® GE n'implique aucune autorisation tacite ou explicite concernant l'utilisation de ce câble avec un appareil non autorisé ou autorisé séparément à fonctionner avec le câble patient SL.

MISE EN GARDE : LA LOI FÉDÉRALE DES ÉTATS-UNIS RESTREINT LA VENTE DE CET APPAREIL PAR OU SUR PRÉSCRIPTION D'UN MÉDECIN.

Réservé à un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements, précautions et événements indésirables.

En cas d'incidents graves avec ce produit, avertir l'autorité compétente dans votre pays et le fabricant.

Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit ou son étiquette :

SYMBOLE	DEFINITION	SYMBOLE	DEFINITION	SYMBOLE	DEFINITION
	Suivre le mode d'emploi (Read User)		Collecte ségrégée des équipements électriques et électroniques (REEE)	Rx ONLY	Mise en garde : en vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin
	Consulter le mode d'emploi	LOT	Code de lot	CE	Marquage de conformité de l'Union européenne
	Fabricant	REF	Référence du catalogue (référence du modèle)	ECIREP	Représentant agréé dans l'Union européenne
	Date de fabrication AAAA-MM-JJ	###	Numéro de référence Masimo		Poids du patient
	Mise en garde		Limite d'humidité de stockage		Plage de température de stockage
	Ne pas utiliser		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi		Maintenir au sec
	Fragile - Manipuler avec précaution		Supérieur à		Inférieur à
	Non stérile		Ne contient pas de latex naturel		Limite de pression atmosphérique
MD	Dispositif médical	UDI	Identifiant de dispositif unique		Instructions/directions d'emploi/Manuels sont disponibles au format électronique (à l'adresse http://www.Masimo.com/Technical Remarque : le mode d'emploi électronique n'est pas disponible dans tous les pays.)
	Importateur		Distributeur		

Brevets: <http://www.masimo.com/patents.htm>
Masimo, SET, Masimo SET, X-Cal®, LNOP et LNCs sont des marques déposées de Masimo Corporation sur le plan fédéral aux États-Unis.
GE est une marque de commerce de General Electric Corporation.

Masimo SET® GE Patientenkanbel

GERBRAUCHSANWEISUNG
Wiederverwendbar Enthält keinen Latex aus Naturkautschuk Nicht steril

ANWENDUNGSGEBIETE
Für das Masimo® SET® GE-Patientenkanbel (LNOP®-Patientenkanbelserie und LNCs®-Patientenkanbelserie) gelten dieselben Anwendungsgebiete wie für die zugehörigen Sensoren. Informieren Sie sich bitte in der Gebrauchsanweisung des Sensors über Indikationen und vorgeschriebene Informationen.

BESCHREIBUNG
Masimo SET® GE-Patientenkanbel sind für die Verwendung mit Masimo® LNOP- und LNCs-Sensoren und mit GE Healthcare-Geräten mit Masimo SET®-Technologie vorgesehen.
Die Masimo SET® GE-Patientenkanbel und Masimo-Sensoren wurden auf Geräten mit Masimo SET®-Technologie validiert.

WARNUNGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass das Kabel physisch unversehrt ist und keine gebrochenen oder ausgefransten Drähte oder beschädigten Komponenten aufweist. Untersuchen Sie das Kabel einer Sichtprüfung und entsorgen Sie es, falls Risse oder Verformungen zu sehen sind.
- Verlegen Sie Patientenkanbel so, dass die Möglichkeit von Verheddern oder Strangulieren des Patienten reduziert wird.
- Masimo-Sensoren oder -Patientenkanbel dürfen nicht wiederaufbereitet, überarbeitet oder recycelt werden, da diese Verfahren zu einer Beschädigung der elektrischen Komponenten und damit potenziell zu einer Verletzung des Patienten führen können.
- Masimo-Sensoren und Kabel sind zur Verwendung mit Geräten vorgesehen, die Masimo SET®-Oximetrie enthalten oder zur Verwendung von Masimo-Sensoren lizenziert sind.
- Alle Sensoren und Kabel sind für die Verwendung bei bestimmten Monitoren entwickelt worden. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität des Monitors, des Kabels und des Sensors, da es anderserseits zu einer Leistungsbeeinträchtigung und/oder zu einer Verletzung des Patienten kommen kann.
- Ein nicht ordnungsgemäß am Sensor oder Oximetriemodul angeschlossenes Kabel führt zu lückenhaften Messwerten, falschen Ergebnissen oder gar keinen Messwerten.
- Um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden, sollte es beim Ein-/Ausstecken stets am Steckverbinder und nicht am Kabel gehalten werden.
- Komplette bzw. zusätzliche Anweisungen können dem Bedienhandbuch des Oximeter-Moduls entnommen werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen der Sensor oder das Kabel in keine Flüssigkeiten eingetaucht oder eingetaucht werden. Versuchen Sie nicht, das Kabel oder den Sensor zu sterilisieren.
- Vorsicht:** Ersetzen Sie das Kabel, wenn eine Meldung zum Ersetzen des Kabels oder aber eine "Niedrige SIQ"-Meldung kontinuierlich angezeigt wird, während aufeinanderfolgenden Patienten gemäß der Schritte zur Fehlerbehebung bei "niedrigem SIQ" in der Bedienungsanleitung des Überwachungsgeräts überwacht werden.
- Hinweis:** Das Kabel nutzt X-Cal®-Technologie zur Minimierung der Gefahr ungenauer Messwerte und eines unerwarteten Verlusts der Patientenüberwachung. Das Kabel bietet bis zu 17.520 Stunden an Patientenüberwachungszeit. Ersetzen Sie das Kabel, wenn die Patientenüberwachungszeit aufgebraucht ist. Einige Vorgänger-Überwachungsgeräte unterscheiden nicht zwischen Kabel und Sensor. Bei diesen Geräten könnte sich eine Meldung zum Ersetzen des Sensors oder eine ähnliche Meldung entweder auf den Sensor oder das Kabel beziehen.

ANWEISUNGEN

Anschließen der Masimo SET® GE-Patientenkanbel

Anschließen des Masimo SET® GE-Patientenkanbels an das Gerät

- Siehe Abb. 1. Richten Sie den Kabelstecker am Patientenkanbelanschluss des Geräts aus und stecken Sie ihn hinein.

Anschließen des Masimo SET® GE-Patientenkanbels an einen LNCs-Sensor

- Siehe Abb. 2. Schieben Sie den Sensorstecker vollständig in den GE-Patientenkanbelanschluss.
- Siehe Abb. 3. Schließen Sie die Schutzabdeckung vollständig.

Anschließen der Masimo SET® GE-Patientenkanbel an einen LNOP-Sensor

- Siehe Abb. 6. Richten Sie den Anschlussstecker des Sensors so aus, dass die „glänzenden“ Kontakte nach oben zeigen. Das Logo auf dem Sensor muss mit dem Logo auf dem Patientenkanbel übereinstimmen.
- Siehe Abb. 7. Stecken Sie den Sensorstecker in den Patientenkanbelanschluss, bis er hörbar einrastet. Ziehen Sie leicht am Steckverbinder des Patientenkanbels, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß angeschlossen ist. Das Kabel kann mit einem Klebstreifen am Patienten fixiert werden, um Bewegungen zu verhindern.

Trennen des Masimo SET® GE-Patientenkanbels

- Trennen des Masimo SET® GE-Patientenkanbels von einem LNCs-Sensor
- Siehe Abb. 4. Heben Sie die Schutzabdeckung an, um Zugang zum Sensorstecker zu erhalten.
 - Siehe Abb. 5. Ziehen Sie fest am Sensorstecker, um ihn vom Patientenkanbel zu trennen.
- Trennen des Masimo SET® GE-Patientenkanbels vom LNOP-Sensor
- Siehe Abb. 8. Drücken Sie mit Daumen und Zeigelfinger die Tasten an beiden Seiten des Patientenkanbelanschlusses.
 - Drücken Sie fest auf die Tasten und ziehen Sie dann, um den Sensor herauszuziehen.

REINIGUNG

Wischen Sie das Masimo SET® GE-Patientenkanbel mit einem in 70%igem Isopropylalkohol getränkten Tupfer ab und lassen Sie es ganz trocknen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Lagerungstemperatur	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 %, nicht kondensierend

KOMPATIBILITÄT

Masimo SET® GE-Patientenkanbel sind nur zur Verwendung mit Geräten vorgesehen, die Masimo SET®-Technologie enthalten, und mit kompatiblen Sensoren. Informationen zur Kompatibilität mit bestimmten Geräten und Sensormodellen erhalten Sie vom Hersteller des jeweiligen Oximetersystems. Es liegt in der Verantwortung des Geräteherstellers festzustellen, ob seine Geräte mit dem jeweiligen Sensor- und/oder Kabelmodell kompatibel sind. Nähere Kompatibilitätsinformationen finden Sie auf: www.masimo.com

GEWÄHRLEISTUNG

Masimo gewährleistet nur gegenüber dem Einkäufer, dass diese Produkte bei Verwendung gemäß den von Masimo mit dem Produkt bereitgestellten Anweisungen in einem Zeitraum von sechs (6) Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Einwegprodukte sind nur für den Gebrauch bei einem Patienten vorgesehen.

DIE VORSTEHEND GENANNTGE GEGWÄHRLEISTUNG STELLT FÜR DEN KÄUFER DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GEGWÄHRLEISTUNG FÜR DURCH MASIMO VERKAUFTE PRODUKTE DAR. MASIMO SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE ANDEREN MÜNDLICHEN, AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEGWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIEΣ UMFASST, ST ABER NICHT BESCHRÄNK AUFGEWÄHRLEISTUNGEN HINSEHLICH MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. MASIMOS EINZIGE VERPFLICHTUNG UND DER AUSSCHLIESSLICHE REGRESSANSPRUCH DES KÄUFERS BEI JEDEM VERSTOSS GEGEN DIE VORSTEHEND GENANNTGE GEGWÄHRLEISTUNG DARIN, DASS PRODUKT NACH DEM ERMESSEN VON MASIMO ZU REPARIEREN ODER AUSZUTAUŠCHEN.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE
Diese Gewährleistung erstreckt sich auf irgendwelche Produkte, die entgegen den Betriebsanweisungen, die mit dem Produkt geliefert wurden, verwendet wurden oder aufgrund von Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall oder extern verursachten Schäden fehlerhaft sind. Diese Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die an nicht dafür vorgesehene Geräte oder Systeme angeschlossen, modifiziert oder auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt wurden. Die Gewährleistung gilt nicht für Sensoren oder Patientenkanbel, die wiederaufbereitet, überarbeitet oder recycelt wurden.

AUF KEINEN FALL IST MASIMO DEM KÄUFER ODER IRGENDWEMEN ANDEREN PERSON GEGENÜBER HAFTBAR FÜR IRGENDWELCHE SPEZIELLEN, INDIRECTEN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE ERLAUBT, DIESES KABEL NICHT NICHT GEGNEHMIGT GERÄTEN BZW. MIT GERÄTEN, DIE NICHT SPEZIELL FÜR DIESE ANWENDUNG MIT SL-PATIENTENKABELN ZUGELASSEN SIND, EINZUSETZEN.

KEINE STILLSCHWEIGENDE LIZENZ

Kauf oder Besitz dieser Masimo SET® GE-Patientenkanbel bedeutet keine ausdrückliche oder stillschweigende Erlaubnis, dieses Kabel mit nicht genehmigten Geräten bzw. mit Geräten, die nicht speziell für eine Verwendung mit SL-Patientenkanbeln zugelassen sind, einzusetzen.

VORSICHT: LAUT US-BUNDESGESETZEN DARF DIESES GERÄT NUR AN ÄRZTE ODER AUF DEREN ANORDNUNG HIN VERKAUFT WERDEN.
Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen, einschließlich von Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschten Ereignissen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Wenn es im Zusammenhang mit diesem Produkt zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommen sollte, benachrichtigen Sie bitte die zuständige Behörde Ihres Landes und den Hersteller.

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt oder den Produktetik

