

M-LNCS™/LNCS®/LNOP® YI

SpO2 återanvändbar sensor för placering på flera ställen och tillsatsomslag för engångsbruk

BRUKSANVISNING	
                                	

M-M-LNCS™/LNCS®/LNOP™ YI

Useassa paikassa ja uudelleen käytettävä SpO2-anturi ja kertakäyttöiset kiinnityskäärret

KÄYTTÖOHJEET	
                                                	

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Table information provides Aus values measured using the M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 sensors with Masimo SET Oximetry Technology in a clinical study.

Les informations présentées dans le tableau indiquent la valeurs ARMS mesurées à l'aide des capteurs M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 et de la technologie d'oxymétrie SET Masimo lors d'une étude clinique.

Die Tabelle beinhaltet Aus-Werte, die mit den M-LNCS/LNCS/LNOP Y1-Sensoren mit Masimo SET-Oximetrie-Technologie in einer klinischen Studie gemessen wurden.

Le informazioni nella tabella forniscono i valori Aus misurati utilizzando i sensori M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 con la tecnologia ossimetrica Masimo SET in uno studio clinico.

Los datos de la tabla proporcionan valores de precisión calculados por raíz media cuadrada (Aus), medidos usando sensores M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 con tecnología de oximetría Masimo SET en un estudio clínico.

Tabellinformasjonen ger Aus-verdier som oppmålt med M-LNCS/LNCS/LNOP Y1-sensorer med Masimo SET-oximetriteknikk i en klinisk studie.

De onderstaande tabel bevat Aus-waarden (Average Root Mean Square) die met de M-LNCS/LNCS/LNOP Y1-sensoren in combinatie met Masimo SET Oximetry-technologie in een klinisch onderzoek zijn gemeten.

Oplysningerne i tabellen viser Aus-værdier målt ved hjælp af M-LNCS/LNCS/LNOP Y1-sensorene med Masimo SET-oximetriteknologi i en klinisk undersøgelse.

As informações da tabela fornecem valores de Aus medidos com os sensores M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 com tecnologia de oximetria de pulso Masimo SET em um estudo clínico.

下表信息提供了在临床研究中使用 M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 传感器通过 Masimo SET Oximetry 技术测量的 Aus 值。

以下の表に、臨床試験で Masimo SET Oximetry テクノロジー搭載 M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 センサー を使用して測定した Aus 値を示します。

Jälgemäänd oeevassa taulukossa on Aus (keskinnelivõrheen neljajuu) -arvaja, jotka on mitattu M-LNCS- / LNCS- / LNOP Y1 -anturilla Masimo SET Oximetry -tekniikalla klinisessä tutkimuksessa.

Tabellen inneholder informasjon om Aus-verdier som er målt med sensorene M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 med Masimo SET-oksimetriteknologi i en klinisk studie.

V tabulce naleznete Aus hodnoty naměřené pomocí senzorů M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 s oxymetrickou technologií SET v klinické studii.

A táblázatban adatok az Aus (Average Root Mean Square, átlagos négyzetes közép) értékeket mutatják be, amelyek mérése az M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 érzékelővel történt egy klinikai vizsgálatban Masimo SET oximetriás technológiával.

Tabela przedstawia wartości Aus (średnia kwadratowa) zmierzone przy użyciu czujników M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 z wykorzystaniem technologii oksymetrii Masimo SET w badaniu klinicznym.

Informațiile din tabel prezintă valorile Aus determinate utilizând senzorii M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 cu tehnologie de oximetrie Masimo SET Intr-un studiu clinic.

V tabulce s informaciami su uvedené hodnoty Aus naměřené pomocí senzorů M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 s oxymetrickou technologií Masimo SET počas klinické studie.

Aradjaék a tabella, bi klinik calipnada Masimo SET Oximetry Teknolójisi bi M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 sensorler kulllanilaraq ölçülen Aus deđerleri gösterilmektedir.

Οι πληροφορίες στοίχ ταблица παρέχουν τιμές Aus που μετρήθηκαν με χρήση των αισθητήρων M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 με τηχολογία Masimo SET Oximetry σε μια κλινική μελέτη.

В таблице ниже показаны среднеквадратические значения точности Точ, измеренные с помощью датчиков M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 с технологией оксиметрии Masimo SET в ходе клинического исследования.

توفر معلومات الجدول قيم الأثرع القلبية باستخدام مستشعرات M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 باستخدام تقنية إكسيميترى Masimo SET في الدراسات السريرية.

جدول معلومات، مقايير جذري الدارة جري شده با استفاده از حسگرهای M-LNCS/LNCS/LNOP Y1 با اوری اكسيميتري Masimo SET در يك مطالعه كلفينيكي را ارائه مي دهد.

MEASURED ARMS VALUES	
RANGE	Aus
90-100%	0.6%
80-90%	0.5%
70-80%	0.7%
OVERALL CLAIMED ACCURACY VALUE	
70-100%	± 2 %

SaO2 versus error (SpO2 - SaO2) with linear regression fit and upper 95% and lower 95% limits of agreement.

SaO2 contre erreur (SpO2 - SaO2) avec ajustement de la régression linéaire et limites d'accord de 95 % supérieure et inférieure.

SaO2 versus Fehler (SpO2 - SaO2) bei linearer Regressionsanpassung und oberer sowie unterer Übereinstimmungsgrenze von 95 %.

SaO2 vs. errore (SpO2 - SaO2) con curva di migliore approssimazione in regressione lineare e limiti di accordo superiori e inferiori al 95%.

SaO2 vs. error (SpO2 - SaO2) con ajuste por regresión lineal y límites de acuerdo superior de 95 % e inferior de 95 %.

SaO2 kontra fél (SpO2 - SaO2) med linjär regressionsanpassning övre 95 % och lägre 95 % gräns för överensstämmelse.

SaO2 versus fout (SpO2 - SaO2) in lineaire-regressiepassing en boven- en ondergrens van overeenstemming 95%.

SaO2 kontra fejl (SpO2 - SaO2) med lineær regressionstilpasning og øvre 95 % og nedre 95 % overensstemmelsesgrænser.

SaO2 versus erro (SpO2 - SaO2) com ajuste por regressão linear e limites de 95% superior e 95% inferior do contrato.

使用线性回归，SaO2 对比错误 (SpO2 - SaO2) 符合一致性界线以及在上限 95% 和下限 95% 之间波动。

線形回帰適合値に關する SaO2 対誤差 (SpO2 - SaO2) および誤差の許容範囲上限 95% と下限 95%.

SaO2 vs. virhe (SpO2 - SaO2) lineaariregressioviivittelulla ja sopimuskärs ylemmässä 95 %n rajassa ja alemmassa 95 %n rajassa.

SaO2 versus fejl (SpO2 - SaO2) ved tilpasning med lineær regresjon og øvre samsvarsgrense 95 % og nedre samsvarsgrense 95 %.

Vzájemný vzťah SaO2 a chyby (SpO2 - SaO2) pri použití lineárni regrese horní a dolní mezní hodnoty shody v rozsahu 95 % - 95 %.

SaO2 a hibával szemben (SpO2 - SaO2) lineáris regressziós illesztéssel, illetve megegyezésés szerinti felső és alsó 95%-os határértékekkel

SaO2 wobec błędu (SpO2 - SaO2) z dopasowaniem regresji liniowej oraz granicami górnych 95% i dolnych 95% zgodności.

SaO2 versus errore (SpO2 - SaO2) cu aproximare de regresie linară și limitele superioară 95% și inferioară 95% ale acordului.

SaO2 versus chyba (SpO2 - SaO2) s lineárnym regresivným umiestnením a horným 95 % a dolným 95 % obmedzením podľa dohody.

SaO2 ile hata (SpO2 - SaO2) karşılaştırması, lineer regresyon uyumu ve %95 üst ve %95 alt uyum sınırlarıyla birlikte.

SpO2 2 έναντι σφάλματος (SpO2 - SaO2) με εφαρμογή γραμμικής πολυνομίας και όρια συμφωνίας πάνω από 95% και κάτω από 95%.

SaO2 как функция ошибки (SpO2-SaO2) с подбором линейной регрессии и верхним (95%) и нижним (95%) пределами согласия.

SaO2 مقابل الخطأ (SpO2 - SaO2) باستخدام (التحليل الخطي للبيانات وحدود الموافقة بنسبة أعلى من ٩٥٪ وأقل من ٩٥٪).

خطایی مختلف SaO2 (SpO2 - SaO2) با اندازه برگشتی خط و محدوده توافقته بیش از ٩٥٪ و کمتر از ٩٥٪.

M-LNCS/LNCS/LNOP Y1

