

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®
SofTouch™ Replacement Wraps

en

DIRECTIONS FOR USE

- Single patient use only
- Not made with natural rubber latex
- Non-sterile

DESCRIPTION
The M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ replacement wraps are used to replace the attachment wrap portion of the M-LNCS/LNCS/LNOP adhesive sensors in the event that the wrap becomes soiled or torn prior to the end of sensor life.

- INSTRUCTIONS
- Remove the existing wrap and discard (Fig. 1).
 - Remove the backing from the wrap (Fig. 2).
 - Position the replacement wrap over the sensor and press in place (Fig. 3).
- The following symbols may appear on the product or product labeling:

Table with 4 columns: SYMBOL, DEFINITION, SYMBOL, DEFINITION. It lists various symbols used on the product, including instructions for use, CE mark, EC REP, manufacturer, lot code, use-by date, catalogue number, patient type, storage conditions, and atmospheric pressure limitation.

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®
Fascette sostitutive SofTouch™

it

ISTRUZIONI PER L'USO

- Esclusivamente monopaziente
- Non contiene lattice di gomma naturale
- Non sterile

DESCRIZIONE
Le fascette sostitutive SofTouch™ M-LNCS™/LNCS®/LNOP® vengono utilizzate per sostituire la parte della fascetta di fissaggio dei sensori adesivi M-LNCS/LNCS/LNOP se la fascetta si sporca o si laceri prima del termine della vita utile del sensore.

- ISTRUZIONI
- Rimuovere la fascetta esistente e smaltirla (Fig. 1).
 - Rimuovere la pellicola dalla fascetta (Fig. 2).
 - Posizionare la fascetta di ricambio sul sensore e premere per fissarla in posizione (Fig. 3).
- I simboli riportati di seguito possono essere presenti sul prodotto o sulle etichette del prodotto:

Table with 4 columns: SIMBOLO, DEFINIZIONE, SIMBOLO, DEFINIZIONE. It lists various symbols used on the product, including instructions for use, CE mark, EC REP, manufacturer, lot code, expiration date, catalogue number, patient type, storage conditions, and atmospheric pressure limitation.

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®
Bandes de rechange SofTouch™

fr

MODE D'EMPLOI

- Utilisation sur un seul patient
- Ne contient pas de latex naturel
- Non stérile

DESCRIPTION
Les bandes adhésives de rechange M-LNCS™/LNCS®/LNOP® sont conçues pour remplacer les bandes de fixation des capteurs adhésifs M-LNCS/LNCS/LNOP si ces dernières étaient salies ou déchirées pendant la durée de vie du capteur.

- INSTRUCTIONS
- Retirer et jeter la bande de fixation existante (Fig. 1).
 - Retirer la feuille protectrice de la bande de fixation (Fig. 2).
 - Positionner la nouvelle bande sur le capteur et appuyer dessus pour le fixer (Fig. 3).
- Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit ou son étiquette :

Table with 4 columns: SYMBOLE, DÉFINITION, SYMBOLE, DÉFINITION. It lists various symbols used on the product, including instructions for use, CE mark, EC REP, manufacturer, lot code, date of expiry, catalogue number, patient type, storage conditions, and atmospheric pressure limitation.

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®
Envolturas de repuesto SofTouch™

es

INSTRUCCIONES DE USO

- Exclusivamente para uso en un solo paciente
- Fabricado sin látex de caucho natural
- No estéril

DESCRIPCIÓN
Las envolturas de repuesto M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ se usan para reemplazar la parte de envoltura de fijación de los sensores adhesivos M-LNCS/LNCS/LNOP en el caso de que la envoltura se ensucie o se rompa antes de que acabe la vida útil del sensor.

- INSTRUCCIONES
- Retire la envoltura existente y deséchela (Fig. 1).
 - Retire la cubierta posterior de la envoltura (Fig. 2).
 - Coloque la envoltura de repuesto sobre el sensor y presiónela en su lugar (Fig. 3).
- Los siguientes símbolos pueden aparecer en el producto o su etiqueta:

Table with 4 columns: SÍMBOLO, DEFINICIÓN, SÍMBOLO, DEFINICIÓN. It lists various symbols used on the product, including instructions for use, CE mark, EC REP, manufacturer, lot code, expiration date, catalogue number, patient type, storage conditions, and atmospheric pressure limitation.

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®
SofTouch™ Ersatzmanschetten

de




GEBRAUCHSANWEISUNG

- Nur zur Verwendung für einen Patienten
- Enthält keinen Latex aus Naturkautschuk
- Nicht steril

BESCHREIBUNG
M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ Ersatzmanschetten werden als Ersatz für die Klebemanschette der M-LNCS/LNCS/LNOP Klebesensoren verwendet, wenn die Hülle vor dem Ende der Nutzungsdauer des Sensors verschmutzt wird oder einreißt.

- GEBRAUCHSANWEISUNG
- Entfernen und entsorgen Sie die vorhandene Hülle (Abb. 1).
 - Entfernen Sie die Rückseite von der Hülle (Abb. 2).
 - Platzieren Sie die Ersatzmanschette über dem Sensor, und drücken Sie diese an (Abb. 3).
- Die folgenden Symbole können auf dem Produkt oder den Produktetiketten zu sehen sein:

Table with 4 columns: SYMBOL, DEFINITION, SYMBOL, DEFINITION. It lists various symbols used on the product, including instructions for use, CE mark, EC REP, manufacturer, lot code, use-by date, catalogue number, patient type, storage conditions, and atmospheric pressure limitation.



M-LNCS™/LNCS®/LNOP®
SofTouch™ Replacement Wraps

Authorized Representative
in the European community
EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

Manufacturer:
Masimo Corporation
52 Discovery
Irvine, CA 92618
USA
www.masimo.com

© 2016 Masimo Corporation.

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ ersättningsomslag

BRUKSANVISNING	
 Endast för användning med en patient	 Denna produkt är inte tillverkad av naturligt gummilatex
 Österil	

BESKRIVNING

Ersättningsomslag M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ används för att ersätta tillsatsomslaget på M-LNCS/LNCS/LNOP självhäftande sensorer om omslaget på dessa blir smutsigt eller går sönder och sensorn fortfarande går att använda.

- INSTRUKTIONER**
- Ta bort det befintliga omslaget och kassera det (fig. 1).
 - Ta bort skyddet från omslaget (fig. 2).
 - Placera ersättningsomslaget över sensorn och tryck det på plats (fig. 3).
- Följande symboler kan finnas på produkten eller produktmärkningen:

SYMBOL	BESKRIVNING	SYMBOL	BESKRIVNING
	Se bruksanvisningen		Konformitetsmärkning för det europeiska direktivet för medicinteknisk utrustning 93/42/EEG
 (blå bakgrund)	Se bruksanvisningen		Auktoriserad representant inom EU
	Tillverkare		Partinummer
	Sista förbrukningsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD		Katalognummer (modellnummer)
	Återanvänds ej/Endast för användning med en patient		Barnpatient
	Österil		Luftfuktighetsbegränsning vid förvaring
	Denna produkt är inte tillverkad av naturligt gummilatex		Förvaringstemperatur
	Atmosfärtrycksbegränsning		Akta för väta
Rx ONLY	Var försiktig! Enligt federal lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas av eller på order av läkare.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

CoBERTuras de reposição SofTouch™

INSTRUÇÕES DE USO	
 Para utilização exclusiva num único paciente	 Não fabricado com látex de borracha natural
 Não esterilizado	

DESCRIÇÃO

As coberturas de reposição M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ são usadas como substituição da cobertura protetora dos sensores adesivos M-LNCS/LNCS/LNOP para o caso da cobertura existente sujar ou rasgar antes do final da vida útil do sensor.

- INSTRUÇÕES**
- Remova a cobertura existente e descarte-a (Figura 1).
 - Remova o protetor da cobertura (Figura 2).
 - Posicione a cobertura de reposição sobre o sensor e pressione-a para instalá-la (Figura 3).
- Os seguintes símbolos podem estar presentes no produto ou em rótulos do produto:

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Consultar as instruções de utilização		Marca de conformidade com a Diretiva Europeia de Dispositivos Médicos 93/42/CEE
 (segundo plano azul)	Seguir as instruções de utilização		Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Fabricante		Código do lote
	Prazo de validade AAAA-MM-DD		Número de catálogo (número do modelo)
	Não reutilizar/Para utilização exclusiva num único paciente		Paciente pediátrico
	Não esterilizado		Limites de humidade em armazenamento
	Não fabricado com látex de borracha natural		Intervalo de temperatura em armazenamento
	Limites de pressão atmosférica		Manter seco
Rx ONLY	Atenção: A lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo apenas a médicos ou mediante receita médica.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ vervangingsbandages

GEBRUIKSAANWIJZING	
 Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt	 Bij de productie is geen latex van natuurrubber gebruikt
 Niet-steriel	

BESCHRIJVING

De M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™-vervangingsbandages worden gebruikt voor het vervangen van de bandage van het bevestigingsgedeelte van de M-LNCS/LNCS/LNOP-kleefsensor, mocht de bandage vóór het einde van de levensduur van de sensor vuil zijn geworden of beschadigd zijn geraakt.

- INSTRUCTIES**
- Verwijder de bestaande bandage en gooi deze weg (afb. 1).
 - Verwijder de strip van de bandage (afb. 2).
 - Plaats de vervangingsbandage over de sensor en druk de bandage aan (afb. 3).
- De volgende symbolen kunnen op het product of de productetiketten voorkomen:

SYMBOL	DEFINITIE	SYMBOL	DEFINITIE
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		Keurmerk van conformiteit met Europese richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG
 (blauwe achtergrond)	Volg de gebruiksaanwijzing op		Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Fabrikant		Partijcode
	Houdbaarheidsdatum JJJJ-MM-DD		Catalogusnummer (modelnummer)
	Niet hergebruiken/Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt		Pediatrische patiënt
	Niet-steriel		Vochtigheidsgraadlimieten bij opslag
	Bij de productie is geen latex van natuurrubber gebruikt		Toegestane temperatuur bij opslag
	Atmosferische druklimieten		Droog bewaren
Rx ONLY	Let op: volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ 替换束带

使用说明	
 仅用于单个患者	 非天然乳胶制造
 未消毒	

説明

M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ 替换束带用于在 M-LNCS/LNCS/LNOP 黏附式传感器尚可使用的情況下更換其固定束帶的被污染或被撕坏的部分。

- 使用说明**
- 取下现有束带并丢弃（图 1）。
 - 除去束带背衬（图 2）。
 - 将替换束带安放在传感器上并压牢（图 3）。
- 下列符号可能出现在产品或产品标签上：

符号	定义	符号	定义
	参考使用说明		表明符合欧盟医疗器械指令 93/42/EEC 的标识
 (蓝色背景)	遵循使用说明		欧盟授权代表
	制造商		批号
	有效期 YYYY-MM-DD		分类号（型号）
	请勿重复使用/仅用于单个患者		儿科患者
	未消毒		储存湿度限制
	非天然乳胶制造		储存温度范围
	大气压力限制		保持干燥
Rx ONLY	警告： 美国联邦法律规定本设备只能由医生销售或凭医嘱购买。		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

CoBERTuras de reposição SofTouch™

BRUGSANVISNING	
 kun til anvendelse til en enkelt patient	 Ikke fremstillet med naturligt gummilatex
 Ikke-steril	

BESKRIVELSE

M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ udskiftningsmanchetter bruges som erstatning for delen af M-LNCS/LNCS/LNOP-selvklæbende sensorer med fæstningsmanchet i tilfælde af, at manchetten bliver snavset eller revet i stykker, inden sensoren er udsidt

- ANVISNINGER**
- Fjern den eksisterende manchete, og bortskaf den (Fig. 1).
 - Fjern bagklædningen fra manchetten (Fig. 2).
 - Placer udskiftningsmanchetten over sensoren, og tryk den på plads (Fig. 3).
- Følgende symboler kan findes på produktet eller produktmærkningen:

SYMBOLER	DEFINITION	SYMBOLER	DEFINITION
	Se brugervejledningen		Mærkning, der angiver overholdelse af kravene i Rådets direktiv 93/42/EF om medicinsk udstyr
 (blå baggrund)	Følg brugervejledningen		Autoriseret repræsentant i EF
	Producent		Lot-nummer
	Anvendes inden ÅÅÅÅ-MM-DD		Katalognummer (modelnummer)
	Må ikke genbruges/kun til anvendelse til en enkelt patient		Pædiatrisk patient
	Ikke-steril		Begrænsning for luftfugtighed ved opbevaring
	Ikke fremstillet med naturligt gummilatex		Opbevaringstemperaturinterval
	Begrænsning for atmosfærisk tryk		Opbevares tørt
Rx ONLY	Forsigtig! Ifølge amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges af eller på foranledning af en læge.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ 交換ラップ

使用方法	
 単一患者への使用のみ	 天然ゴムは使用していません
 非殺菌	

説明

M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ 交換ラップは、M-LNCS/LNCS/LNOP 粘着センサーの寿命前に付属ラップが汚れたり破れたりした場合に、そのラップ部分の交換に使用します。

- 取扱説明**
- 使用しているラップを取り除き、処分します（図 1）。
 - ラップからバックシングを取り外します（図 2）。
 - センサー上に交換ラップを位置づけ、適切な位置に押し付けます（図 3）。

次のシンボルが製品または製品ラベルに表示されている場合があります。

記号	定義	記号	定義
	使用上の注意を参照		EU 医療機器指令 93/42/EEC に準拠
 (青い背景)	使用上の注意に従う		EU 正規代理店
	製造元		ロットコード
	使用期限 YYYY-MM-DD		カタログ番号（モデル番号）
	再利用禁止/単一患者への使用のみ		小児患者
	非殺菌		保管湿度の制限
	天然ゴムは使用していません		保管温度範囲
	気圧の制限		湿気厳禁
Rx ONLY	注意： 米国連邦法では、本装置の販売は医師によるものか、あるいは医師の指示によるものに制限されています。		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ vaihtokääreet

KÄYTTÖOHJEET		
 Vain yhden potilaan käyttöön	 Ei sisällä luonnonkumilateksia	 Epästeriili

KUVAUS
M-LNCS™-/LNCS®-/LNOP® SofTouch™ -vaihtokääreitä käytetään itsekiinnittyvien M-LNCS-/LNCS-/LNOP-anturien kiinnityskääreosan korvaamiseen, jos anturin kääre likaantuu tai repeää ennen anturin käyttöiän päättymistä.

OHJEET
1. Irrota vanha kääre ja hävitä se (kuva 1).
2. Poista kääreen suojapaperi (kuva 2).
3. Aseta uusi kääre anturin päälle ja kiinnitä painamalla (kuva 3).
Tuotteessa tai tuotteen myyntipäälysmerkinnöissä voi esiintyä seuraavia symboleita:

SYMBOLI	SELITYS	SYMBOLI	SELITYS
	Lue käyttöohjeet		Noudattaa eurooppalaista lääkinnällisiä laitteita koskevaa direktiiviä 93/42/EY
 (sininen tausta)	Noudatta käyttöohjeita		Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa
	Valmistaja		Erän tunnus
	Viimeinen käyttöpäivä VVVV-KK-PP		Tilausnumero (mallinnumero)
	Älä käytä uudelleen / Vain yhden potilaan käyttöön		Lapsipotilas
	Epästeriili		Säilytyskosteusrajoitus
	Ei sisällä luonnonkumilateksia		Säilytyslämpötila
	Ilmanpainerajoitus		Pidä kuivana
Rx ONLY	Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ csereszíjak

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ		
 Csak egy betegnél használható	 Nem tartalmaz természetes latexgumit.	 Nem steril

LEÍRÁS
Az M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ csereszíjak az M-LNCS/LNCS/LNOP öntapadó érzékelők rögzítősíjának cserélésére szolgál, arra az esetre, hogy a síj szennyeződik vagy elszakad az érzékelő életidejének lejárata előtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
1. Vegye le az aktuálisan használt síjzat, és dobja el (1. ábra).
2. Távolítsa el a leválasztócsíkot a csereszíjról. (2. ábra).
3. Helyezze a csereszíjat az érzékelő fölé, majd nyomja a helyére (3. ábra).
A terméken vagy annak címkéin a következő szimbólumok szerepelhetnek:

SZIMBÓLUM	JELENTÉS	SZIMBÓLUM	JELENTÉS
	További információért lásd a használati útmutatót		Az európai orvosi eszközökre vonatkozó, 93/42/EGK irányelvnek való megfelelés jele
 (kék háttér)	Kövesse a használati útmutatót.		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Gyártó		Tételkód
	Lejáratí idő ÉÉÉÉ-HH-NN		Katalógusszám (modellszám)
	Újrafelhasználás tilos/Csak egy betegnél használható		Gyermekbeteg
	Nem steril		Tárolási páratartalomra vonatkozó korlátozás
	Nem tartalmaz természetes latexgumit.		Tárolási hőmérséklettartomány
	Légköri nyomásra vonatkozó korlátozás		Tartsa szárazon.
Rx ONLY	Vigyázat! Az (egyesült államokbeli) szövetségi törvények ezen eszköz árusítását csak orvos által vagy orvos rendeléséhez kötötten engedélyezik.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ erstatningsomslag

BRUKSANVISNING		
 kun til bruk på én pasient	 Er ikke fremstilt med naturgummilateks	 Ikke-steril

BESKRIVELSE
M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ erstatningsomslag brukes til å erstatte festeomslagsdelen av M-LNCS/LNCS/LNOP selvklebende sensorer hvis omslaget blir skittent eller skadet før sensorens levetid er slutt.

INSTRUKSJONER
1. Fjern det eksisterende omslaget og kasser det (figur 1).
2. Fjern beskyttelsen fra omslaget (figur 2).
3. Plasser erstatningsomslaget over sensoren, og trykk på plass (figur 3).
Følgende symboler kan være angitt på produktet eller produktmerkingen:

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Se bruksanvisningen		Angir samsvar med EU-direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr
 (blå bakgrunn)	Følg bruksanvisningen		Autorisert EU-representant for Masimo Corporation
	Produsent		Lot-nummer
	Brukes innen ÅÅÅÅ-MM-DD		Katalognummer (modellnummer)
	Må ikke brukes flere ganger / kun til bruk på én pasient		Pediatrisk pasient
	Ikke-steril		Fuktighetsbegrensning ved lagring
	Er ikke fremstilt med naturgummilateks		Lagringstemperaturområde
	Begrensning for atmosfærisk trykk		Må holdes tørt
Rx ONLY	Forsiktig! I henhold til federal lovgivning (USA) må dette utstyret kun selges av eller etter forskrivning av en lege.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

Opaski zamienne SofTouch™

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA		
 Wyłącznie do użytku przez jednego pacjenta	 Produkt został wykonany bez zastosowania lateksu naturalnego	 Niejałowe

OPIS
Opaski zamienne M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™służą do wymiany części opaski mocującej czujników samoprzylepnych M-LNCS/LNCS/LNOP w razie zabrudzenia lub rozdarcia opaski przed końcem okresu użytkowania czujnika.

INSTRUKCJE
1. Zdjąć i wyrzucić obecną opaskę (Ryc. 1).
2. Zdjąć opakowanie ochronne z opaski (Ryc. 2).
3. Ustawić opaskę zamienną na czujniku i przycisnąć na miejscu (Ryc. 3).
Na produkcie lub etykietach produktu mogą pojawić się następujące symbole:

SYMBOL	DEFINICJA	SYMBOL	DEFINICJA
	Zapoznać się z instrukcją obsługi0.		Oznaczenie zgodności z europejską dyrektywą dotyczącą wynobów medycznych 93/42/EWG
 (niebieskie tło)	Przestrzegać instrukcji obsługi		Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej
	Producent		Kod serii
	Data przydatności do użytku RRRR-MM-DD		Numer katalogowy (numer modelu)
	Nie używać ponownie/Wyłącznie do użytku przez jednego pacjenta		Pacjent pediatryczny
	Niejałowe		Ograniczenia wilgotności podczas przechowywania
	Produkt został wykonany bez zastosowania lateksu naturalnego		Zakres temperatury podczas przechowywania
	Ograniczenia ciśnienia atmosferycznego		Przechowywać w suchym miejscu
Rx ONLY	Przestroga: Prawo federalne (USA) ogranicza możliwość sprzedaży tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

Náhradní manžety SofTouch™

POKYNY K POUŽITÍ		
 Použítí pouze u jednoho pacienta	 Neobsahuje přírodní latex	 Nesterilní

POPIS
Náhradní manžety M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ nahrazují upevňovací manžetu nalepovacích senzorů M-LNCS/LNCS/LNOP v případě, že se manžeta před koncem životnosti senzoru znečistí nebo roztáhne.

POKYNY
1. Sejměte použitou manžetu a zlikvidujte ji (obr. 1).
2. Odstraňte z manžety fólii (obr. 2).
3. Přiložte náhradní manžetu na senzor a přitiskněte ji (obr. 3).
Na produktu nebo na označení produktu mohou být uvedeny následující symboly:

SYMBOL	DEFINICE	SYMBOL	DEFINICE
	Prostudujte si pokyny k použití		Značka souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS
 (modré pozadí)	Řiďte se pokyny k použití		Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
	Výrobce		Kód šarže
	K použití do RRRR-MM-DD		Katalogové číslo (číslo modelu)
	Nepoužívejte opakovaně / Použítí pouze u jednoho pacienta		Dětský pacient
	Nesterilní		Omezení skladovací vlhkosti
	Neobsahuje přírodní latex		Rozsah skladovací teploty
	Omezení atmosférického tlaku		Uchovávejte v suchu
Rx ONLY	Upozornění: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto přístroje pouze na prodej lékařů nebo na objednávku lékaře.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

Banda de schimb SofTouch™

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE		
 Utilizare pentru un singur pacient	 Produs care nu conține latex din cauciuc natural	 Nesteril

DESCRIERE
Benzile de schimb M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ sunt utilizate pentru a înlocui porțiunea europeană pentru dispozitive medicale 93/42/CEE

INSTRUCȚIUNI
1. Îndepărtați banda aplicată și aruncați (fig. 1).
2. Îndepărtați pelicula protectoare a benzii (fig. 2).
3. Poziționați banda de schimb pe senzor și apăsați pentru fixare (fig. 3).
Pe produs sau pe eticheta produsului pot apărea următoarele simboluri:

SIMBOL	DEFINIȚIE	SIMBOL	DEFINIȚIE
	Consultați Instrucțiunile de utilizare		Marcă de conformitate cu Directiva europeană pentru dispozitive medicale 93/42/CEE
 (fond albastru)	Urmăți instrucțiunile de utilizare		Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Fabricant		Codul lotului
	Utilizare în funcție de dată AAAA-LL-ZZ		Număr de catalog (număr model)
	A nu se reutiliza/Utilizare pentru un singur pacient		Pacient copil
	Nesteril		Limite umiditate de depozitare
	Produs care nu conține latex din cauciuc natural		Interval temperatură de depozitare
	Limite pentru presiunea atmosferică		A se menține uscat
Rx ONLY	Atenție: Legile federale (S.U.A.) permit vânzarea acestui dispozitiv numai de către un medic sau la comanda acestuia.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

Náhradné manžety SofTouch™

NÁVOD NA POUŽITIE

-  Na použitie len pre jedného pacienta
-  Pri výrobe sa nepoužil prírodný gumový latex
-  Nesterilné

OPIŠ

Náhradné manžety M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ nahrádzajú fixačnú manžetu adhezívnych senzorov M-LNCS/LNCS/LNOP v prípade, že sa manžeta pred koncom životnosti senzora znečistí alebo roztrhne.

POKYNY

1. Doterajšiu manžetu odstráňte a zlikvidujte (obr. č. 1).
2. Z manžety odlepte ochrannú fóliu (obr. č. 2).
3. Náhradnú manžetu umiestnite nad senzor a zatlačte na miesto (obr. č. 3).

Na výrobku alebo na štítku výrobku sa môžu nachádzať nasledujúce symboly:

SYMBOL	DEFINÍCIA	SYMBOL	DEFINÍCIA
	Prečítajte si návod na použitie		Známa súlada s európskou smernicou pre lekárske zariadenia 93/42/EHS
 (modré pozadie)	Riadte sa národom na použitie		Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
	Výrobca		Kód šarže
	Dátum spotreby RRRR-MM-DD		Katalógové číslo (číslo modelu)
	Nepoužívajte opakovane/Na použitie len pre jedného pacienta		Det'ský pacient
	Nesterilné		Obmedzenie skladovacej vlhkosti
	Pri výrobe sa nepoužil prírodný gumový latex		Rozsah skladovacích teplôt
	Obmedzenie atmosférického tlaku		Uchovávať v suchu
Rx ONLY	Upozornenie: Federálny zákon (v USA) obmedzuje predaj tohto zariadenia na predaj lekámi alebo na lekársky predpis.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

Сменные манжеты SofTouch™

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

-  Только для индивидуального использования
-  Изготовлен без использования натурального латекса
-  Без стерилизации

ОПИСАНИЕ

Сменные манжеты M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ используются для замены части фиксирующей манжеты самоклеящихся датчиков M-LNCS/LNCS/LNOP в том случае, когда манжета загрязняется или рвется до окончания срока службы датчика.

ИНСТРУКЦИИ

1. Снимите и утилизируйте использованную манжету (рис. 1).
2. Снимите защитное покрытие с манжеты (рис. 2).
3. Наложите сменную манжету на датчик и прижмите (рис. 3).

На изделии или на его маркировке могут использоваться следующие обозначения:

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
	См. инструкции по эксплуатации		Знак соответствия Европейской Директиве о медицинском оборудовании 93/42/ЕЕС
 (синий фон)	Следуйте инструкциям по эксплуатации		Авторизованный представитель в Европейском сообществе
	Производитель		Код партии
	Использовать до ГГГГ-ММ-ДД		Номер по каталогу (номер модели)
	Не использовать повторно / Только для индивидуального использования		Пациенты-дети
	Без стерилизации		Ограничение влажности при хранении
	Изготовлен без использования натурального латекса		Диапазон температуры хранения
	Ограничение атмосферного давления		Хранить в сухом месте
Rx ONLY	Внимание! Федеральный закон (США) разрешает продажу данного устройства только медицинскому персоналу или по заказу медперсонала клиники.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ Yedek Sargılar

KULLANIM KILAVUZU

-  Yalnızca tek hasta kullanımı
-  Doğal kauçuk lateks ile üretilmemiştir
-  Steril Değildir

AÇIKLAMA

M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ yedek sargıları, sensörün kullanım ömründen önce sargının kırılması veya yırtılması durumunda M-LNCS/LNCS/LNOP yapışkanlı sensörlerin atışman sargısını değiştirmek için kullanılır.

TALİMATLAR

1. Şekil 1'e bakın. Mevcut sargıyı çıkartın ve atın (Şekil 1).
2. Sargıdan arka şeridi çıkartın (Şekil 2).
3. Yedek sargıyı sensörün üzerine konulandırıp yerine bastırın (Şekil 3).

Aşağıdaki simgeler üründe veya ürün etiketinde görünebilir:

ŞİMGЕ	TANIM	ŞİMGЕ	TANIM
	Kullanım talimatlarına başvurun		Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC ile Uyumluluk İşareti
 (mavi arka plan)	Kullanım talimatlarını izleyin		Avrupa topluluğundaki yetkili temsilci
	Üretici		Lot kodu
	Son kullanma tarihi YYYY-AA-GG		Katalog numarası (model numarası)
	Tekrar kullanmayın/Yalnızca tek hasta kullanımı		Çocuk hasta
	Steril Değildir		Saklama Nem Sınırı
	Doğal kauçuk lateks ile üretilmemiştir		Saklama sıcaklığı aralığı
	Atmosfer basıncı sınırı		Kuru Tutun
Rx ONLY	İkaz: Federal Kanunlar (ABD) bu cihazın bir doktor tarafından veya bir doktorun siparişi üzerine satılması yönünde kısıtlama getirmektedir.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

غطية الاستبدال SofTouch™ الخاصة بمستشعرات

توجيهات الاستخدام

-  مصمم للاستخدام مرة واحدة مع مريض واحد فقط
-  لا يحتوي هذا المنتج على مطاط اللاتكس الطبيعي
-  غير معقم

الوصف
تستخدم اغطية الاستبدال SofTouch™ الخاصة بمستشعرات M-LNCS™/LNCS®/LNOP لاستبدال غطاء توصيل مستشعرات M-LNCS/LNCS/ LNOP الالاصقة في حالة اتساخه أو تمزقه قبل انتهاء فترة صلاحية المستشعر.

الإرشادات

1. قم بإزالة الغطاء الحالي ثم تخلص منه (شكل 1).
2. قم بإزالة ورقة الدعم من الغطاء (شكل 2).
3. ضع غطاء الاستبدال فوق المستشعر ثم اضغط عليه في مكانه (شكل 3).

قد توجد الرموز التالية على المنتج أو ملصق المنتج:

الرمز	التعريف	الرمز	التعريف
	راجع إرشادات الاستخدام		علامة المطابقة لتوجيه الأجهزة الطبية الأوروبية EEC/93/42
 (خلفية زرقاء)	اتبع تعليمات الاستخدام		ممثل الاتحاد الأوروبي المرخص
	جهة التصنيع		رمز المجموعة
	يستخدم قبل تاريخ سن-شهر-يوم		رقم الكatalog (رقم الطراز)
	تجنب إعادة الاستخدام/مسموع للاستخدام مرة واحدة مع مريض واحد فقط		مريض طب الأطفال
	غير معقم		حد رطوبة التخزين
	لا يحتوي هذا المنتج على مطاط اللاتكس الطبيعي		نطاق درجة حرارة التخزين
	حد الضغط الجوي		حافظ على جفاف الجهاز
Rx ONLY	تنبيه: يحظر القانون الفيدرالي (في الولايات المتحدة الأمريكية) بيع هذا الجهاز إلا من خلال الطبيب أو بآء على طبيه.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

Περιτυλίγματα αντικατάστασης SofTouch™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

-  Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή
-  Δεν έχει κατασκευαστεί με φυσικό ελαστικό λάτεξ
-  Μη αποστειρωμένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα περιτυλίγματα αντικατάστασης M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του περιτυλίματος προσάρτησης των αυτοκόλλητων αισθητήρων M-LNCS/LNCS/LNOP σε περίπτωση που αυτό λερωθεί ή σκιστεί πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής του αισθητήρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αφαιρέστε και πετάξτε το υπάρχον περιτύλιγμα (Εικ. 1).
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό του περιτυλίματος (Εικ. 2).
3. Τοποθετήστε το περιτύλιγμα αντικατάστασης πάνω από τον αισθητήρα και πιέστε το (Εικ. 3).

Τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται στο προϊόν ή στη σήμανση του προϊόντος:

ΟΡΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΟΛΩΝ	ΟΡΙΣΜΟΣ	ΣΥΜΒΟΛΩΝ
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Σήμα συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EOK για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 (μπλε φόντο)	Ακολουθείτε τις Οδηγίες χρήσης		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Κατασκευστής		Κωδικός παρτίδας
	Ανάλυση έως EEEE-MM-HH		Αριθμός καταλόγου (αριθμός μοντέλου)
	Να μην επαναχρησιμοποιηθεί/Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή		Παιδιατρικός ασθενής
	Μη αποστειρωμένο		Περιορισμός υγρασίας φύλαξης
	Δεν έχει κατασκευαστεί με φυσικό ελαστικό λάτεξ		Θερμοκρασιακό εύρος φύλαξης
	Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης		Διατηρείτε στεγνό
Rx ONLY	Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (HIPA) περιορίζει την αγορά της συσκευής αυτής μόνον από ιατρού ή κατόπιν εντολής ιατρού.		

M-LNCS™/LNCS®/LNOP®

SofTouch™ سنه های جایگزین

دستورالعمل های استفاده

-  استفاده تنها برای یک بیمار
-  از لاتکس لاستیکی طبیعی ساخته نشده است
-  غیر استریل

توضیحات

از بسته های جایگزین M-LNCS™/LNCS®/LNOP® SofTouch™ برای جایگزین کردن بسته ضمیمه حسگرهای چسبنده M-LNCS/LNCS/LNOP در صورت کثیف یا پاره شدن قبل از پایان عمر حسگر استفاده می شود.

دستورالعمل ها

۱. بسته فعلی را جدا کرده و دور بیندازید (شکل ۱).
۲. پوشش بسته را جدا کنید (شکل ۲).
۳. بسته جایگزین را روی حسگر قرار داده و در جای خود فشار دهید (شکل ۳).

نمادهای زیر ممکن است بر روی محصول یا برچسب محصول وجود داشته باشند:

نماد	تعريف	نماد	تعريف
	دستورالعمل های مشورتی برای استفاده		علامت مطابقت با دستورالعمل دستگاه پزشکی اروپا EEC/93/42
 (تصویر زمینه آبی)	دستورالعمل های استفاده را دنبال کنید		نمایندهی مجاز در اتحادیه اروپا
	سازنده		کد بسته بندی
	استفاده تا تاریخ YYYY-MM-DD		شماره کاتالوگ (شماره مدل)
	استفاده مجدد نشود/استفاده تنها برای یک بیمار		کودکان بیمار
	غیر استریل		محدودیت رطوبت محل نگهداری:
	از لاتکس لاستیکی طبیعی ساخته شده است		محدوده دمای محل نگهداری
	محدوده فشار هوا		خشک نگه داشته شود
Rx ONLY	هشدار: طبق قانون فدرال (ایالات متحده آمریکا) فروش این دستگاه باید فقط از طریق پزشک یا به دستور وی انجام گیرد.		