



Na⁺

989-377_201709K.

en E755 Na⁺ ELECTRODE

Use: Is used in the ABL700 Series and the ABL800 FLEX analyzers.

Before use:

1. Unpack a new electrode.
2. Membrane the electrode.
3. Dry the electrode contact before mounting the electrode into the analyzer.

cs E755 Na⁺ ELEKTRODA

Použití: Pro analyzátory řady ABL700 a ABL800 FLEX.

Před použitím:

1. Vybalte novou elektrodu.
2. Opatřete elektrodu membránou.
3. Před instalací do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

da E755 Na⁺ ELEKTRODE

Brug: Benyttes til apparater i ABL700-serien og ABL800 FLEX-serien.

Inden brug:

1. Pak en ny elektrode ud.
2. Monter en elektrodemembran.
3. Tør elektrodekontakten af, inden elektroden monteres i apparatet.

de E755 Na⁺-ELEKTRODE

Anwendung: In den Analysatoren der ABL700 Serie und den ABL800 FLEX Analysatoren.

Vor Gebrauch:

1. Eine neue Elektrode auspacken.
2. Die Elektrode membranieren.
3. Vor Anbringung der membranisierten Elektrode im Analysator den Elektrodenkontakt abtrocknen.

el Ε755 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Na⁺

Χρήση: Για χρήση στους αναλυτές ABL700 και ABL800 FLEX.

Πριν την χρήση:

1. Ξετυλίξετε ένα καινούργιο ηλεκτρόδιο.
2. Αλλοδέτε αμέσως τη μεμβράνη ηλεκτροδίου.
3. Στεγνώστε την επιφάνεια επαφής ηλεκτροδίου πριν το τοποθετήσετε στον αναλυτή.

es E755 ELECTRODO de Na⁺

Uso: Para analizadores Serie ABL700 y ABL800 FLEX.

Antes de usar:

1. Desempaquetar el nuevo electrodo.
2. Colocarle la membrana.
3. Secar el contacto del electrodo antes de colocarlo en el analizador.

et E755 Na⁺ ELEKTROOD

Kasutus: ABL700 ja ABL800 FLEX analüsaatorites.

Enne kasutamist:

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

fi E755 Na⁺ ELEKTRODI

Käyttötarkoitus: Käytetään ABL700- ja ABL800 FLEX-sarjan analysaattoreissa.

Ennen käyttöä:

1. Ota uusi elektrodi pakkauksesta.
2. Kuivota elektrodi välittömästi.
3. Kuivaa elektrodin kontaktipinta ja asenna elektrodi analysaattoriin.

fr E755 ELECTRODE à Na⁺

Utilisation : utilisée par les analyseurs de la série ABL700 et par les ABL800 FLEX.

Avant l'emploi :

1. Déballer une nouvelle électrode.
2. Membraner l'électrode.
3. Sécher le contact de l'électrode avant de monter l'électrode dans l'analyseur.

hr E755 ELEKTRODA Na⁺

Upotreba: Upotrebljava se u analizatorima serije ABL700 i ABL800 FLEX.

Prije upotrebe:

1. Novu elektrodu izvadite iz pakiranja.
2. Postavite membranu elektrole.
3. Osušite kontakt elektrole prije nego što ugradite elektrodu u analizator.

hu E755 Na⁺ ELEKTRODA

Használatos: ABL700 sorozatú és ABL800 FLEX analizátorok-ban.

Használat előtt:

1. Csomagolja ki az új elektródát.
2. Membránozza meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analizátorba visszatenné.

it E755 ELETTRODO Na⁺

Uso: da utilizzare per gli analizzatori Serie ABL700 ed ABL800 FLEX.

Prima dell'uso:

1. Togliere il nuovo elettrodo dalla confezione
2. Membranare l'elettrodo
3. Asciugare i contatti dell'elettrodo prima di montarlo sull'analizzatore.

ja E755 Na⁺ 電極

用途：ABL700/800 FLEX シリーズに使用します。

使用前に：

1. 新しい電極の袋を開けます。
2. 電極にメンブランを装着します。
3. 接触部分の水気を拭き取ってから電極を装置内に取り付けます。

lt E755 Na⁺ ELEKTRODAS

Paskirtis: naudojamas ABL700 serijos ir ABL800 FLEX analizatoriuose.

Prieš naudojimą:

1. Išpakuokite naują elektrodą.
2. Ant elektrodo uždėkite membraną.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodą kontaktą.

lv E755 Na⁺ ELEKTRODS

Lietošana: lieto ABL700 sērijas un ABL800 FLEX analizatoros.

Pirms lietošanas:

1. Izsaņņiet jauno elektrodu.
2. Uzlieciet elektrodam membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektrodā kontaktu.

nl E755 Na⁺ ELEKTRODE

Gebruik: voor in de ABL700-serie en ABL800 FLEX analysers.

Voor gebruik:

1. Breng een nieuw membraan aan.
2. Maak het elektrodecontact droog voordat u de elektrode in de analyser plaatst.

no E755 Na⁺ ELEKTRODE

Bruk: Brukt i ABL700-serien og ABL800 FLEX analysator.

Før bruk:

1. Pakk opp en ny elektrode.
2. Sett membran på elektroden.
3. Tørk elektrodekontakten før elektroden plasseres i målekammeret.

pl E755 Na⁺ ELEKTRODA

Przeznaczone do analizatorów serii ABL700 oraz ABL800 FLEX.

Przed użyciem:

1. Rozpakuj nową elektrodę.
2. Załóż membranę na elektrodę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

pt E755 ELÉCTRODO de Na⁺

Uso: Para utilização nos analisadores Série ABL700 e ABL800 FLEX.

Antes de usar:

1. Retirar o eléctrodo novo da embalagem.
2. Introduzir o eléctrodo na membrana.
3. Enxugar o contacto do eléctrodo antes de colocar no analisador.

ro E755 ELECTROD Na⁺

Întrebuințare: Utilizat la analizoarele seriile ABL700 și ABL800 FLEX.

Înainte de utilizare:

1. Despachetați un electrod nou.
2. Aplicați membrana pe electrod.
3. Uscați contactul electrodului înainte de montare în analizor.

ru E755 Na⁺ ЭЛЕКТРОД

Применение: В анализаторах серии ABL700 и ABL800 FLEX.

Перед применением:

1. Распакуйте новый электрод.
2. Немедленно мембранируйте электрод.
3. Высушите контакт электрода перед его установкой в анализатор.

sk E755 Na⁺ ELEKTRODA

Použitie: používa sa v sériách analyzátorov ABL700.

Pred použitím:

1. Vybalte elektródu.
2. Nasaďte na elektródu membránu.
3. Vysušte kontakt elektródy predtým ako ju vsadíte do analyzátoru.

sr E755 Na⁺ ELEKTRODA

Upotreba: Koristi se na aparatima ABL700 serije i ABL800 FLEX analizatorima

Pred upotrebu:

1. Otpakovati novu elektrodu
2. Postaviti membranu.
3. Osušiti kontakt elektrole pre montiranja elektrole u analizator.

sv E755 Na⁺ ELEKTROD

Användning: För instrumenten i ABL700 serien och ABL800 FLEX.

Innan användning:

1. Packa upp en ny elektrod.
2. Förse elektroden med membran.
3. Torka elektrodkontakten innan montering sker av elektroden i instrumentet.





tr
E755 Na⁺ ELEKTROT

Kullanım: ABL700 serisi ve ABL800 FLEX analizörlerde kullanılır.

Kullanmadan önce:

1. Yeni elektrodu paketinden çıkartın.
2. Elektrodu membranlayın.
3. Elektrodun kontak bölgesini kurulaşın ve elektrodu analizöre yerleştirin.

uk
E755 ЕЛЕКТРОД для вимірювання Na⁺

Використання: в аналізаторах серії ABL700 і ABL800 FLEX.

Перед використанням виконайте описані нижче дії.

1. Розпакуйте новий електрод.
2. Установіть на електрод мембрану.
3. Перед встановленням електрода в аналізатор висушіть контакт електрода.

zh
E755 Na⁺ 钠电极

用途：用于ABL700 系列和 ABL800 FLEX 分析仪上

使用前：

1. 打开一个新电极的包装
2. 给新电极安装电极膜
3. 擦干电极的接触面，安装到分析仪上



 Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Denmark
www.radiometer.com

Radiometer, the Radiometer logo, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, AQURE, PICO, CLINITUBES and QUALICHECK are trademarks of or used under license by Radiometer Medical ApS.

© 2017 Radiometer Medical ApS. All Rights Reserved.
989-377. 201709K.

RADIOMETER 

