



SUPPORTS ABSORBANTS



Le support absorbant est **conforme** aux **norme et lignes directrices européennes et internationales** pour le transport de substances infectieuses. Se positionne entre l'emballage primaire et l'emballage secondaire, conformément à la **réglementation ADR** en vigueur.

DONNEES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques

La gamme est dédiée au transport des récipients primaires de petite ou grande contenance. Elle permet de constituer des kits pour le transport ou l'expédition des prélèvements biologiques.

Références - Dimensions Capacité d'absorption

-
- PADPM01** : 65 mm x 70 mm
- Absorption : 20ml de sang et 40ml de liquide type urine
- PADGM01** : 135 mm x 240 mm
- Absorption : 320ml de sang et 500ml de liquide type urine

Matière

Support absorbant non tissé couplé à des polymères réticulés d'acrylate de sodium.
Se transforme en gel après absorption des liquides biologiques.
Testés sur tous types de liquides biologiques.

Epaisseur

1,5 mm

Couleur

Blanc





SUPPORTS ABSORBANTS



Stockage Conditionnement & Poids

-

PADPM01 : Carton de 2 000

Poids de la palette : 198,4 Kg

- Poids : 1,55 g

- Poids du carton : 3,1 Kg

- Nombre de carton sur palette : 64

PADGM01 : Carton de 166

Poids de la palette : 140 Kg

- Poids : 16,86 g

- Poids du carton : 2,8 Kg

- Nombre de carton sur palette : 50

Informations

Livraison sous 48 à 72 heures selon disponibilité.

②

Usage unique

Origine

France