



SPECI-GARD®



Le sachet SPECI-GARD est utilisé en interne à l'hôpital et en externe comme emballage secondaire pour le transport de matière biologiques de catégorie B (UN3373) conformément aux normes et lignes directrices européennes et internationales pour le transport de substances infectieuses. **(ADR2015/P650 - WHO/HSE/GCR/2015 - ISO 15189)**

DONNEES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Caractéristiques

Le sachets SPECI-GARD est un sachet étanche, à **usage unique en polyéthylène MICRO-TEX®** avec système de fermeture adhésive. Certifié étanche par le L.N.E et le B.V.T selon les instructions d'emballage P650 de la classe 6.2 de l'ADR. Conforme aux exigences COFRAC.

Références & Dimensions (+/-5%)

95600BIO - 95600L/BIO (liassé) : 165 mm x 254 mm
95700L/BIO (liassé) : 185 mm x 254 mm
95700AP (liassé - aplat de couleur) : 192 mm x 254 mm
951013BIO : 245 mm x 335 mm

Couleurs

95600BIO - 98600L/BIO : incolore, bleu translucide, rouge translucide, vert translucide, jaune translucide, jaune opaque, vert opaque.

95700L/BIO : incolore, blanc opaque, bleu translucide, jaune translucide, rouge translucide, rouge opaque, vert translucide, vert opaque, violet translucide.

95700AP : incolore, aplat de couleur argent, blanc, bleu, doré, gris, ivoire, jaune, marron, noir, orange, rose, rouge, vert, vert bouteille, violet.

951013BIO : incolore, rouge translucide, bleu translucide, vert translucide, jaune translucide.

Matière

Polyéthylène vierge basse densité - faible impact environnemental
100% vierge, 100% recyclable.

Épaisseur

40µm (+/-5%)

Structure du sachet

Poche étanche dédiée au transport d'échantillons biologiques.
 Poche document à rabat pour maintenir la demande d'examens.

Système de fermeture Système d'ouverture

Fermeture adhésive sécurisée, **permanente** et rapide.
Ouverture simple et rapide grâce à un **prédécoupage étanche**, ne nécessitant pas d'objets coupants ou tranchants.

Impression

Pictogramme mode d'emploi et instructions d'utilisation -
Logo Biohazard (risques infectieux) - mode d'emploi - Numéro de lot.
 Toutes les encres utilisées sont garanties sans plomb et métaux lourds.
 Elles répondent aux normes françaises et européennes.

LESS FRANCE



SPECI-GARD®

Le sachet SPECI-GARD est utilisé en interne à l'hôpital et en externe comme emballage secondaire pour le transport de matière biologiques de catégorie B (UN3373) conformément aux normes et lignes directrices européennes et internationales pour le transport de substances infectieuses. **(ADR2015/P650 - WHO/HSE/GCR/2015 - ISO 15189)**

En option

- Impressions personnalisées (logo, nom, adresse, etc.).
- Support absorbant ou cartouchiere pré-inséré ou à part.

Stockage Conditionnement & poids

Stockage à température ambiante

95600BIO - 95600L/BIO

- Carton de 2 000
- Poids du carton : 9,5 Kg
- Nombre de carton sur palette : 50
- Poids de la palette : 475 Kg

95700L/BIO

- Carton de 2 000
- Poids du carton : 10 Kg
- Nombre de carton sur palette : 50
- Poids de la palette : 500 Kg

95700AP

- Carton de 2 000
- Poids du carton : 11 Kg
- Nombre de carton sur palette : 50
- Poids de la palette : 550 Kg

951013BIO

- Carton de 2 000
- Poids du carton : 18 Kg
- Nombre de carton sur palette : 24
- Poids de la palette : 432 Kg

Informations

Livraison sous 48 à 72 heures pour les sachets standards et 6 à 8 semaines pour les sachets sérigraphiés. Nous contacter pour toute personnalisation ou fabrication spécifique.

Rapport et test d'étanchéité par laboratoire externe sur demande.
Conditions d'utilisation : meilleur usage avant 3 ans.



Usage unique

Origine

France