

FAN PADS

Référence : F/CWFAN-XXX

Description : Serviettes FAN PAD absorbant et neutralisant le formol 10 % / 4 %

Conservation : Température ambiante



1- CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Les serviettes absorbantes FAN PAD GLTM sont traitées au FORMALEX® pour absorber et neutraliser les solutions et émanations de formol ou de glutaraldéhyde 10% (4%).

La couleur bleue des serviettes de référence F/CWFAN-55 permet une bonne visualisation des prélèvements & instruments pendant la macroscopie.

2- UTILISATION DU PRODUIT



Capacité d'absorption de 20 mL de formol 10 % (4%)
20,3 x 27,94 cm
F/CWFAN-55



Capacité d'absorption de 200 ml de formol 10 % (4%)
15,25 x 35,56 cm
F/CWFAN-614



Capacité d'absorption de 800 ml de
formol 10 % (4%)
20,32 x 63,50 cm
F/CWFAN-825

3- REFERENCES DU PRODUIT

REFERENCE	CDT	DIMENSIONS
F/CWFAN-55	X 330	20,3 x 27,94 cm
F/CWFAN-614	X 48	15,25 x 35,56 cm
F/CWFAN-825	X 30	20,32 x 63,50 cm

4- PEREMPTION & STOCKAGE

Stocker à température ambiante et maintenir les sachets de FAN PAD fermés.

Les FANS PAD se périment 2 ans après la date de production indiquée sur le carton d'emballage (etiquette colorée), qu'ils soient encore humides ou secs.