



autre dimensions
nous contacter



1

colonne Dionex Acclaim Mix-Mode

Colonnes à sélectivité ajustable par des variations de pH, force ionique ou phase organique modifiée.

Ceci permet d'influencer sur la séparation des acides, des bases, des zwitterions et des molécules neutres.

1 colonne Acclaim Trinity P1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
3	2,1	50	1138-2073
3	2,1	100	1139-1943
3	2,1	150	1137-2073
3	3,0	50	1138-1943
3	3,0	100	1137-1943
3	3,0	150	1136-2073

cartouche de garde de garde Acclaim Trinity P1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
3	2,1	10	1132-1953
3	3,0	10	1130-1953

1 colonne Acclaim Mix WAX-1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
3	2,1	150	1135-1943
3	3,0	50	1132-1963
5	4,6	10	1139-1923
5	4,6	150	1135-1883
5	4,6	250	1136-1883

cartouche de garde de garde Acclaim MixWax-1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
5	2,1	10	1132-1733
5	3,0	10	1134-1963
5	4,6	10	1139-1923

colonne séparation protéines DNAPac

Colonne haute résolution pour la séparation des oligonucléotides.

colonne DNAPac PA100

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
13	4	250	1136-1723

colonne de garde DNAPac PA100

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
13	4	50	1138-1723

1 colonne Acclaim

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
3	2,1	150	1136-1823
3	3,0	50	1133-1963
3	3,0	150	1135-1823
5	2,1	150	1135-1903
5	4,6	150	1134-1903
5	4,6	250	1132-1903

cartouche de garde Acclaim Mix WCX-1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
5	3,0	10	1135-1963
5	4,6	10	1130-1933

1 colonnes Acclaim Mix HILIC-1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
3	2,1	150	1134-1823
3	3,0	50	1136-1963
3	3,0	150	1136-1943
5	2,1	150	1130-1903
5	4,6	150	1138-1893
5	4,6	250	1139-1893

cartouche de garde Acclaim Mix HILIC-1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
5	2,1	10	1139-1913
5	3,0	10	1137-1963
5	4,6	10	1131-1933

accessoire support


1131-1733 V-2 support Garde SST
1132-1933 kit V-2 support coupleur
1133-2043 coupleur garde V-2

colonne DNAPac PA200

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
8	2	250	1138-1843
8	4	250	1134-1813

colonne de garde DNAPac PA200

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
8	2	50	1137-1843



2

NEW



colonne Thermo Scientific Dionex MabPac

Thermo
SCIENTIFIC

MabPac SCX-10HT

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10µM	50	4	1134-2083

MabPac SCX-10

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10	2	250	1139-1993
10	4	150	1133-2083
10	4	250	1137-2063

MabPac SCX-10G

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10	2	50	1138-2023
10	4	50	1136-2063

MabPac SEC-1

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
5	4	150	1139-2073
5	4	300	1130-2073

MabPac SEC-1G

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
5	4	50	1131-2073

colonne pour protéines BioLC ProPac

Colonne haute qualité de grande résolution pour la séparation des protéines.

Thermo
SCIENTIFIC

colonne Propac WCX-10

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10	2	50	1137-1853
10	2	250	1135-1853
10	4	50	1131-1743
10	4	250	1130-1743

colonne Propac WAX-10

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10	2	50	1134-1853
10	2	250	1133-1853
10	4	250	1136-1743

colonne Propac SCX-10

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10	2	50	1132-1853
10	2	250	1131-1853
10	4	250	1035-0725

colonne Propac IMAC-10

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10	2	250	1130-1843
10	4	250	1132-1843
10	4	50	1133-1863

colonne Propac SAX-10

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
10	2	250	1139-1843
10	4	50	1135-1743
10	4	250	1134-1743

colonne Propac HIC-10

granulo- métrie, µm	Ø int. µm	L mm	colonne
5	2,1	100	1130-1863
5	4,6	100	1131-1863
5	4,6	250	1134-2043
5	7,8	75	1132-1863