

### absorbant Spectra/Gel™

- pour concentration sans contamination de l'échantillon

1 absorbant

1063-9975 les 500 g

### réservoir pour dialyse

- fourni avec barreau aimanté

réservoir pour dialyse

1153-0980 0,6 l

2 1176-0753 1,8 l



### pince Spectra/Por®

- fermeture étanche et rapide

Pour une flottaison verticale, nous recommandons l'utilisation d'une pince flottante (standard ou universelle) et d'une pince lestée ou avec barreau magnétique.

### pince polypropylène flottante

- pour membrane Spectra/Por® RC 1 à 7

3 pince	12 mm	23 mm	35 mm	55 mm	75 mm
orange	1000-2244	1142-5969	1143-5969	1130-2613	1144-5969
le lot	/10	/10	/10	/10	/10

### pince en polypropylène lestée

- pour membrane Spectra/Por® RC 1 à 7

Barreau de lest en acier inox gainé PTFE.

4 pince	12 mm	23 mm	35 mm	55 mm	75 mm
orange	1150-0910	1151-0910	1131-8280	1029-5684	1152-0910
le lot	/10	/10	/10	/10	/10

### pince en nylon universelle

- compatible avec tous types de membranes RC, EC et PVDF

Température max. 90°C.

5 pince	50 mm	70 mm	110 mm
rouge	1147-5959	1148-5959	1149-5959
blanc	1159-1110	1152-1120	1172-1643
le lot	/10	/10	/10

### pince en polypropylène avec barreau magnétique

- pour membrane Spectra/Por® RC 1 à 7

Barreau magnétique de lest gainé PTFE.

6 pince	23 mm	35 mm	55 mm
orange	1155-0900	1156-0900	1157-0900
le lot	/2	/2	/2

Utiliser des pinces de 4 à 10 mm plus larges que la membrane à sceller.



2



Toutes les infos



**Fisherbrand™**  
Découvrez  
notre offre  
unique dédiée  
aux laboratoires  
et à l'industrie

Toutes les infos



Découvrez notre  
grand choix de  
produits et services  
Life Sciences

Toutes les infos



Appréciez l'étendue  
de nos solutions en  
produits chimiques  
et réactifs

Toutes les infos



Laissez-nous  
vous rendre  
service