






Préparation d'échantillons

Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ 13/25/30 mm



Membrane	Ø (mm)	Porosité (µm)	Pré-filtre	Entrée	Sortie	Coque Externe	Surface de filtration (cm²)	Volume mort (µL)	Volume max. échantillon (mL)	Pression max. (psi)	Réf.	Qté
PVDF 	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUF0	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUF1	500 u
	30	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUG0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUH0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUH1	500 u
	30	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUI0	100 u
PVDF-HLC 	13	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	<10	<10	87	1L3630	100 u
	13	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	<10	<10	87	1L3640	100 u
	25	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	1L3650	100 u
	25	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	1L3651	500 u
	25	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	1L3670	100 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	1L3671	500 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	1L3680	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUK0	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUK1	500 u
	30	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUL0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUM0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUM1	500 u
	30	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUN0	100 u
	30	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUN0	100 u
RC 	13	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	T38090	100 u
	13	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	T38080	100 u
	25	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	T38110	100 u
	25	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	T38111	500 u
	25	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	U54650	100 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	T38100	100 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	T38101	500 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	<100	<100	87	U54660	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUO0	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUO1	500 u
	30	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUP0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUQ0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUQ1	500 u
	30	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUR0	100 u
	30	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CUR0	100 u