





Préparation d'échantillons

Filtration - Filtres seringues UptiDisc™ 13/25/30 mm



Membrane	Ø (mm)	Porosité (µm)	Pré-filtre	Entrée	Sortie	Coque Externe	Surface de filtration (cm²)	Volume mort (µL)	Volume max. échantillon (mL)	Pression max. (psi)	Réf.	Qté
Acétate de Cellulose 	13	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	EV3860	100 u
	13	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	EV3850	100 u
	25	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	EV3830	100 u
	25	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	EV3820	100 u
	25	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	EV3810	100 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	EV3840	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CD20	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CD21	500 u
	30	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CD30	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CD40	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CD41	500 u
	30	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CD50	100 u
Nylon 	13	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	P00500	100 u
	13	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	P00510	100 u
	25	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11410	100 u
	25	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11411	500 u
	25	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	U54670	100 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11720	100 u
	25	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11721	500 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	U54680	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CIS0	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CIS1	500 u
	30	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CIT0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CIU0	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CIU1	500 u
PP hydrophobe 	13	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	P00580	100 u
	13	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	0,92	< 10	< 10	87	P00590	100 u
	25	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11790	100 u
	25	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11791	500 u
	25	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	U54690	100 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11800	100 u
	25	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	N11801	500 u
	25	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	2,98	< 100	< 100	87	U54700	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CU30	100 u
	30	0,20	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CU31	500 u
	30	0,20	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CU40	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CU50	100 u
	30	0,45	non	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CU51	500 u
	30	0,45	oui 1,0 µm GF	Luer-Lock	Luer slip	Polypropylène	4,9	<100	<120	87	B0CU60	100 u