



Colonnes Rxi®-35SiIMS

Phase de polarité intermédiaire Crossbond®

Phases similaires : DB-35ms, DB-35msUI, VF-35ms, MR2.

Applications : Composés pharmaceutiques, pesticides, herbicides, PCB, phénols.

Ø int.	Film	θ limite °C	15 m	30 m
0,25 mm	0,25 µm	50 à 340/360	13820	13823
	0,50 µm	50 à 340/360	13835	13838
	1,00 µm	50 à 340/360	---	13853
0,32 mm	0,25 µm	50 à 340/360	13821	13824
	0,50 µm	50 à 340/360	13836	13839
	1,00 µm	50 à 320/340	---	13854
0,53 mm	0,50 µm	50 à 340/360	13837	---
	1,00 µm	50 à 325/340	---	13855
	3,00 µm	50 à 280/300	---	13859

Colonnes Rxi®-17Si MS

Phase de polarité intermédiaire Crossbond® - USP : G3

Phases similaires : DB-17ms, VF-17ms, CP-Sil 24 CB, ZB-50.

Applications : HAP.

Ø int.	Film	θ limite °C	10 m	15 m	20 m	30 m	60 m
0,15 mm	0,15 µm	40 à 340/360	43820	---	43821	---	---
0,18 mm	0,18 µm	40 à 340/360	---	---	14102	---	---
	0,36 µm	40 à 340/360	---	---	14111	---	---
0,25 mm	0,25 µm	40 à 340/360	---	14120	---	14123	14126
0,32 mm	0,25 µm	40 à 340/360	---	14121	---	14124	---

Colonnes Rxi®-PAH

Phase unique de polarité intermédiaire

Applications : HAP.

Ø int.	Film	θ limite °C	30 m	40 m	60 m
0,18 mm	0,07 µm	360	---	49316	---
0,25 mm	0,10 µm	360	49318	---	49317

Colonnes Rxi®-624Si MS

Phase de polarité intermédiaire ; Crossbond® (6 %-cyanopropylephényle)-méthylepolysiloxane

Phases similaires : DB-624, VF-624ms, CP-Select 624 CB, ZB-624.

Applications : COV, solvants résiduels pharmaceutiques.

Ø int.	Film	θ limite °C	20 m	30 m	60 m	75 m	105 m
0,18 mm	1,00 µm	-20 à 300/320	13865	---	---	---	---
0,25 mm	1,40 µm	-20 à 300/320	---	13868	13869	---	---
0,32 mm	1,80 µm	-20 à 300/320	---	13870	13872	---	---
0,53 mm	3,00 µm	-20 à 300/320	---	13871	13873	13874	13875