




VICI®



Modèle le plus utilisé :  
Vanne C6W (vanne d'injection)



Rotor de remplacement  
conique



### Vannes HPLC 2 positions 1/16" et 1/8" à boucle externe

- Corps de vanne en Nitronic 60
- Rotor en Valcon H
- Résistance à la pression 5000 psi, et à la température 75 °C

| Sorties - Ø de passage                | 1/16"              | 1/16"              | 1/8"               | 1/8"           |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                       | 0,40 mm            | 0,75 mm            | 0,75 mm            | 1,7 mm         |
| Vanne manuelle                        | C * W              | C * UW             | * UW               | L * UW         |
| Vanne avec commande pneumatique       | AC * W             | AC * UW            | A * UW             | AL * UW        |
| Vanne avec commande électrique        | EC * W             | EC * UW            | E * UW             | EL * UW        |
| Vanne avec commande microélectronique | EPC * W            | ETC * UW           | ET * UW            | ETL * UW       |
| Vanne de remplacement                 | DC * W             | DC * UW            | D * UW             | DL * UW        |
| Rotor de remplacement                 | SSAC * W           | SSAC * UW          | SSA * UW           | SSAL * UW      |
| * = Nombre de voies disponibles       | 3, 4, 6, 8, 10, 12 | 3, 4, 6, 8, 10, 12 | 3, 4, 6, 8, 10, 12 | 3, 4, 6, 8, 10 |
| Boucles à utiliser                    | Type W 1/16"       | Type UW 1/16"      | Type UW 1/8"       | Type UW 1/8"   |

Remplacer "\*" par le nombre de voies souhaité.

Ces vannes sont disponibles avec des boucles internes de 0,06 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 et 2 µL (modèles CI4W et CI4UW).

### Boucles

| Volume (µL)     | 2      | 5      | 10      | 15      | 20      |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Type W - 1/16"  | SL2CW  | SL5CW  | SL10CW  | SL15CW  | SL20CW  |
| Type UW - 1/16" | SL2CUW | SL5CUW | SL10CUW | SL15CUW | SL20CUW |
| Type UW - 1/8"  |        | SL5UW  | SL10UW  | SL15UW  | SL20UW  |

| Volume (µL)     | 25      | 50      | 1000     | 250      | 500      |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Type W - 1/16"  | SL25CW  | SL50CW  | SL100CW  | SL250CW  | SL500CW  |
| Type UW - 1/16" | SL25CUW | SL50CUW | SL100CUW | SL250CUW | SL500CUW |
| Type UW - 1/8"  | SL25UW  | SL50UW  | SL100UW  | SL250UW  | SL500UW  |

| Volume (mL)     | 1       | 2       | 5       | 10       | 20       |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Type W - 1/16"  | SL1KCW  | SL2KCW  | SL5KCW  | SL10KCW  | SL20KCW  |
| Type UW - 1/16" | SL1KCUW | SL2KCUW | SL5KCUW | SL10KCUW | SL20KCUW |
| Type UW - 1/8"  | SL1KUW  | SL2KUW  | SL5KUW  | SL10KUW  | SL20KUW  |



VISF-2

Accessoire pour  
vanne d'injection



### Adaptateur pour seringue d'injection

| Type vanne | Longueur<br>aiguille | Gauge | Réf.      | Liner de<br>remplacement | Ferrule de<br>remplacement |
|------------|----------------------|-------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1/32"      | 3/4" (19,05 mm)      | 26    | VISF.5FPK |                          |                            |
| 1/16"      | 3/4" (19,05 mm)      | 22    | VISF-1    | VISL-1                   | ZF1VISF                    |
| 1/16"      | 2" (50,8 mm)         | 22    | VISF-2    | VISL-2                   | ZF1VISF                    |
| 1/8"       | 2" (50,8 mm)         | 22    | VISF-A    | VISL-2                   | ZF1VISF                    |
| 1/32"      | luer                 |       | ZLA-5     |                          |                            |
| 1/16"      | luer                 |       | ZLA-1     |                          |                            |
| 1/8"       | luer                 |       | ZLA-2     |                          |                            |

