



Cristallisoir à bec en porcelaine Premium Line, HDN CERAMICS



Fabriqu  en porcelaine de qualit  sup rieure. Int rieur et ext rieur  maill s   l'exception du bord sup rieur et du fond ext rieur.

| R f rence du lot | R f rence GAUSS | Capacit  (ml) |   _{sup.} (mm) | h (mm) | Unit s par lot |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| CDIK-100-006 | 2 497 680 | 100 | 77 | 32 | 6 |

Capsule d' vaporation fond plat, LBG



  bec. Fabriqu e en verre borosilicat  LBG 3.3.

| R f rence du lot | R f rence GAUSS | Capacit  (ml) |   _{sup.} (mm) | h (mm) | Unit s par lot |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| EDF3-045-006 | 2 498 011 | 45 | 60 | 30 | 6 |
| EDF3-100-006 | 2 498 012 | 100 | 90 | 45 | 6 |
| EDF3-300-002 | 2 498 013 | 300 | 120 | 60 | 2 |
| EDF3-600-002 | 2 498 014 | 600 | 150 | 75 | 2 |

Capsule d' vaporation en porcelaine fond rond Premium Line, HDN CERAMICS



Fabriqu e en porcelaine de qualit  sup rieure, r sistante   des temp ratures max. de 1150 C. Forme ronde   bec. Int rieur  maill .

| R f rence du lot | R f rence GAUSS | Capacit  (ml) |   _{sup.} (mm) | h (mm) | Unit s par lot |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| EVRK-035-006 | 2 498 064 | 35 | 60 | 22 | 6 |
| EVRK-070-006 | 2 498 065 | 70 | 75 | 30 | 6 |
| EVRK-120-006 | 2 498 066 | 120 | 94 | 42 | 6 |
| EVRK-250-006 | 2 498 068 | 250 | 115 | 47 | 6 |
| EVRK-385-001 | 2 498 069 | 385 | 145 | 52 | 1 |
| EVRK-525-001 | 2 498 070 | 525 | 162 | 52 | 1 |
| EVRK-765-001 | 2 498 071 | 765 | 185 | 60 | 1 |
| EVRK-1K3-001 | 2 498 067 | 1285 | 215 | 80 | 1 |

Capsule d' vaporation en porcelaine fond plat Premium Line, HDN CERAMICS



Fabriqu e en porcelaine de qualit  sup rieure, r sistante   des temp ratures max. de 1150 C. Forme peu profonde   bec. Int rieur  maill .

| R f rence du lot | R f rence GAUSS | Capacit  (ml) |   _{sup.} (mm) | h (mm) | Unit s par lot |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| EVFK-035-006 | 2 498 056 | 35 | 65 | 16 | 6 |
| EVFK-050-006 | 2 498 057 | 50 | 75 | 20 | 6 |
| EVFK-080-006 | 2 498 058 | 80 | 85 | 22 | 6 |
| EVFK-100-006 | 2 498 059 | 100 | 100 | 23 | 6 |
| EVFK-200-006 | 2 498 061 | 200 | 120 | 34 | 6 |
| EVFK-300-006 | 2 498 062 | 300 | 150 | 29 | 6 |
| EVFK-500-001 | 2 498 063 | 500 | 175 | 31 | 1 |
| EVFK-1K0-001 | 2 498 060 | 1000 | 250 | 53 | 1 |