

FICHE TECHNIQUE

Art N°: 14.1217

Fiche créée le: 19/07/2006

Dernière modification le : 03/10/2018



Désignation commerciale : HAEMO – DIFF[®]

Application : Dispositif pour aide à la réalisation de frottis sanguins

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description :	Dispositif permettant de déposer une goutte de sang sur lame afin de réaliser un frottis sans ouverture du tube à prélèvement
Matière :	Polystyrène et canule acier inox
Dimensions :	Hauteur totale 27mm
Conditionnement :	Boîte de 4 sachets de 500 soit 2000 dispositifs
Qualités biologiques :	Non Stérile

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article pour Usage Général de Laboratoire

Usage unique