

## Capillaires en verre et micropipettes graduées, jetables

Marque : CAMAG



Capillaires en verre jetables pour l'application manuelle des échantillons de 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ou 10 µl. Portatifs et peuvent être positionnés à l'aide du Guide de dépôts multiples pour plaques CCM (551-4230). Peuvent également être utilisés avec le porte-capillaires universel (552-0044). Les micropipettes graduées en verre de 5 µl conviennent à l'analyse qualitative sur les couches TLC conventionnelles.

Flacons avec code couleur

Pratique et convivial

Les micropipettes sont graduées en microlitres

Désignation	Volume	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Capillaires en verre à usage unique	0,5 µl	100	2579469	5 jours	22,7725	552-0040
Disposable glass capillaries	0,5 µl	1000	2598758	10 jours	22,7731	551-7731
Capillaires en verre à usage unique	1,0 µl	100	2579470	5 jours	22,7726	552-0041
Capillaires en verre à usage unique	2,0 µl	100	2579471	5 jours	22,7727	552-0042
Capillaires en verre à usage unique	5,0 µl	100	2579472	5 jours	22,7729	552-0043
Capillaires en verre jetables	10,0 µl	100	2579474	5 jours	22,773	551-7730
Micropipettes graduées à usage unique	5,0 µl	250	2579473	5 jours	22,7142	552-0061
Support de chargement en aluminium		1	2598765	10 jours	22,7718	552-0039