



Aiguilles amovibles

Marque : HAMILTON



Les avantages d'une aiguille remplaçable pour une courbure ou obstruction occasionnelle et le volume mort mini d'une aiguille fixe. Cette conception unique d'aiguille amovible permet d'installer avec précision l'aiguille sur le zé. Le résultat est un raccordement sans volume mort qui simplifie l'amorçage.

Longueurs et pointes personnalisables. Vous pouvez commander vos aiguilles personnalisées en fonction de vos besoins spécifiques.

* Large hub

** Kel-F hub

Aiguilles amovibles en silice fondue pour seringues de 5 µl à 10 µl

Jauge	Longueur	Ø ext.	Ø int.	Type de pointe	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
FS 0,17	100 mm	0,17 mm	0,08 mm	3	3	2613026	30 jours	200285	HAMI200285
FS 0,23	100 mm	0,23 mm	0,08 mm	3	3	2613027	30 jours	200295	HAMI200295

Aiguilles amovibles PEEK pour seringues de 250 µl à 10 ml

Jauge	Longueur	Ø ext.	Ø int.	Type de pointe	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
34 *	51 mm	1,52 mm	0,76 mm	3	6	2612961	30 jours	8650-01	HAMI8650-01
34 **	51 mm	1,52 mm	0,76 mm	3	6	2612959	30 jours	8649-01	HAMI8649-01

Aiguilles amovibles pour seringues de 2,5 µl à 100 µl

Jauge	Longueur	Ø ext.	Ø int.	Type de pointe	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
26	51 mm	0,46 mm	0,26 mm	2	6	2612990	30 jours	7758-04	HAMI7758-04
26s	51 mm	0,47 mm	0,13 mm	2	6	2579258	5 jours	7758-02	113-0698
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	2	6	2579256	5 jours	7758-03	113-0699
22	51 mm	0,72 mm	0,41 mm	2	6	2618693	30 jours	7758-01	HAMI7758-01
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	2	3	2613033	30 jours	202645	549-1059
33	51 mm	0,21 mm	0,11 mm	3	6	2613009	30 jours	7762-06	HAMI7762-06
32	51 mm	0,24 mm	0,11 mm	3	6	2613008	30 jours	7762-05	HAMI7762-05
31	51 mm	0,31 mm	0,13 mm	3	6	2613007	30 jours	7762-04	HAMI7762-04
30	51 mm	0,31 mm	0,16 mm	3	6	2613006	30 jours	7762-03	HAMI7762-03
28	51 mm	0,36 mm	0,18 mm	3	6	2613005	30 jours	7762-02	HAMI7762-02
26s	51 mm	0,47 mm	0,13 mm	3	6	2613000	30 jours	7768-01	HAMI7768-01
26	51 mm	0,46 mm	0,26 mm	3	6	2612993	30 jours	7768-02	HAMI7768-02
27	51 mm	0,41 mm	0,21 mm	3	6	2613004	30 jours	7762-01	HAMI7762-01
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	3	6	2579257	5 jours	7770-01	548-1563
22s	19 mm	0,72 mm	0,15 mm	3	6	2613024	30 jours	7787-01	HAMI7787-01
22	51 mm	0,72 mm	0,41 mm	3	6	2612972	30 jours	7770-02	HAMI7770-02
26s	51 mm	0,47 mm	0,13 mm	5	6	2613002	30 jours	7784-07	HAMI7784-07
26	51 mm	0,46 mm	0,26 mm	5	6	2612995	30 jours	7784-08	HAMI7784-08
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	5	6	2612981	30 jours	7784-05	HAMI7784-05
22	51 mm	0,72 mm	0,41 mm	5	6	2612974	30 jours	7784-06	HAMI7784-06

Aiguilles amovibles pour seringues de 250 µl à 10 ml

Jauge	Longueur	Ø ext.	Ø int.	Type de pointe	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
26s	51 mm	0,47 mm	0,13 mm	2	6	2612998	30 jours	7779-02	HAMI7779-02
26	51 mm	0,46 mm	0,26 mm	2	6	2612991	30 jours	7779-04	HAMI7779-04
22	51 mm	0,72 mm	0,41 mm	2	6	2579253	5 jours	7779-01	HAMI7779-01
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	2	6	2612977	30 jours	7779-03	HAMI7779-03
26s	51 mm	0,47 mm	0,13 mm	3	6	2613001	30 jours	7780-01	HAMI7780-01
26	51 mm	0,46 mm	0,26 mm	3	6	2612994	30 jours	7780-02	HAMI7780-02
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	3	6	2612979	30 jours	7780-03	HAMI7780-03
22	19 mm	0,72 mm	0,41 mm	3	6	2613023	30 jours	7787-02	HAMI7787-02
22	51 mm	0,72 mm	0,41 mm	3	6	2579255	5 jours	7780-04	HAMI7780-04
26s	51 mm	0,47 mm	0,13 mm	5	6	2613003	30 jours	7784-03	HAMI7784-03
26	51 mm	0,46 mm	0,26 mm	5	6	2612996	30 jours	7784-04	HAMI7784-04
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	5	6	2612982	30 jours	7784-01	HAMI7784-01
22	51 mm	0,72 mm	0,41 mm	5	6	2612975	30 jours	7784-02	HAMI7784-02

Aiguilles personnalisées pour seringues de 2,5 µl à 100 µl

Jauge	Longueur	Ø ext.	Ø int.	Type de pointe	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
33	-	0,21 mm	0,11 mm	2, 3 or 4	6	2618750	30 jours	7803-05	HAMI7803-05
31	-	0,31 mm	0,13 mm	2, 3 or 4	6	2618748	30 jours	7803-03	HAMI7803-03
30	-	0,31 mm	0,16 mm	2, 3 or 4	6	2618745	30 jours	7803-07	HAMI7803-07
28	-	0,36 mm	0,18 mm	2, 3 or 4	6	2618742	30 jours	7803-02	HAMI7803-02
26s	-	0,47 mm	0,13 mm	5 or AS	6	2618735	30 jours	7731-02	HAMI7731-02
26	-	0,46 mm	0,26 mm	5 or AS	6	2618728	30 jours	7731-01	HAMI7731-01
26	-	0,46 mm	0,26 mm	2, 3 or 4	6	2618724	30 jours	7804-03	HAMI7804-03
22s	-	0,72 mm	0,15 mm	5 or AS	6	2618708	30 jours	7731-04	HAMI7731-04
22s	-	0,72 mm	0,15 mm	2, 3 or 4	6	2618701	30 jours	7804-02	HAMI7804-02
22	-	0,72 mm	0,41 mm	5 or AS	6	2618698	30 jours	7731-03	HAMI7731-03
22	-	0,72 mm	0,41 mm	2, 3 or 4	6	2618690	30 jours	7804-01	HAMI7804-01

Aiguilles personnalisées pour seringues de 250 µl à 10 ml

Jauge	Longueur	Ø ext.	Ø int.	Type de pointe	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
26s	-	0,47 mm	0,13 mm	5 or AS	6	2618736	30 jours	7732-04	HAMI7732-04
26s	-	0,47 mm	0,13 mm	2, 3 or 4	6	2618731	30 jours	7806-04	HAMI7806-04
26	-	0,46 mm	0,26 mm	5 or AS	6	2618729	30 jours	7732-03	HAMI7732-03
26	-	0,46 mm	0,26 mm	2, 3 or 4	6	2618725	30 jours	7806-03	HAMI7806-03
22s	-	0,72 mm	0,15 mm	5 or AS	6	2618709	30 jours	7732-02	HAMI7732-02
22s	-	0,72 mm	0,15 mm	2, 3 or 4	6	2618702	30 jours	7806-02	HAMI7806-02
22	-	0,72 mm	0,41 mm	5 or AS	6	2618699	30 jours	7732-01	HAMI7732-01
22	-	0,72 mm	0,41 mm	2, 3 or 4	6	2618691	30 jours	7806-01	HAMI7806-01

Small hub RN CTC needles

Jauge	Longueur	Ø ext.	Ø int.	Type de pointe	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
22	51 mm	0,72 mm	0,41 mm	3	3	2613032	30 jours	209221	HAMI209221
22s	51 mm	0,72 mm	0,15 mm	3	3	2613034	30 jours	203481	HAMI203481
23s	43 mm	0,64 mm	0,12 mm	AS	6	2612960	30 jours	7786-01	549-0578
26s	43 mm	0,47 mm	0,13 mm	AS	6	2613031	30 jours	7786-02	549-0579