

Pointes à filtre, Classic/Maxymum Recovery™, Axygen®

Marque : CORNING-AXYGEN



En PP.

Exemptes d'ADN, de RNase, DNase et de métaux, et apyrogènes
Pointes Maxymum Recovery™ munies d'une surface ultra-lisse, pour réduire la rétention et la perte d'échantillon et éviter la dénaturation de l'échantillon
Stérilisées par irradiation aux rayons gamma

Style de pointe	Volume	Stérile	Emballage	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Ultra-micro	0,5 - 10 µl	-	En vrac	1000	2611539	30 jours	TF-400	613-3824
Ultra-Micro	0,5 - 10 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576989	5 jours	TF-400-R-S	732-0639
Microvolume	0,5 - 10 µl	-	En vrac	1000	2611540	30 jours	TF-300	613-3822
Microvolume	0,5 - 10 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576950	5 jours	TF-300-R-S	732-0637
Microvolume, allongé	0,5 - 10 µl	-	En vrac	1000	2611538	30 jours	TXLF-10	613-3831
Microvolume, longue	0,5 - 10 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576888	5 jours	TXLF-10-R-S	732-0638
Standard	0,5 - 50 µl	-	En vrac	1000	2611542	30 jours	TF-50	613-3825
Standard	0,5 - 50 µl	+	10 portoirs de 96	960	2611532	30 jours	TF-50-R-S	732-0641
Standard	0,5 - 20 µl	+	En vrac	1000	2611543	30 jours	TF-20	613-3820
Standard	0,5 - 20 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576894	5 jours	TF-20-R-S	732-0640
Ultra-micro	0,5 - 20 µl	+	10 portoirs de 96	960	2611536	30 jours	TF-420-R-S	732-1407
Standard	1 - 100 µl	-	En vrac	1000	2611541	30 jours	TF-100	613-3817
Standard	1 - 100 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576897	5 jours	TF-100-R-S	732-0642
Standard	1 - 150 µl	+	10 portoirs de 96	960	2611583	30 jours	TF150RS	732-0643
Standard	1 - 200 µl	+	En vrac	1000	2576957	5 jours	TF200	613-3821
Standard	1 - 200 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576899	5 jours	TF-200-R-S	732-0644
Standard	1 - 300 µl	-	En vrac	1000	2611544	30 jours	TF-350	613-3823
Standard	1 - 300 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576902	5 jours	TF-350-R-S	732-0646
Ouverture large	5 - 200 µl	+	10 portoirs de 96	960	2611584	30 jours	TF205WBRS	732-0645
Standard	100 - 1000 µl	+	10 portoirs de 100	1000	2576998	5 jours	TF-1000-R-S	732-0647
Standard	100 - 1000 µl	-	En vrac	1000	2576956	5 jours	TF-1000	613-3818
Ouverture large	100 - 1000 µl	+	10 portoirs de 100	1000	2576987	5 jours	TF1005WBRS	732-0648
Standard	100 - 1200 µl	+	12 portoirs de 96	1152	2576995	5 jours	TF-1200-C-R-S	732-1404

Maxymum Recovery™

Style de pointe	Volume	Stérile	Emballage	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Ultra-Micro	0,5 - 10 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576960	5 jours	TF-400-L-R-S	732-0651
Microvolume	0,5 - 10 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576896	5 jours	TF-300-L-R-S	732-0649
Microvolume, longue	0,5 - 10 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576783	5 jours	TXLF-10-L-R-S	732-7511
Standard	0,5 - 50 µl	+	10 portoirs de 96	960	2611533	30 jours	TF-50-L-R-S	732-0653
Standard	0,5 - 20 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576895	5 jours	TF-20-L-R-S	732-0652
Ultra-micro	0,5 - 20 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576893	5 jours	TF-420-L-R-S	732-0936
Standard	1 - 100 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576951	5 jours	TF-100-L-R-S	732-0862
Standard	1 - 200 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576900	5 jours	TF-200-L-R-S	732-0655
Standard	1 - 300 µl	+	10 portoirs de 96	960	2576904	5 jours	TF-350-L-R-S	732-0937
Standard	100 - 1000 µl	+	10 portoirs de 100	1000	2576952	5 jours	TF-1000-L-R-S	732-0863