

Applied Biosystems™

MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL



Numéro de catalogue: 4358293

Applications liées: [PCR](#) | [Real Time PCR \(qPCR\)](#)

Description

Les consommables en plastique Applied Biosystems® MicroAmp® sont optimisés afin de fournir une précision et une uniformité de température inégalées, pour une amplification par PCR sans huile, efficace et rapide. La bande de 8 tubes MicroAmp® Fast s'ajuste facilement dans le thermocycleur de 96 puits Veriti™ Fast, maximisant la conductivité thermique et offrant un contrôle précis des cycles de températures. Elle exige l'utilisation du [plateau de 96 puits MicroAmp® Fast](#).

Caractéristiques des bandes de 8 tubes MicroAmp® Fast :

- Améliorent la conductivité thermique, permettant le contrôle précis des cycles de températures
- Garantissent des résultats sensibles, spécifiques et reproductibles
- Réduisent la durée de l'amplification par PCR de 2 heures à 25 minutes lorsque le thermocycleur de 96 puits Veriti™ est utilisé

Amplifiez en seulement 25 minutes.

Le système PCR Applied Biosystems® Fast, qui comprend le mélange maître pour PCR pré-mélangé AmpliTaq Gold® ou GeneAmp® Fast, des microplaques et tubes spécialement conçus et le thermocycleur de 96 puits Veriti™, réduit considérablement la durée des amplifications par PCR. Vous pouvez désormais amplifier, à partir de fonds génomiques, des fragments de moins de 500 bp en environ 25 minutes, voire 10 minutes dans certains cas. Et vous pouvez également amplifier des fragments plus importants, jusqu'à 2 kb en à peine 40 à 50 minutes.

Remarque : Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Spécifications

Cap Type:	Not Included
Color:	Clear
For Use With (Equipment):	7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermal Cyclor, Veriti Fast Thermal Cyclor, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA™ 7 Fast System
Product Line:	MicroAmp®
Product Size:	125 strips
Reaction Speed:	Fast
Shipping Condition:	Room Temperature
Tube Type:	Strip of 8
Volume (Metric):	0.1 mL

Contenu et stockage

Contains 125 MicroAmp® Fast 8-Tube Strips, 0.1 ml. Store at room temperature.