




54221-U Supelco

Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 µm porosity

volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100

Synonym: 3mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100



[FDS](#)

[Similar Products](#)

Conditionnement - SKUDisponibilité		Prix (EUR)	Quantité
54221-U	Seulement 6 en stock (d'autres en cours d'arrivage) - A PARTIR DE	148.00	0

Commandes Bulk?

AJOUTER AU PANIER

Propriétés

Related Categories	Analytical/Chromatography , Empty polypropylene SPE tube with PE frits, 20 µm porosity , SPE Tube Components , Sample Preparation & Purification , Solid Phase Extraction (SPE) , Plus...
material	polypropylene
feature	includes polyethylene frits (20 µm pore size)
packaging	pk of 100
volume	3 mL
pore size	20 µm

Description

General description
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges

Informations Sécurité

Aucune information relative à la sécurité de ce produit est actuellement disponible.

Documents

Certificat d'Analyse

Entrez le Lot N°

[Devis/ Commande de produits Bulk](#) [FDS](#)

Customers Also Viewed

57024

Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 µm porosity

volume 3 mL, pk of 54

55218-U

SPE Frit Insertion Tool

for use with 3 mL SPE tubes

54220-U

Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 µm porosity

volume 1 mL, pre-fritted, pk of 100

57026

Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 µm porosity

volume 6 mL, pk of 30

57180-U

Polyethylene (PE) Frit, 20 µm porosity

for use with 3mL SPE Tube, pk of 108

Recently Viewed

57293-U SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB) d_f coating thickness 65 µm, needle size 23 ga, PDMS/DVB StableFlex, for use with autosampler	57057 Supelclean™ LC-Florisil® SPE Tube bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea	504327 PTFE Frit, 20 µm porosity for use with 6mL glass SPE tubes, pk of 60	57341-U SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS) d_f 100 µm (nonbonded phase, for use with autosampler, needle size 23 ga	57310-U SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB) d_f 65 µm (partially crosslinked phase, needle size 24 ga, for use with manual holder
--	---	--	---	---

Protocoles et articles

Related Content

[SPE Cartridges \(Tubes\) - Phase Selection Guide](#)

The SPE Tube Configuraton Guide will help you choose the appropriate bed weight and cartridge dimensions.

Keywords: Agriculture, Calorimetry, Environmental, Fractionation, High performance liquid chromatography, Liquid chromatography mass spectrometry, Mass spectrometry, Pesticides, Pharmaceutical, Solid phase extractions

Documentation référencée

[Avez-vous utilisé ce produit dans vos Protocoles et articles? Si oui, cliquez ici.](#)

Produits associés

