



Accueil > Life Science Research > Protein Detection and Quantification > Western Blotting > Western Blotting Equipment > SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Mini and Midi (7.5 x 8.4 cm and 8.5 x 13.5 cm)

SNAP2MM | SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Mini and Midi (7.5 x 8.4 cm and 8.5 x 13.5 cm)



Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor active! [More>>](#)

SNAP2MM

1/pk

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Demande d'informations complémentaires](#)

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Product Information
Applications
Product Usage Statements
Storage and Shipping Information
Packaging Information
[Tableau de caractéristiques principal](#)

Tableau de caractéristiques principal

Key Applications	
WB	
Description	
Catalogue Number	SNAP2MM
Replaces	WBAVDDBASE
Trade Name	Snap i.d.
Description	SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Mini and Midi (7.5 x 8.4 cm and 8.5 x 13.5 cm)
Overview	This system includes the SNAP i.d. 2.0™ Base, a Mini Blot Holding Frame, a Midi Blot Holding Frame, two Antibody Collection Trays, vacuum tubing, Rolling Pad & Blot Roller, two Wetting Trays and a Quick Start Guide
Materials Required but Not Delivered	Vacuum Pump (WP62 or WP61)

Product Information	
Detection method	Chemiluminescence Fluorescence Chromogenic
Compatible Blocking Solutions	- bløk@-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01) - bløk@-FL Buffer (cat. no. WBAVDL01) - bløk@-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001) - Commercially available blocking reagents
Compatible Detection Reagents	- Luminata Western HRP Substrates - Commercially available detection reagents
Compatible Membranes	- PVDF (Immobilon membranes) - Nitrocellulose

Applications	
Application	Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
Key Applications	Western Blotting
Application Notes	For use on immunoblots.

Product Usage Statements	
Usage Statement	Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Storage and Shipping Information	
Storage Temperature	Room Temperature

Packaging Information	
Material Size	1/pk

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) |
 [Mentions légales](#) |
 [Conditions d'utilisation](#) |
 [Respect de la vie privée](#) |
 [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.