



MSVMHTS00 | Support de filtration sous vide MultiScreen_{HTS}



The MultiScreen®HTS Vacuum Manifold is designed for use with 96-well plate and 384-well plate MultiScreen®HTS filter and collection plates

MSVMHTS00

1
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Informations sur l'emballage

Description	
Référence	MSVMHTS00
Nom de marque	• MultiScreen
Description	Support de filtration sous vide MultiScreen _{HTS}
Informations générales	No matter what application you're working with, Millipore has a plate developed to meet your specific needs. MultiScreen plates have a long history as a reliable tool for the advancement of drug discovery and life science research. HTS Filter Plates - MultiScreenHTS plates are specifically developed for high-throughput use with automated work stations. Rigid sidewalls improve handling and ample surfaces are provided for bar code labels. Wells are individually sealed to prevent incubation crosstalk and the underdrain is removable for access to the filters. Filter plates are available in 96- and 384-well platforms with a broad selection of membranes and plastics. - Millipore's new MultiScreen HTS+ Hi flow filter plate design lessens non-specific binding and reduces variability in both background and signal intensities specifically for biochemical screening assays. Classic Filter Plates - The original multiwell design is valuable for many applications which require immersing the filter in an assay tray. The easily removable underdrain and unique plate design are ideal for assays such as Elispot, PAMPA, cell screening (migration, invasion or chemotaxis) or for topcount detection users. Accessory – MultiScreenHTS Vacuum Manifold - The MultiScreenHTS Vacuum manifold was designed specifically to work with MultiScreenHTS filter plates. The combination results in optimal filtration characteristics and seamless automation integration. Millicell Assay Plates - In addition to the traditional assay plate format, filter plates are also available with cell culture trays for growing and assaying suspension and adherent cell lines. Cells grown on filter plates differentiate better than those grown on traditional plastic substrates, resulting in more in vivo-like results This filter plate/tray combination can be used for a variety of cellular assays, including, transport, toxicity and screening assays.

Informations produit	
Composants	• comprend la base, le cadre pour plaque standard, les joints, les grilles, tous les tuyaux, les vannes et le manomètre

Applications	
Application	The MultiScreen®HTS Vacuum Manifold is designed for use with 96-well plate and 384-well plate MultiScreen®HTS filter and collection plates
Informations sur l'emballage	
Quantité	1

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.