

MILIEUX DE MONTAGE CLASSIQUES

COVER SAFE (à base de D,l-limonène)

- Spécialement recommandé pour les utilisateurs de Microclearing et des substituts de toluène à base de D,l-limonène.
- Milieu de montage à séchage rapide, non toxique, ininflammable, pour l'histologie et la cytologie de routine.
- Sans Xylène / sans Dioxane / sans Toluène / sans Benzène.



100 ml

F/MMCSA100

CYTOSEAL 60

- À base de toluène, contient des antioxydants qui empêchent le jaunissement et la décoloration des tissus. Milieu permanent haut de gamme.
- **Spécialement adapté pour les techniques de colorations spéciales à l'argent** (recommandé par VENTANA).
- Sa viscosité faible permet un séchage rapide.
- Flacon en plastique avec ouverture twist.

12 x 118 ml

F/161478

12 x 473 ml

F/161479

CYTOSEAL XYL

- À base de xylène, contient des antioxydants qui empêchent le jaunissement et la décoloration des tissus.
- À séchage ultra rapide, il permet une observation immédiate après montage.
- Flacon en plastique avec ouverture twist.

12 x 118 ml

F/161423

DIAMOUNT

- Mélange de résines acryliques en solution d'hydrocarbures NON aromatiques : **SANS xylène ni toluène.**
- Spécialement adapté pour le montage après une déshydratation en OTTIX PLUS ou des substituts de toluène et xylène type CLEARIFY, CLEARITE 3... (sauf substituts à base de D,l-limonène).
- Pour montage manuel ou avec colleuse de lamelles.
- Séchage en 20 minutes à température ambiante.



500 ml

F/030400

MOUNTEX™

- À base de xylène, séchage rapide.
Sa solubilité dans l'alcool 100° permet un montage des lames à partir du dernier bac d'alcool 100° ou d'isopropanol.
- Soluble également dans le xylène et analogues.
- Peut être utilisé avec les colleuses de lamelles.



500 ml

F/00851

1000 ml

F/00841

PERTEX®

- À base de xylène, séchage très rapide, permettant une lecture immédiate des lames.
- Milieu soluble dans le xylène et analogues et compatible avec la plupart des substituts de toluène/xylène. Recommandé pour l'utilisation en colleuse de lamelles.

500 ml

F/00811

1000 ml

F/00801

Nouveauté : en tube aluminium pour une utilisation facile.

40 ml

F/00840

RICHARD ALLAN MOUNTING MEDIUM

- Milieu soluble dans le xylène et analogues.
- Séchage rapide. Bonne conservation des colorations dans le temps (pas de fading). Incompatible avec de l'acide picrique.



475 ml

F/4111