

## NETTOYANTS

Voir aussi "Désinfectants" et "Détergents"

### NETTOYANTS-DÉSINFECTANTS INOX

**ANIOS TS-INOX** : nettoyant des surfaces en acier inoxydable. **Détergent et désinfectant** (à base de didécyl diméthyl ammonium, tensio-actifs, acide organique, éthanol). Bactéricide (y compris sur *Legionella pneumophila*). Fongicide, actif sur *Candida albicans*. Actif sur le virus HIV-1 et les Rotavirus.

- En pulvérisateur, prêt à l'emploi.
- Bactéricide : EN 1040, EN 1276.
- Fongicide : EN 1650, EN 1275 (*Candida albicans*).



750 ml

F/1399-241/1

**TOP INOX (CLEAN INOX)** : **détergent lustrant** à base d'huile minérale blanche ultra pure, pH 7. Hydrophobe sur les surfaces nettoyées, il retarde l'accrochage des salissures. Sa basse tension superficielle lui confère un pouvoir nettoyant, éliminant les traces de doigts, les salissures et les auréoles.

**Usage recommandé pour le brillantage.**

- En pulvérisateur, prêt à l'emploi. A essuyer avec un chiffon doux. NE NECESSITE PAS DE RINÇAGE.

750 ml

F/CLEAN-INOX

### DÉTERGENTS-DÉSINFECTANTS DES SURFACES

**TDF 9-10 VAPO** : **détergent, dégraissant, décontaminant** de la radioactivité, **désinfectant** : bactéricide, Fongicide et Virucide (actifs sur le HIV, HBV et Rotavirus). NE NECESSITE PAS DE RINÇAGE.

- Recommandé pour le **nettoyage et la désinfection des surfaces** (verre, matière plastiques, céramique, acier inoxydable...). Élimine les salissures : protéines, albumine, SANG, graisses, cires, COLORANTS, FIXATEURS, PARAFFINE etc...
- En pulvérisateur, prêt à l'emploi.
- Bactéricide : EN 1040, prEN13727, NF T 72-171.
- Mycobactéricide : NF T 72-301.
- Virucide : NFT 72-180 (Adénovirus).
- Fongicide : EN 1275.



50 ml

F/01044759-1

**PERA-VAPO** : **désinfectant stable**, Bactéricide, Virucide, Fongicide, sporicide, Mycobactéricide - A base d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).

- Recommandé pour la **désinfection des surfaces** (paillasse, hottes, sols, mobilier). Son efficacité désinfectante sera optimale sur des supports propres et nets : il est préconisé de nettoyer la surface au préalable (détergent EPOQ D4 par exemple).
- En pulvérisateur, prêt à l'emploi.
- Bactéricide : EN 1040, NF T 72-171.
- Mycobactéricide : NFT 72-301.
- Virucide : NFT 72-180 (Adénovirus).
- Fongicide : EN 1275.
- Sporicide : NFT 72-231.



1 L

F/01044158-1

## NETTOYANTS DIVERS

### NETTOYANT DAB AWAY

kit de 3 réactifs (= 1 litre de solution de nettoyage)

- Décolore totalement les consommables utilisés pour la préparation ou lors de l'incubation avec le chromogène DAB (tubes, chambres humides etc...).



Unité

F/ACP001

### NETTOYANT PARAFFINE ET ANTI-STATIQUE PARAGARD

- Spécialement adapté pour le nettoyage des supports de lames de microtomes.
- Empêche la paraffine de coller sur tous les supports et facilite le déroulement des rubans de coupes.
- Pour un nettoyage complet du microtome, voir CLEARIFY dans la rubrique SOLVANTS.



100 ml

F/PARAGARD