

Portoir réfrigérants




StarChill. Portoirs réfrigérants de haute performance

Apportez votre réfrigérateur sur votre paillasse ou sur votre robot ! Le centre du portoir StarChill change de couleur selon la température. Lorsqu'il se réchauffe, il retrouve sa couleur originale et donne une indication visuelle de sa température.


Portoirs réfrigérants					
	Description	Couleur	Référence	Quantité	
	StarChill PCR Portoir 96 puits avec couvercle, pour : 96 tubes 0,2 ml individuels, en barrettes ou en plaque Température de changement de couleur : 7 °C Maintien à 4 °C : environ 3 heures* Dimensions (L x l x H) : 141 x 99 x 38 mm (sans couvercle) 141 x 99 x 44 mm (avec couvercle)	Rose (chaud) Violet (froid)	E2396-2004	2	
		Jaune (chaud) Vert (froid)	E2396-2006	2	
	StarChill MCT Portoirs 24 puits avec couvercle pour : Tubes ou tubes à vis 0,5, 1,5 et 2,0 ml Température de changement de couleur : 7 °C Durée à 4 °C : environ 3 heures* Dimensions (L x l x H) : 146 x 105 x 65 mm (sans couvercle) 146 x 105 x 70 mm (avec couvercle)	Rose (chaud) Violet (froid)	E2396-5634	1	
		Jaune (chaud) Vert (froid)	E2396-5636	1	
	StarChill SBS Portoir 96 puits (pas de couvercle), pour ROBOTS : Tubes 0,2 ml (individuels ou barrettes) ou plaque PCR 96 puits 0,2 ml Température de changement de couleur : 7 °C Durée à 4 °C : environ 2 heures* Dimensions (L x l x H) : 126 x 85 x 26 mm	Rose (chaud) Violet (froid)	E2396-5654	2	
		Jaune (chaud) Vert (froid)	E2396-5656	2	
	StarChill qPCR Capacité : 64 tubes 0,1 ml style Corbett Rotor Gene, 16 tubes 0,2 ml et 4 tubes 0,5 ml individuels ou en barrettes Dimensions (L x l x H) : 141 x 99 x 44 mm Dimensions : 141 x 99 x 44 mm	Blanc (chaud) Bleu (froid)	E2396-3008	2	

Les portoirs StarChill doivent être placés à -20 °C pendant au moins 8 heures avant utilisation. Non autoclavables. *Cette durée peut varier selon la température ambiante.

Portoir flottant



Très stable dans un bain-marie grâce à ses flotteurs intégrés



Ou placée dans la glace, celle-ci entourera chaque tube

Portoir polyvalent que l'on peut mettre dans la glace ou utiliser dans un bain-marie. Remplissez la boîte à charnière avec de la glace ou laissez flotter le portoir dans votre bain-marie grâce à ses flotteurs intégrés.

- Peut contenir 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml ou 14 tubes de 0,5 ml, ou une combinaison des deux
- Température d'utilisation : -80 °C à 121 °C. Autoclavable

Portoir flottant*			
Description	Référence	Quantité	
Portoir flottant	I2324-5000	5	

*Tubes non inclus