



Les pointes à filtre TipOne®

Rien ne passe !


Protégez vos échantillons de toute contamination en utilisant les pointes à filtre TipOne®. Pendant que vous pipetez, vous ne pouvez pas voir les aérosols pouvant entrer dans votre pipette. Ils peuvent contaminer vos prochains échantillons. Les filtres des pointes à filtre TipOne® ont prouvé qu'ils arrêtaient plus de 99 % des aérosols et qu'ils étaient parmi les meilleurs filtres du marché.

Caractéristiques

- Filtre HDPE haute performance
- Filtre sans additifs pouvant interférer avec vos échantillons
- Le filtre n'absorbera pas vos échantillons et ils pourront être récupérés.
- Stériles et certifiées exemptes de RNase, DNase, DNA et pyrogènes

ECHANTILLON GRATUIT
TRY
before you
BUY
sur demande

Comparaison de la pénétration des aérosols à travers le filtre TipOne®



* Les tests comparatifs ont été réalisés par un laboratoire indépendant avec des pointes à filtres d'autres fabricants.

Conditionnement stérile facile à ouvrir !

A la différence de certains racks stériles que vous devez ouvrir à la hache, l'emballage plastique des racks et des refills de pointes à filtre TipOne® sont rapides et faciles à ouvrir avec une languette d'ouverture.

