



Barrettes PCR style Rotor-Gene®

Ces nouvelles barrettes de 4 tubes 0,1 ml sont spécialement adaptées pour le thermocycleur qPCR Rotor-Gene®.


Barrettes de tubes et bouchons style Rotor-Gene®				
Description	Couleur	Quantité	Référence	
Tube 0,1 ml et bouchon style Rotor-Gene® en barrette de 4	Naturel	1000	I1402-0400	

Disques PCR style Rotor-Gene®

Nouveau !



Un pack de disques de 72 tubes permet de réaliser 1728 réactions



Un pack de disques de 100 tubes permet de réaliser jusqu'à 3000 réactions

Disques PCR style Rotor-Gene®

Les disques style Rotor-Gene® sont spécialement conçus pour être utilisés avec le thermocycleur en temps réel Rotor-Gene® Q de Qiagen.

Deux modèles sont disponibles :

- Un disque de 72 tubes de 100 µl (volume de réaction recommandé : 20-25 µl) à utiliser avec les rotors Rotor-Disc® 72 et Rotor-Disc® 72 Locking Ring
- Un disque de 100 tubes de 30 µl (volume de réaction recommandé : 15-20 µl) à utiliser avec les rotors Rotor-Disc® 100 et Rotor-Disc® 100 Locking Ring

Caractéristiques

- Repérage alpha-numérique pour faciliter l'orientation
- Certifiés exempts de DNA, DNase, RNase et inhibiteurs de PCR
- Certifiés exempts d'endotoxines
- Emballage unitaire

Disques style Rotor-Gene®			
Description	Quantité	Référence	
Disque de 72 tubes de 100 µl style Rotor-Gene®	24	I1402-0500	
Disque de 100 tubes de 30 µl style Rotor-Gene®	30	I1402-0600	

