



DÉCALCIFANTS

ACIDE HYDROCHLORYDRIQUE alcoolique - selon Jenkis Décalcifiant pour os courts du squelette. Temps : 12 - 16h.	500 ml	F/D0012
ACIDE NITRIQUE - URÉE - selon Mallory Décalcifiant général - déconseillé pour l'immunohistochimie. Temps : 12 - 16h.	500 ml	F/D0032
CAL-RITE Mélange d'Acide formique et de Formol <i>permettant simultanément fixation et décalcification.</i>	3,8 L	F/161153
DECALC Pour une décalcification rapide et une qualité de coloration supérieure, à base d'HCl.	1000 ml	F/00601
DÉCALCIFANT ÉLECTROLYTIQUE RAPIDE Pour système électrolytique.	500 ml 6 x 2 L	F/D0042 F/D0044
FORMOL - ACIDE NITRIQUE (Diapath) - selon Culling Décalcifiant général - déconseillé pour l'immunohistochimie.	500 ml	F/D0022
FORMOL - ACIDE NITRIQUE (LRL) Décalcifiant général - déconseillé pour l'immunohistochimie.	5 L	F/60880-36
MICRODEC (avec EDTA) Décalcifiant à base d'EDTA, chélateur des ions calcium. <i>Convient pour l'immunohistochimie. Idéal pour la décalcification des Biopsies Ostéo-Médullaires.</i>	500 ml 1000 ml 6 x 2 L	F/D0052 F/D0053 F/D0054
MICRODECFAST Décalcifiant osseux rapide à base d'HCl et d'Acide Formique.	500 ml 1000 ml 6 x 2 L	F/D0062 F/D0063 F/D0064



DÉSINFECTANTS

Voir aussi "Détergents" et "Nettoyants"

PROTECT II <ul style="list-style-type: none"> ● Désinfectant intégral (solution hydro-alcoolique de microbicides puissants synergisés) pour atmosphère et surface. Spécialement adapté pour la décontamination des cryostats, cyto-centrifugeuses, microtomes, tables de macroscopies, paillasses. ● Bactéricide à large spectre GRAM+/-, fongicide, virucide (HIV, bactériophages, etc...). Complémentaire à l'utilisation du VACUTOME des cryostats MICROM (Normes AFNOR NFT 72.301 - 72.281 - 72.170 et EN 1650 - 1040) <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne contient pas de composés chlorés, ni phénolés, ni iodés. ■ N'attaque pas les métaux ni les plastiques. 		500 ml	F/PROTECTII
PROTECT II en aérosol pour désinfection d'atmosphère		50 ml	F/728/ MG11-63/12
SANOSIL <ul style="list-style-type: none"> ● Désinfectant aqueux (bactéricide, sporicide, fongicide et virucide). Solution prête à l'emploi à base de peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) pour cryostats HM550 équipés d'un module D. 		1 L 5 L	F/S003-1 F/S003-5
VACUTEC <ul style="list-style-type: none"> ● Désinfectant aqueux bactéricide, fongicide, virucide spécialement adapté pour l'utilisation avec Vacutome II des cryostats HM 560 MICROM. 		125 ml	F/VACUTEC