



PEZGS0896 | Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile



Simplify your cell analysis by using the Millicell EZ SLIDE 8 well glass slide to culture, fix, stain & view your sample all in one device. There's no need to remove the media chamber from the mic [More>>](#)

PEZGS0896
96
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

- Description
- Product Information
- Applications
- Biological Information
- Dimensions
- Materials Information
- Packaging Information

Description	
Catalogue Number	PEZGS0896
Trade Name	Millicell
Description	Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile
Background Information	From culture to analysis all in one EZ SLIDE Simplify your cell analysis by using the Millicell EZ SLIDE to culture, fix, stain and view your sample all in one device. There's no need to remove the media chamber from the slide prior to fixing or staining. Easily remove wells without worrying about breaking slides or harming cells. Acquire data simply and quickly with Millicell EZ SLIDES. Features: - Breakable tabs for easy well removal - No tools required to remove wells from slide - No adhesive used to attach wells to slide - No leaky wells - Polypropylene wells allow for fixing and staining with wells still attached - Slide holder protects slide from damage Applications: Cell Growth, Immunocytochemistry of Fixed or Live Cells, Microscopy

Product Information	
Device Configuration	8-well slide
Color Code	Clear
Number of Wells	8

Applications	
Application	Simplify your cell analysis by using the Millicell EZ SLIDE 8 well glass slide to culture, fix, stain & view your sample all in one device. There's no need to remove the media chamber from the microscope slide prior to fixing or staining.
Key Applications	- Cell Based Assays - Cell Culture - Cell Growth
Applications	Immunocytochemistry

Biological Information	
Media	Millicell®
Sterility	Sterile
Dimensions	
Volume	200 µL–700 µL
Materials Information	
Device Material	• Soda Lime Glass • Polypropylene
Packaging Information	
Material Size	96

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.