


STARfocus

Disques style Rotor-Gene®



Réf. I1402-0500
Permet de réaliser
1728 réactions.



Réf. I1402-0600
Permet de réaliser
3000 réactions.



Les disques style Rotor-Gene® sont spécialement conçus pour être utilisés avec le thermocycleur en temps réel Rotor-Gene® Q de Qiagen.

Deux modèles sont disponibles :

- ▶ un disque de 72 tubes de 100 µl (volume de réaction recommandé : 20-25 µl) à utiliser avec les rotors Rotor-Disc® 72 et Rotor-Disc 72 Locking Ring
- ▶ un disque de 100 tubes de 30 µl (volume de réaction recommandé : 15-20 µl) à utiliser avec les rotors Rotor-Disc® 100 et Rotor-Disc 100 Locking Ring

- ▶ certifiés exempts de DNA, DNase, RNase et inhibiteurs de PCR
- ▶ certifiés exempts d'endotoxines
- ▶ autoclavables
- ▶ sachets refermables par zip

Disques style Rotor-Gene® naturel

Description	Quantité	Référence	
Disque de 72 tubes de 100 µl pour Rotor-Gene®, volume de réaction recommandé : 20-25 µl	24	I1402-0500	
Disque de 100 tubes de 25 µl pour Rotor-Gene®, volume de réaction recommandé : 15-20 µl	30	I1402-0600	

STARLAB France

30 rue Jean Rostand • 91400 Orsay

Tel. : 01 60 13 71 70 • Fax : 01 69 41 48 65 • info@starlab-france.com

Passionate for Science.



www.starlabgroup.com