


## FICHE TECHNIQUE



<b>Référence</b>	<b>S1126-7710</b>
<b>Description</b>	Pointe à filtre TipOne® 1000 µl (stérile)
<b>Conditionnement</b>	10 refills (stériles) de 96 pointes
<b>Code couleur plateau</b>	
<b>Matériaux</b>	Polypropylène vierge naturel
<b>Graduations</b>	Non
<b>Présence d'un filtre</b>	Oui, en HDPE pur
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Compatibilité</b>	Universelle
<b>Qualité</b>	Certifiée sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes

Échelle: 1:1



Utilisez le ruban "PULL TO OPEN" pour ouvrir l'emballage.



Soulevez la recharge et le couvercle par les ergots de clipsage et placez-les dans le rack vide TipOne® jusqu'à ce qu'ils se cliquent.



Retirez le couvercle de la recharge.



Compatibles avec les nouveaux racks TipOne® uniquement. Les nouveaux racks ont 3 encoches sur les côtés et le logo TipOne® à l'avant.

Photos non contractuelles

# TipOne

Toutes les pointes TipOne® sont certifiées sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes



Les pointes TipOne® sont conçues pour être compatibles avec la plupart des pipettes sans perte de précision ni de justesse.



**STARLAB**  
**International GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0  
F: +49 (0)40 675 99 39 0  
info@starlab.de  
www.starlabgroup.com

**STARLAB**  
**GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0  
F: +49 (0)40 675 99 39 0  
info@starlab.de  
www.starlab.de

**STARLAB**  
**(UK), Ltd**  
4 Tanners Drive  
Milton Keynes MK14 5NA  
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800  
F: +44 (0)1908 283802  
info@starlab.co.uk  
www.starlab.co.uk

**STARLAB**  
**FRANCE SARL**  
30 rue Jean Rostand  
91440 Orsay  
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70  
F: +33 (0)1 69 41 48 65  
info@starlab-france.com  
www.starlab-france.com

**STARLAB**  
**S.r.l.**  
Via Pinturicchio 1  
20133 Milano  
Italy

T: +39 02 7020 1040  
F: +39 02 7020 1033  
info@starlitalia.it  
www.starlitalia.it

[www.starlab-france.com](http://www.starlab-france.com)

