



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

REF BSA045



DESCRIZIONE / DESCRIPTION
CITOLINE PER CAMPIONI TIPO TECHNICON
TECHNICON SAMPLE CUPS

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Codice CND W050301020202 MICROPROVETTE E COPPETTE SENZA ADDITIVI IN MATERIALE
PLASTICO PER ANALISI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE
Volume (ml)	4
Tipo	TECHNICON
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C
Dimensioni (mm)	Ø17 X 38
Peso (gr.)	1,8
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain biological liquids to perform laboratory tests.
For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device
- Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product
- Prodotto non adatto ai bambini

BSA045_TDS

Pagina 1 di 2



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

Keep out of reach of children

- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

IMBALLO / PACKING
QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Quantità (pz)	5,000	Quantity (pcs)
Confezione interna (pz)	500	Internal packing (pcs):

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER DEFINITION

Nuova Aptaca s.r.l.
Regione Montforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma S.r.l.

The Declaration of Conformity in accordance to the Directive 98/79/CE is available, on request, to the Quality Department Biosigma S.r.l.

Interpretazione dei simboli sull'imballaggio/ Interpretation of the symbols on the package

	Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medici Diagnostici In Vitro This product fulfills the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices		Simbolo per "Mantenere secco" Symbol for "Keep dry"
	Simbolo per "Non riutilizzare" Symbol for "Do not reuse"		Simbolo per "codice del lotto" Symbol for "batch code"
	Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso" Symbol for "Consult instructions for Use"		Simbolo per "utilizzare entro" Symbol for "Use by"
	Simbolo per "limite di temperatura" Symbol for "temperature limitation"		Simbolo per "fabbricante" Symbol for "Manufacturer"
	Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro" Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"		Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura" Symbol for "Fragile, handle with care"
	Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti" Symbol for "Method of sterilization using irradiation"		Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene" Symbol for "Method of sterilization using ethylene oxide"
	Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata" Symbol for "Do not use if package damaged"		Simbolo per "Tenere lontano dal calore" Symbol for "Keep away from heat"

BSA045_TDS

Pagina 2 di 2