



LP ITALIANA SPA

Via C. Reale, 15/4 - 20157 Milano - ITALY

Tel. +39 02 3933061

Fax +39 02 39313484

www.lpitaliana.com

info@lpitaliana.com

Capitale Sociale € 309.600,00

R.E.A. MI 882798

Reg. Imp. MI 161285/3927/35

C.F. e P.I. 01794050151

c/c postale 19643204

FICHE TECHNIQUE


POTS A USAGE UNIQUE POUR LA CONSERVATION DES PIECES ANATOMIQUES EN FORMALINE

Etudiés pour substituer avantageusement les pots traditionnels, en verre et en plastique lourde, ils sont habituellement utilisés dans les départements d'anatomie pathologique pour la conservation des pièces anatomiques; ces pots ont un corps léger et résistant en polystyrène anti-choc et une fermeture spéciale étanche, en polyéthylène.



Ces pots à usage unique résolvent tous les inconvénients du verre et de la plastique lourde:

- prix
- poids
- espace occupé, quand ils sont vides
- hygiène, en évitant les lavages, nettoyages et déchets
- fragilité
- imprégnation du liquide dans la plastique.

Firma: 	Distribuito a: DG – DVE – VEI – VEE - UA		Pagina 1 di 2
	Documento: Rssg 107 Rev. E	Data emissione: 16.04.2015	

LP ITALIANA SPA

Grâce à leur conception et construction ils présentent les suivantes caractéristiques : légèreté, empilage, robustesse, maniabilité et compatibilité chimique: les deux matériels utilisés dans la production de cette série de pots sont parfaitement résistants au contact, même prolongé avec la formaline; surtout le polystyrène a une très basse imprégnation à la formaline. La fermeture spéciale garantie, pour les usages habituels, une étanchéité très bonne au liquide et à ses vapeurs.

Les peintures utilisées pour la sérigraphie n'ont aucun matériel toxique ou nuisible.

code		volume (ml)	Dimensions Ø x H (mm)	boîte
blancs	sérigraphés			
190301	190300	250	125 x 54	240
190501	190500	500	125 X 70	180
191001	191000	1000	125 X 120	180
192501	192500	2500	200 X 130	52
195001	195000	5000	200 X 215	40

Destination d'usage et marquage CE: ces pots à usage unique dont à cette fiches peuvent être utilisées dans les usages généraux de laboratoire; mais LP ITALIANA indique, comme principale destination d'usage, la conservation des pièces anatomiques en formaline qui viennent du corps humain à soumettre à analyse pour fournir des renseignements sur l'état physiologique ou pathologique d'un patient. Donc, elles rentrent dans la matière réglée de la Directive Européenne 98/79/CE sur les dispositifs médicaux Diagnostiques in Vitro (IVD) et elles ont le marquage CE pour se conformer.

Entre les informations présentes sur les pots sérigraphés nous vous signalons le symbole de "Risque Biologique" en orange, qui est conforme au "Biological Risk" en accord avec « UNI EN 980 : 2002 - New Graphical Symbols for Use in the Labelling of Medical Devices »



Ecoulement: les pots à usage unique LP, peuvent être écoulées différemment:

- 1 – si non contaminées, ils sont entièrement recyclables (en considérant la présence de peintures); ou
- 2 – ils peuvent être utilisées pour récupération énergétique, dans ce cas, la correcte combustion ne demande pas une rajoute spéciale de gaz; ou en alternative
- 3 – ils peuvent être données à la décharge (selon les normes locales) ou ils ne donnent aucune percolation ; ou
- 4 – ils peuvent être écoulées dans l'incinérateur en respectant les normes contre la pollution comme au moment de la combustion, ils ne délivrent que de l'eau et de l'anhydride carbonique (combustion effectuée avec insufflation d'air suffisante et à une température correcte).