


AP1004700 | Tampon absorbant, 47 mm



47 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore's monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100. [Less<<](#)

Tampon absorbant, 47 mm : FDS (Fiches de données de sécurité), certificats d'analyse (CoA) et de qualité (CoQ), dossiers, brochures et autres documents disponibles.

- [FDS](#)
- [Brochures](#)

AP1004700

100

EUR 46,50

[Connectez-vous pour voir vos tarifs](#)

En stock

Quantité :

[Ajouter à la commande](#)

[Ajouter à Mes favoris](#)

[Click To Print This Page](#)

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

- Description
- Informations produit
- Applications
- Informations biologiques
- Informations physico-chimiques
- Dimensions
- Informations sur les matériaux
- Informations sur l'emballage

Description	
Référence	AP1004700
Description	Tampon absorbant, 47 mm
Informations générales	Cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore's monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. To increase flow rate and throughput, our woven mesh spacers can be placed between filters in a serial filtration to prevent the downstream screen filter from "blinding" the upstream filter pores. Features & Benefits •Avoid membrane damage during high pressure or fast flow conditions •Spacers enable you to combine multiple stages of filtration into a single process step, saving time Applications: Air Monitoring, Environmental Monitoring, Aerosol Contamination Monitoring

Informations produit	
Code du filtre	AP10
Couleur du filtre	Blanc
Type de filtre	Filtre en profondeur

Applications	
Application	47 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore's monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.

Informations biologiques	
Mouillabilité	Hydrophile

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	Not Applicable
Débit d'eau	5.8 mL/min x cm²

Dimensions	
Surface du filtre	Unie
Diamètre du filtre (ø)	47 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	Fibre de cellulose

Informations sur l'emballage	
Quantité	100

Récemment consultés

 Tampon absorbant, 47 mm

Tampon absorbant, 47 mm
47 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore's monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.

 Filtre en fibres de verre avec liant, AP25, 47 mm

Filtre en fibres de verre avec liant, AP25, 47 mm
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 47 mm diameter

 Membrane MF-Millipore, esters de cellulose, hydrophile, 0,55 µm, 50 mm, blanche, unie

Membrane MF-Millipore, esters de cellulose, hydrophile, 0,55 µm, 50 mm, blanche, unie
50 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs

Produits recommandés



10 tubes de 100 tampons absorbants, stériles, 47 mm



Tampons absorbants stériles, stérilisés à...



Membrane MF-Millipore, esters de cellulose, hydrophile...

PRODUITS

- Produits par application
- Produits par marque
- Produits par secteur d'activité
- Produits par type
- Commander nos produits

SUPPORT

- Aide
- Commentaires
- Cookies (témoins)
- FAQ pour le service Clients et le service technique
- Brevets
- Nous contacter

ENTREPRISE

- Entreprise
- News
- Événements
- Carrières
- Changer le pays

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie : solutions et services pour la recherche, le développement et la production de produits thérapeutiques issus des biotechnologies et de l'industrie pharmaceutique classique.

