



SLHVR04NL | Filtre Millex-HV, 0,45 µm, PVDF, 4 mm, non stérile



Clarification des solutions aqueuses et faiblement organiques

SLHVR04NL

100 non sterile

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu Produits & Applications associés

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Informations biologiques
Informations physico-chimiques
Dimensions
Informations sur les matériaux
Notifications sur l'utilisation du produit
Informations sur l'emballage
Tableau de caractéristiques principal

Tableau de caractéristiques principal

Stérilité	Chimie	Dimension de pores	Mouillabilité
Non stérile	PVDF hydrophile	0.45 µm	Hydrophile

Description

Référence SLHVR04NL

Nom de marque • Millex

Description Filtre Millex-HV, 0,45 µm, PVDF, 4 mm, non stérile

Informations générales

Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Durapore® (PVDF) Membrane

- Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
- Compatible with aqueous and mild organic solutions
- Available in 0.22 µm and 0.45 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs
- Housing materials are either polypropylene or high density polyethylene (HDPE), offering low levels of extractables and broad chemical compatibility

Available in Multiple Pack Sizes:

SKU ending with NS (-----NS): 50 per pack

SKU ending with NL (-----NL): 100 per pack

SKU ending with TL (-----TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet

SKU ending with NB (-----NB): 250 per pack

SKU ending with NK (-----NK): 1000 per pack

Applications:

Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Filtration of Biological Samples and Protein Solutions

Informations produit

Raccords (Entrée/Sortie)	Female Luer-Lok/Male Luer slip
Code du filtre	HV
Raccord d'entrée	Luer-Lok® femelle
Raccord de sortie	Luer mâle à coulissement, bi-diamètre
Support	HDPE

Informations produit	
Code couleur	Entrée naturelle/sortie naturelle
Pression d'entrée maximale (bar)	14 bar (200 psi)
Température d'utilisation maximale	45 °C

Applications	
Application	Clarification des solutions aqueuses et faiblement organiques
Principales applications	<ul style="list-style-type: none"> Préparation d'échantillons analytiques

Informations biologiques	
Type d'échantillon	<ul style="list-style-type: none"> Aqueux Faiblement organiques
Milieux de culture	Durapore®
Stérilité	Non stérile
Mouillabilité	Hydrophile

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	0.45 µm
Débit	5.2 L/min
Volume mort	< 10 µL

Dimensions	
Hauteur	19.7 mm
Surface de filtration	0.1 cm²
Volume traité	1 mL
Diamètre du filtre (ø)	4 mm

Informations sur les matériaux	
Chimie	<ul style="list-style-type: none"> PVDF hydrophile
Matériau du dispositif	<ul style="list-style-type: none"> HDPE

Notifications sur l'utilisation du produit	
Normes et réglementations	For general laboratory use only

Informations sur l'emballage	
Quantité	100
Conditionnement	non sterile

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.