



SVGP01050 | Sterivex-GP, 0,22 µm, polyéthersulfone, rayonnement gamma



Faible adsorption protéique et débit élevé pour la stérilisation des solutions aqueuses

SVGP01050

50

EUR 347,00

En stock

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

[Description](#)
[Informations produit](#)
[Applications](#)
[Informations biologiques](#)
[Informations physico-chimiques](#)
[Dimensions](#)
[Informations sur les matériaux](#)
[Informations sur l'emballage](#)
[Tableau de caractéristiques principal](#)

Tableau de caractéristiques principal

Stérilité	Volume traité	Dimension de pores
Stérile	2 L	0.22 µm

Description	
Référence	SVGP01050
Nom de marque	Sterivex
Description	Sterivex-GP, 0,22 µm, polyéthersulfone, rayonnement gamma
Informations générales	- Sterivex filter units work with syringes, peristaltic pumps or pressure vessels. They eliminate the risk of contamination associated with decanting or pipetting. - Sterivex units are designed to dispense into virtually any storage container. The devices are available with different outlet connections (see table). - Sterivex filter units can process volumes up to 1,000 mL or 2,000 mL, depending on the type of membrane used in the device. A choice of three different membranes is provided. - Filter-sterilize volumes up to 1,000 mL or 2,000 mL, using Sterivex™ pressure-driven filter units (capacity depends on the type of membrane used in the device). With three different membrane options and a variety of outlet connection options, Sterivex™ filters can fit virtually any workflow and dispense into nearly any storage container. Sterivex™ filters work with syringes, peristaltic pumps or pressure vessels and eliminate the risk of contamination associated with decanting or pipetting. Features & Benefits: - Works with a variety of pressure devices including syringes, peristaltic pumps and pressure vessels - Comes in multiple membrane types to suit your application needs with capacities up to 2 L Applications: Sterilization of Aqueous Solutions

Informations produit	
Raccord d'entrée	Luer-Lok® femelle avec évent en amont
Raccord de sortie	Embout mâle
Code couleur	Transparent
Pression d'entrée maximale (bar)	3.1 bar (45 psi)

Informations produit	
Température d'utilisation maximale	45 °C

Applications	
Application	Faible adsorption protéique et débit élevé pour la stérilisation des solutions aqueuses
Principales applications	Filtration stérilisante

Informations biologiques	
Milieux de culture	Express PLUS®
Stérilité	Stérile
Stérilisation	Rayonnement gamma
Mouillabilité	Hydrophile

Informations physico-chimiques	
Dimension de pores	0.22 µm
Pression/Vide	Pression
Volume mort	2.2 mL

Dimensions	
Hauteur	67 mm
Diamètre	1.7 cm
Surface de filtration	10 cm²
Volume traité	2 L
Volume	1 L
Dimension nominale des pores	0.22 µm

Informations sur les matériaux	
Chimie	Polyethersulfone (PES)
Matériau du dispositif	Eastar®

Informations sur l'emballage	
Quantité	50

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.