



Accueil > Stainless Steel Base Assembly for 25 mm filter holder

XX1012542 | Stainless Steel Base Assembly for 25 mm filter holder



Accessories for filter holders for sample preparation.

XX1012542

1

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu

Replacement Information
Description
Applications
Dimensions
Materials Information
Packaging Information

Aperçu

Replacement Information

Replacement Information	XX1012542 replaces item XX1002542.
--------------------------------	------------------------------------

Description

Catalogue Number	XX1012542
Description	Stainless Steel Base Assembly for 25 mm filter holder
Background Information	25 MM Accessories 25 MM – XX1012514, XX1012505, XX1012502, XX1012532, XX1002535, XX1012503, XX1012508, XX1012506 The glass microanalysis filter holder is designed for vacuum filtration of small-volume liquid samples for particulate or biological contamination analysis. This item is an accessory item for the glass microanalysis filter holder. Features & Benefits: •Volume graduations clearly indicate sample volume •Filter support available in fritted glass or stainless steel Applications: Contamination Analysis (not for use with thick prefilters or flammable liquids)

Applications

Application	Accessories for filter holders for sample preparation.
--------------------	--

Dimensions

Diameter	25 mm
Filtration Area	2.8 cm ²

Materials Information

Materials of Construction	Stainless steel base, stainless steel screen, silicone stopper with parylene coating
----------------------------------	--

Packaging Information	
Material Size	1

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#)

[Mentions légales](#)

[Conditions d'utilisation](#)

[Respect de la vie privée](#)

[Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.