



XX4304702 | Joint torique en Fluorocarbone (2-131)



Accessories for filter holders for sample preparation.

XX4304702

6

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

Aperçu **Produits & Applications associés**

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Informations sur les matériaux
Informations sur l'emballage

Description	
Référence	XX4304702
Description	Joint torique en Fluorocarbone (2-131)
Informations générales	In-Line Filter Holders are commonly use to ultraclean liquids or gases in line by pressure filtration. Simply open the housing to change the filter without disturbing the attached plumbing. Features & Benefits: •Stepped hose barb connections at both ends for easy installation •Large, easy to grip hand knobs Catalog Number Description XX4304700 In-Line Filter Holder 47 mm Replacement Parts XX1104715 Support screen, 47 mm, polypropylene XX4304701 O-ring (2-131), silicone XX4304704 Hose adapter, 1/4 in. NPTF to 5/16 in. ID, polypropylene XX4304705 Hand Knobs Accessories XX4304702 O-ring, (2-131), fluoroelastomer XX4304707 Stainless Steel Support Screen, 47 mm XX6200006P Filter forceps, blunt end, stainless steel XX6700034 3 meters PVC tubing with 9.5 mm internal diameter

Informations produit

Raccords (Entrée/Sortie)	Raccord Tri-Clamp 3/4
--------------------------	-----------------------

Applications

Application	Accessories for filter holders for sample preparation.
-------------	--

Informations sur les matériaux

Chimie	• Fluoroelastomer
--------	---

Informations sur l'emballage

Informations sur l'emballage	
Quantité	6

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#)

[Mentions légales](#)

[Conditions d'utilisation](#)

[Respect de la vie privée](#)

[Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.