

FICHE TECHNIQUE

PCR & Biologie moléculaire – Plaques PCR blanches Low Profile

Fiche créée le: 23/02/2021

Dernière modification le:



72.1977232
Sans jupe



72.1981010
Demi-jupe



72.1985202
Jupe intégrale

Désignation commerciale : Plaque PCR Multiply®

Application : Technique de PCR avec faible volume d'échantillon, PCR en temps réel (qPCR), PCR rapide/Fast PCR, qPCR fast

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

- **Description :** Plaque PCR Multiply® blanche, Low Profile.
Repérage alphanumérique des puits par sérigraphie noire. Puits légèrement surélevés pour éviter les contaminations croisées et assurer une fermeture optimale par film adhésif.
- **Matière :** Polypropylène (PP) + colorant
- **Conditionnement :** Se référer au tableau page suivante
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque boîte et carton
Durée de vie : se référer au tableau page suivante
- **Qualités biologiques :** Non stérile



Certifiée PCR Performance Tested
ADN humain <0,5 pg/μl
ADN bactérien <0,02 pg/μl
DNase <1x10⁻⁵ U/μl
RNase <1x10⁻⁹ unités Kunitz/μl
PCR en temps réel : <0,5 cycles CT valeur de transfert comparée au contrôle

Toutes ces mesures sont effectuées sur chaque lot de production par un laboratoire indépendant.
Certificat de conformité disponible en téléchargement sur notre site internet.



FICHE TECHNIQUE

PCR & Biologie moléculaire – Plaques PCR blanches Low Profile

Référencement des plaques PCR :

Référence	Nombre de puits	Volume des puits	Volume de travail recommandé	Jupe	Qualité	Durée de vie (mois)	Conditionnement Sous-conditionnement
72.1977232	96	200 µl	5 µl à 100 µl	Sans		60	100 pcs Sachet de 20 pcs
72.1980010	96	200 µl	5 µl à 100 µl	Intégrale		36	100 pcs Boîte de 5 sachets de 10 pcs
72.1981010	96	200 µl	5 µl à 100 µl	Demi		36	100 pcs Boîte de 5 sachets de 10 pcs
72.1982202	96	200 µl	5 µl à 100 µl	Demi		36	100 pcs Sachet de 25 pcs
72.1985202	384	40 µl	2 µl à 40 µl	Intégrale		36	100 pcs Boîte de 2 sachets de 25 pcs

Limites d'utilisation - Recommandations :

Article pour usage général de laboratoire.
Usage unique.

Centrifugation : 3 000 x g pendant 5 min à 22°C

Compatible avec la plupart des thermocycleurs du marché (ex : Applied Biosystems, Techne, Eppendorf, ...), vérifier la compatibilité du modèle avant usage.

Vous pouvez consulter notre outil de compatibilité de nos plaques sur notre site internet :

<https://www.sarstedt.com/fr/service/tableaux-de-compatibilite/plaques-pcr/>