

## Fiche technique

# CALE DENTS ADULTE

## NeoBiteBlock®

Cale dents

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

**Code CLADIMED :** A67AA06

**Code LPPR\* si applicable :** NA  
\*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

**Classe du DM :** I

**Règlement de l'UE applicable :** 2017/745

**N° Organisme notifié :** NA

**Première mise sur le marché de l'UE :** 05/2015

**Fabricant :** ASEPT INMED



Réf 220684



Réf 222398

#### Descriptif du dispositif :

Protège le matériel d'endoscopie pendant l'intervention.

#### Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence	Dimensions orifice (mm)	Conditionnement
Cale dents avec courroie textile	220684	25.6x21.6	Carton de 100 unités
Cale dents avec courroie plastique	222398	25.6x21.6	Carton de 100 unités

#### Composition du dispositif et accessoires :

#### Principaux composants et matériaux :

Élément : Cale dents

Élément : Courroie textile

Élément : Courroie plastique

Matériau : Polypropylène

Matériau : Soie de Polyester

Matériau : Caoutchouc

## Fiche technique

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires**

**Latex :** Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B :** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Bisphénol A :** Absence

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Endoscopie

**Indications :**

Protection

Endoscopie

**2 PROCEDE DE STERILISATION :** Produit non stérile

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage.

**Durée de validité du produit :**

5 ans

### CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – [ccavelier@aseptinmed.fr](mailto:ccavelier@aseptinmed.fr)  
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01