

|                   |                                                           |                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>           | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B35140    | CISEAUX METZENBAUM COURBES L:180MM TUNGSTENE | 3661219005834                                                                                          |
|           | METZENBAUM SCISSORS CURVED L:180MM TUNGSTEN  | <br>3 661219 005834 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

03-062

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

III - Ciseaux  
III - Scissors  
III - Tijeras

## L A N D A N G E R

Ciseaux tungstène - Tungsten scissors - Tijeras de tungsteno



TC Insert

### METZENBAUM

Droit - Straight - Recta



Microcut

Courbe - Curved - Curva



Microcut



SupercutBlack

|  | Baby                                                                                | B35104  | B35104M |  | B35106                                                                              | B35106M | B35106SB |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|  |  | B35110  |         |  |  | B35120  | B35120SB |
|  |                                                                                     | B35130  |         |  | B35140                                                                              | B35140M | B35140SB |
|  |                                                                                     | B35150  |         |  | B35160                                                                              | B35160M | B35160SB |
|  |                                                                                     | B35172  |         |  | B35174                                                                              | B35174M | B35174SB |
|  |                                                                                     | B351750 |         |  | B351751                                                                             |         |          |
|  |                                                                                     | B351780 |         |  | B351781                                                                             |         |          |
|  |                                                                                     | B35250  |         |  | B35240                                                                              |         |          |



**B35110**  
15 cm - 6"



**B35120**  
15 cm - 6"

**III - 62**

\* Microcut : 1 lame TC standard + 1 lame TC microdentée - 1 TC standard blade + 1 hoja TC micro serrada  
 \* SupercutBlack : 1 lame TC microdentée + 1 lame TC usoir + 1 lame de 11 mm noir - 1 TC serrated blade + 1 TC usor blade + Black coating - 1 hoja TC micro serrada + 1 hoja TC cavaña + recubrimiento negro



Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>           | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B35140    | CISEAUX METZENBAUM COURBES L:180MM TUNGSTENE | 3661219005834                                                                                          |
|           | METZENBAUM SCISSORS CURVED L:180MM TUNGSTEN  | <br>3 661219 005834 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

38727

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :  
*Material grade :*

X39Cr13(1.4031) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

03-062

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*