

|           |                                                    |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                  | CODE EAN                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B35240    | CISEAUX METZENBAUM COURBES L:300MM TUNGSTENE | 3661219006015                                                                       |
|           | METZENBAUM SCISSORS CURVED L:300MM TUNSTEN   |  |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

03-062

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

III - Ciseaux  
III - Scissors  
III - Tijeras

LANDANGER

Ciseaux tungstène - Tungsten scissors - Tijeras de tungsteno

METZENBAUM

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



TC Insert

Droit - Straight - Recta



Standard  
Standard  
Estándar



Microcut

Courbe - Curved - Curva



Standard  
Standard  
Estándar



Microcut



SupercutBlack

|  | Baby                                                                                | B35104  | B35104M |                  | B35106                                                                              | B35106M | B35106SB         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|  |  | B35110  |         | 11,5 cm - 4 1/2" |  | B35120  | B35120M B35120SB |
|  |                                                                                     | B35130  |         | 15 cm - 6"       |                                                                                     | B35140  | B35140M B35140SB |
|  |                                                                                     | B35150  |         | 18 cm - 7"       |                                                                                     | B35160  | B35160M B35160SB |
|  |                                                                                     | B35172  |         | 20 cm - 8"       |                                                                                     | B35174  | B35174M B35174SB |
|  |                                                                                     | B351750 |         | 23 cm - 9"       |                                                                                     | B351751 |                  |
|  |                                                                                     | B351780 |         | 25 cm - 10"      |                                                                                     | B351781 |                  |
|  |                                                                                     | B35250  |         | 28 cm - 11"      |                                                                                     | B35240  |                  |
|  |                                                                                     |         |         | 30 cm - 11 3/4"  |                                                                                     |         |                  |



**B35110**  
15 cm - 6"



**B35120**  
15 cm - 6"

III - 62



\* Microcut : 1 lame TC standard + 1 lame TC microdentée - 1 TC standard blade + 1 hoja TC estándar + 1 hoja TC micro serrada  
 \* SupercutBlack : 1 lame TC microdentée + 1 lame TC laser + 1 lame de lame noir - 1 TC serrated blade + 1 TC laser blade + Black coating - 1 hoja TC micro serrada + 1 hoja TC creyaja + recubrimiento negro

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>           | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B35240    | CISEAUX METZENBAUM COURBES L:300MM TUNGSTENE | 3661219006015                                                                                          |
|           | METZENBAUM SCISSORS CURVED L:300MM TUNSTEN   | <br>3 661219 006015 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

38727

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :  
*Material grade :*

X38CrMoV15(1.4117) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

03-062

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*