

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE     | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>    | CODE EAN                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B40070</b> | PINCE DISSECTION L:200MM A GRIFFES    | 3661219006268                                                                                          |
|               | DISSECTING FORCEPS L:200MM WITH TEETH | <br>3 661219 006268 |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

02-005

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

LANDANGER

Pinces à dissection standards - Standard dissecting forceps - Pinzas para disección estándares

| Sans griffes<br>Without teeth<br>Sin dientes                                             | STANDARD - STANDARD - ESTÁNDAR | 1 x 2 griffes<br>1 x 2 teeth<br>1 x 2 dientes                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40005                                                                                   | -                              | 10 cm - 4"                                                                                                                  |
| B40010                                                                                   | B401140                        | 12 cm - 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                                                                                     |
| B40015                                                                                   | B401141                        | 14 cm - 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                                                                     |
|  B40020 | B401142                        | 16 cm - 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "  |
| B40025                                                                                   | B401143                        | 18 cm - 7"                                                                                                                  |
| B40030                                                                                   | B401144                        | 20 cm - 8"                                                                                                                  |
| B40035                                                                                   | B401145                        | 25 cm - 10"                                                                                                                 |
| B40040                                                                                   | -                              | 30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                                                                                    |
|                                                                                          |                                | B40045 -                                                                                                                    |
|                                                                                          |                                | B40050 B401150                                                                                                              |
|                                                                                          |                                | B40055 B401151                                                                                                              |
|                                                                                          |                                | B40060 B401152                                                                                                              |
|                                                                                          |                                | B40065 B401153                                                                                                              |
|                                                                                          |                                | B40070 B401154                                                                                                              |
|                                                                                          |                                | B40075 B401155                                                                                                              |
|                                                                                          |                                | B40080 -                                                                                                                    |



**B40020** 16 cm - 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**B401142** 16 cm - 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**B40060** 16 cm - 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
**B401152** 16 cm - 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



II - 5

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>    | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40070    | PINCE DISSECTION L:200MM A GRIFFES    | 3661219006268                                                                                          |
|           | DISSECTING FORCEPS L:200MM WITH TEETH | <br>3 661219 006268 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

02-005

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*